

- Mην χρησιμοποιείτε αν οι ασθενείς είναι αλλεργικοί σε ένα από τα συστατικά του προϊόντος ή σε ασθενείς με φλεγμονή.
- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να συνταγογραφείται για εσωτερικές εφαρμογές.
- Χρησιμοποιείτε πάντα το φράγμα καουτσούκ για να προστατέψετε το αναπνευστικό σύστημα πριν από τη χρήση.
- Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως το υλικό με βαμβάκι και αλκοόλ και ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Mην γεμίζετε υπερβολικά το ριζικό σωλήνα με την κωνία για να μην καταστραφούν οι περιπαικοί ιστοί.

Simboli usati sulla confezione / Symbols used on packaging / Symboles utilisés sur les emballages / Símbolos utilizados en el embalaje / Auf der verpackung verwendete symbole / Symbole na opakowaniu / Simboluri utilizate pe ambalaj / Συμβολα που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία / Símbolos usados na embalagem

	Consultare le istruzioni d'uso / Consult instructions for use / Consulter le mode d'emploi / Consultar las instrucciones de uso / Die Gebrauchsanweisung lesen / Patrz: sposób użycia / Consultați instrucțiunile de utilizare / Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης / Consulte as instrucções de uso
	Limiti di temperatura / Temperature limits / Limite de température / Limite de temperatura / Temperaturgrenze / Granica temperatury / Limita de temperatură / Όριο θερμοκρασίας / Limite de temperatura
	Mantenere asciutto / Keep dry / Garder au sec / Manterner seco / Bleib trocken / Utrzymuj suchość / Pāstrāt ušcat / Διατηρήσ στεγνό / Manter seco
	Data di scadenza / Use by date / Date limite d'utilisation / Utilizar según la fecha / Mindesthaltbarkeitsdatum / Termin przydatności do użycia / Data expirării / Τέληκι ημερομηνία ανάλυσης Data de validade
	Codice lotto / Batch code / Code de lot / Código de lote / Chargennummer / Kod partii / Cod lot / Κωδικός παρτίδας / Código de lote
	Numero di catalogo / Catalogue number / Numéro de catalogue / Número de catálogo / Katalognummer / Numer katalogowy / Număr de catalog / Αριθμός καταλόγου / Número de catálogo
	Tenere lontano dalla luce solare / Keep away from sunlight / Tenir à l'écart de la lumière du soleil / Mantener alejado de la luz solar / Von direktem Sonnenlicht fernhalten / Chronić przed światłem słonecznym / A se păstra ferit de lumina soarelui / Διατηρείτε μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία / Manter afastado da luz solar direta
	Rappresentante autorizzato / Authorized representative / Représentant autorisé / Representante autorizado / Bevollmächtigter Vertreter / Upoważniony przedstawiciel / Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος / Reprezentante autorizado / Reprezentant autorizat
	Produttore / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Producent / Κατασκευαστής / Fabricante

DiaDent Group International
16, Osongsangmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161, Korea

DiaDent Europe B.V.
Antennestraat 70, 1322 AS Almere, The Netherlands

SICURA SEAL SIGILLANTE RESIN	Rev04_06/21
REF PR00745SL	0197
Selectad, distributed and guaranteed by Dentalica Sélectionné, distribué et garanti par Dentalica Seleccionado, distribuido y garantizado por Dentalica Ausgewählte, verteilt und gesichert durch Dentalica Produkt wybrany, dystrybuowany i gwarantowany przez Dentalica Selectat, distribuit și garantat de Dentalica Επιλέγεται, διανέμεται και εξασφαλίζεται από την Dentalica Seleccionado, distribuido e garantido por Dentalica	Selezionato, distribuito e garantito da DENTALICA Dentalica S.p.A., Via Rimini 22, I-20142 Milano, Italia Tel. +39.02.895981, info@dentalica.com, www.dentalica.com

- Mην καταπίνετε. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, δώστε στον ασθενή να πιεί νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης πριν από τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν περιέχει ακαθαρσίες ή κατάλοιπα πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε αποχρωματισμένο ή σκληρωμένο υλικό.
- Κλείστε προσεκτικά το καπάκι μετά τη χρήση.
- Ο ομοσπονδιακός νόμος περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από ή κατόπιν εντολής οδοντιάτρου.

Σημειώσεις εφαρμογής

- Κατά την ανάμιξη της βάσης και του καταλύτη, μην εφαρμόζετε θερμότητα.
- Mην σκληρύνετε το μείγμα (π.χ. μην χρησιμοποιείτε φώτα σκλήρυνσης στο μείγμα).
- Mην αναμινγύετε με οποιοδήποτε άλλο προϊόν.
- Mην συμπληρώσετε περσότε τη κορυφή. Η υπερπλήρωση μπορεί να προκαλέσει πόνο ή άλλα ανεπιθύμητα συμπτώματα στον ασθενή.

Αντενδείξεις

Υπερευαίσθησια στις εποξειδικές ρητίνες, αμίνες ή άλλα συστατικά της κωνίας των ριζικών σωλήνων.

Ανθεκτικότητα (διάρκεια ζωής)

Η διάρκεια ζωής είναι 2 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής (με το προϊόν σωστά αποθηκευμένο).

Συσκευασία

1 διπλή σύριγγα 16 g, 1 σπάτουλα, 1 μπλοκ ανάμειξης.

Μονο για επαγγελματική οδοντιατρική χρήση. Κατασκευάζεται στο Κορέα.

SICURA-SEAL

Cimento selante de base resinosa para obturações de canais

INSTRUÇÕES PARA O USO

Uso pretendido

Sicura-Seal é um cimento para obturações de canais de dentes permanentes, em combinação com cones de gutta-percha.

Propriedades

- Tempo de endurecimento: 3 ~ 4 horas

Composição

- Resina epóxi a base de Bisfenol
- óxido de zircônio
- scheelite

Precauções

- Verifique a data de validade antes de usar. Verifique se o produto não contém impurezas ou detritos antes do uso. Não use material descolorido ou endurecido.
- Apenas para uso dentário. Os dentistas devem seguir cuidadosamente as instruções antes de usar.
- Prepare todos os produtos e ferramentas necessários para o procedimento.

Nota 1

Preparação do canal dental

Antes da aplicação de Sicura-Seal, lavar abundantemente o canal. Se o canal foi tratado com peróxido de hidrogénio é necessário certificar-s que o canal esteja livre de qualquer resíduo de material irrigante, para evitar que reaja com Sicura-Seal formando bolhas. Se forem usado hipoclorito de sódio e peróxido de hidrogénio de modo alternado, aplicar o hipoclorito como último irrigante.

Nota 2

As resinas de Sicura-Seal são misturadas para produzir material obturante de excelente qualidade. Como resultado desta ótima adesão às paredes do canal dentário e da escassa concentração durante o endurecimento, Sicura-Seal permite uma obturação do canal com excelente biocompatibilidade. Sicura-Seal está em conformidade com os requisitos da ISO 6876 relativa aos materiais para obturação do canal dentário.

Indicações para uso

Aplicativo

- Isolar o dente com um dique de borracha. Preparar e perfilar o canal dentário.
- Remover todos os detritos do canal. Desinfetar e limpar abundantemente o canal com hipoclorito de sódio ou solução de EDTA e secá-lo completamente.

- Abrir a tampa de Sicura-Seal e distribuir ambas as pastas (base amarela e catalisador branco) no bloco para mistura, em proporção 1:1, através da seringa (considerada a diferença de viscosidade entre base e catalisador, os dois materiais poderão sair com velocidade diferente).
- Com uma vareta ou espátula de metal, misturar a base (amarela) e o catalisador (branco) por 10-20 segundos até que a pasta homogênea tenha atingido uma cor de marfim.
- Medir o comprimento do canal dentário com uma lima ou um detetor apical. Seleccionar o cone de gutta adequado. Aplicar uma pequena quantidade de cimento no cone de gutta e inseri-lo lentamente até ao ápice. Alternativamente o dentista pode aplicar o cimento com um cone de papel, um alargador ou um lentulo. Para evitar a formação de bolhas de ar e de encher excessivamente o canal, inserir um cone de gutta muito lentamente e em sentido anti-horário. Se se usa um lentulo, inserir e extraí-lo muito lentamente até ao ápice.
- Verificar com radiografia o resultado da obturação, depois de terminada a intervenção.

Remoção

Sicura-Seal pode ser removido irrigando em modo alternado com EDTA, hipoclorito de sódio e água, utilizando a mesma lima para perfilar o canal. O uso de equipamento ultrassónico simplificará este processo. Encher o canal de modo permanente depois de ter confirmado o desaparecimento de todos os sintomas.

Conservação

- Certificar-se que a tampa esteja bem fechada depois do uso.
- Evitar o contacto com luz direta e conservar a temperatura ambiente (2°C-27°C) em um local seco.
- Não conservar junto de objetos inflamáveis. Manter afastado do alcance das crianças.
- A duração em armazenamento é de dois anos a partir da data de fabrico, se o produto é adequadamente conservado.

Advertência

- É proibido usar o produto para outros motivos que não o uso pretendido.
- Apenas para uso dentário por parte de dentistas qualificados. As instruções e as advertências devem ser lidas e respeitadas atentamente.
- Não usar se pacientes forem alérgicos a um dos componentes do produto ou em pacientes com inflamação.
- Este produto não deve ser prescrito para aplicações internas.
- Usar sempre o dique de borracha para proteger a secção respiratória antes do uso.
- Evitar o contacto com pele e olhos. Em caso de contacto com a pele, remover imediatamente o material com algodão e álcool e enxaguar abundantemente com água e sabão. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água e contactar um médico.
- Não encher excessivamente o canal com o cimento para não danificar os tecidos periapicais.
- Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, fazer com que paciente beba água e contacte um médico.
- Verificar o prazo de validade antes do uso. Certificar-se que o produto não contenha impurezas ou detritos antes do uso. Não usar material descolorado ou endurecido.
- Fechar corretamente a tampa depois do uso.
- A lei federal restringe a venda deste dispositivo por ou por ordem de um dentista.

Notas de aplicação

- Ao misturar a base e o catalisador, não aplique calor.
- Não cure a mistura (ou seja, não use lâmpadas polimerizadoras na mistura).
- Não misture com nenhum outro produto.
- Não preencha passar o ápice. O enchimento excessivo pode causar dor ou outros sintomas adversos no paciente.

Contra-indicações

Hipersensibilidade relativamente às resinas epóxi, amínicas ou outros componentes dos cimentos de canais.

Durabilidade (vida útil)

O prazo de validade é de 2 anos a partir da data de fabricação (o produto devidamente armazenado).

Embalagem

1 dupla seringa de 16 g, 1 espátula, 1 bloco para mistura.

Somente para uso profissional odontológico. Produzido na Coreía.

SICURA-SEAL

Cemento sigillante a base resinosa

per otturazioni canalari

PRECISION

ISTRUZIONI PER L'USO

Destinazione d'uso

Sicura-Seal è un cemento per otturazioni canalari di denti permanenti, in combinazione con coni di gutta-perca.

Proprietà

- Tempo di indurimento: 3 ~ 4 ore

Composizione

- Resina epossidica a base di bisfenolo A
- Ossido di zirconio
- Scheelite

Precauzioni

- Verificare la data di scadenza prima dell'uso. Verificare che il prodotto non contenga impurità o detriti prima dell'uso. Non utilizzare materiale scolorito o indurito.
- Solo per uso odontoiatrico. I dentisti devono reggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
- Preparare tutti i prodotti e strumenti necessari alla procedura.

Nota 1

Preparazione del canale dentale

Prima dell'applicazione di Sicura-Seal, detergere abbondantemente il canale. Se il canale è stato trattato con perossido di idrogeno, è necessario assicurarsi che il canale sia libero da ogni traccia di materiale irrigante. Questo per evitare che reagisca con Sicura-Seal, formando bolle. Se vengono utilizzati ipoclorito di sodio e perossido di idrogeno in modo alternato, applicare l'ipoclorito come ultimo irrigante.

Nota 2

Le resine di Sicura-Seal sono mescolate per produrre un materiale otturante di eccellente qualità. Come risultato di questa ottima adesione alle pareti del canale dentale e della scarsa contrazione durante l'indurimento, Sicura-Seal permette un'otturazione del canale con una eccellente biocompatibilità.

Sicura-Seal è conforme ai requisiti della ISO 6876 relativa ai materiali per otturazione del canale dentale.

Indicazioni per l'uso

Applicazione

- Isolare il dente con una diga in gomma. Preparare e sagomare il canale dentale.
- Rimuovere ogni detrito nel canale. Disinfettare e pulire abbondantemente il canale con ipoclorito di sodio o soluzione EDTA e asciugarlo completamente.
- Aprire il cappuccio di Sicura-Seal e distribuire entrambe le paste (base gialla e catalizzatore bianco) sul blocchetto per la miscelazione, in rapporto 1:1, attraverso la siringa (considerata la differenza di viscosità tra base e catalizzatore, i due materiali potrebbero uscire con velocità differente).
- Con un bastoncino o una spatola di metallo, mescolare la base (gialla) e il catalizzatore (bianco) per 10-20 secondi fino a che la pasta omogenea non abbia raggiunto un colore avorio.
- Misurare la lunghezza del canale dentale con un file o un rilevatore apicale. Selezionare il cono di gutta adeguato. Applicare una piccola quantità di cemento sul cono di gutta ed inserirlo lentamente fino all'apice. In alternativa, il dentista può applicare il cemento con un cono di carta, un reamer o un lentulo. Per evitare la formazione di bolle d'aria e di riempire eccessivamente il canale, inserire il cono di gutta molto lentamente e in senso orario ed estrarlo in senso antiorario. Se si utilizza un lentulo, inserire ed estrarlo molto lentamente fino all'apice.
- Verificare con radiografia l'esito dell'otturazione, una volta terminato l'intervento.

Rimozione

Sicura-Seal può essere rimosso irrigando in modo alternato con EDTA e ipoclorito di sodio e acqua (H2O), utilizzando lo stesso file impiegato per sagomare il canale. L'utilizzo di apparecchiature ultrasoniche renderà questo processo più

semplice. Ririempire il canale in modo permanente dopo avere conferma della scomparsa di ogni sintomo.

Conservazione e trasporto

- Assicurarsi che il tappo sia ben chiuso dopo l'uso.
- Evitare il contatto con la luce diretta e conservare a temperatura ambiente (2°C-27°C) in un luogo asciutto.
- Non conservare vicino a oggetti infiammabili.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Avvertenza

- È vietato utilizzare il prodotto per motivi diversi dalla destinazione d'uso.
- Solo per uso odontoiatrico, da parte di dentisti qualificati. Le istruzioni e le avvertenze devono essere lette e osservate attentamente.
- Non utilizzare su pazienti allergici a uno dei componenti del prodotto o su pazienti con infiammazione.
- Questo prodotto non deve essere prescritto per applicazioni interne.
- Utilizzare sempre la diga in gomma per proteggere il tratto respiratorio prima dell'uso.
- Evitare il contatto con pelle e occhi. In caso di contatto con la pelle, rimuovere immediatamente il materiale con cotone e alcool e sciacquare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con occhi, sciacquare immediatamente con acqua e contattare un medico.
- Non riempire eccessivamente il canale con il cemento per non danneggiare i tessuti periapicali.
- Non ingerire. In caso di ingerimento accidentale, far bere al paziente dell'acqua e contattare un medico.
- Non miscelare dopo la data di scadenza.
- Chiudere accuratamente il cappuccio dopo l'utilizzo.
- Il prodotto può essere venduto solo su ordinazione di un odontoiatra.

Note applicative:

- Non scaldare durante la miscelazione della base e del catalizzatore.
- Non polimerizzare (non usare lampade per polimerizzazione).
- Non miscelare con nessun altro prodotto.
- Non riempire passare l'apice. Un riempimento eccessivo può causare dolore o altri sintomi avversi nel paziente.

Controindicazioni

Ipersensibilità nei confronti delle resine epossidiche, amminiche o altri componenti dei cementi canalari.

Durabilità (shelf life)

La shelf life è di 2 anni dalla data di fabbricazione (con il prodotto opportunamente conservato).

Confezionamento

1 doppia siringa da 16 g, 1 spatola, 1 blocchetto per miscelazione.

Solo per uso odontoiatrico professionale. Prodotto in Corea.

SICURA-SEAL

Resin based sealer for root canal filling

INSTRUCTIONS FOR USE

Intended use

Sicura-Seal is used for permanent sealing of root canals in secondary dentition with gutta percha point.

Properties

- Setting time: within 3 ~ 4 hours

Composition

- BisphenolA-epoxyresin
- Zirconium Dioxide
- Calcium Tungstate

Precaution

- Check the expiration date before use. Check to see if the material contains any impurities or debris before use. Do not use if the material has any discoloration or has hardened.
- Dentists must read the manufacturer's manual thoroughly before using the product.
- Prepare all the devices and accessories needed before proceeding with the procedure.

Note 1.

Preparation of the root canal

Prior to application of Sicura-Seal, thoroughly clean the root canal. If hydrogen peroxide has been used for irrigation, it

is essential to make sure that the canal is free of any traces of rinsing solution. This is to avoid reaction of Sicura-Seal which would result in the formation of bubbles. If sodium hypochlorite and hydrogen peroxide are used alternatingly for canal irrigation, use hypochlorite as the last agent.

Note 2.

Sicura-Seal resins are mixed to produce a root canal filling material of excellent sealing capacity. As a result of its close adaptation to the root canal walls and its very small contraction during setting, Sicura-Seal allows tightly sealing root canal obturation of excellent tissue compatibility. Sicura-Seal complies with the requirements of ISO 6876 for dental root canal filling materials.

Directions for use

Application method

- Isolate the site with rubber dam. Prepare and shape the root canal.
- Remove any debris inside the root canal. Disinfect and clean the root canal thoroughly with Sodium Hypochlorite or EDTA solution and dry it completely.
- Open the safety cap of Sicura-Seal and squeeze out the base material(yellow) and the catalyst material(white) in 1:1 ratio from the dual syringe onto a mixing pad.(Due to the different viscosity of the base material and the catalyst material, they may be dispensed at a different speed.)
- Using a mixing stick or metal spatula, mix the base material (yellow) and the catalyst material(white) for 10-20 seconds until they are completely mixed together and have turned into an ivory color.
- Measure the length of the root canal by using an electronic apex locator or a file. Select a gutta percha point accordingly. Apply and coat a small amount of the mixture to the gutta percha point(or silver point or titanium root canal point) and insert the point towards the apex slowly. Alternatively, dentists may choose to apply the mixture with a paper point, a reamer, or Lentulo spiral. In order to prevent the formation and entrapment of air bubbles and overfilling the canal, the mixture-coated points must be inserted very slowly in a clockwise direction during obturation and withdrawn in a counter clockwise direction. If Lentulo spiral is used, advance and withdraw the Lentulo spiral slowly to the apex at very low speed.
- Once the procedure is done, take an X-Ray to check the seal.

Removal method

Sicura-Seal can be removed by alternative irrigation with solutions of EDTA such as sodium hypochlorite (NaOCl) and water (H2O) as well as file manipulation by using the file used last in enlarging the root canal. The use of ultrasonic equipment would make it much easier. Fill the root canal permanently after confirming the disappearance of the symptom.

Storage & Transportation

- Make sure the cap is tightly closed after use.
- Avoid direct sunlight and store at room temperature (2°C~27°C) in a dry place.
- Do not store near inflammable objects.
- Keep out reach of children.

Caution - Warnings.

- It is prohibited to use the product for the other reasons than the intended use.
- This product must be used by professional dental practitioners only. The instructions and cautions must be followed and observed carefully.
- This product must not be used on patients who are allergic to any component of the product or on patients who are experiencing inflammation.
- This product must not be prescribed for internal use/ application.
- Rubber dam placement is necessary to protect the respiratory tract before the procedure.
- Avoid contact with skin and eyes. In case of skin contact, immediately remove material with cotton and alcohol and wash thoroughly with soap and water. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention.
- Do not overfill the root canal with too much sealer as damage of periapical tissue may occur.

- Do not ingest. If accidental ingestion occurs, have patient drink plenty of water and seek medical attention.
- Do not use after expiration date.
- Tightly close the cap after each use.
- Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Application notes:

- While mixing the base and the catalyst, do not apply heat.
- Do not polymerize the mixture (i.e. do not use any curing light on the mixture).
- Do not mix with any other product.
- Do not fill pass the apex. Overfilling may cause pain or other adverse symptoms in the patient.

Contraindication

Hypersensitivity against epoxy resins, amines or other components of the root canal filling material.

Shelf Life

2-year shelf life from the date of manufacture (when stored as advised).

Packaging

1 double syringe of 16 g, 1 spatula, 1 mixing pad.

For professional dental use only. Made in Korea.

SICURA-SEAL

Ciment scellant à base de résine pour obturation canalaire

MODE D'EMPLOI

Destination d'emploi

Sicura-Seal est un ciment pour obturations canalaires de dents permanentes en combinaison avec des cônes de gutta-percha.

Propriétés

- Temps de durcissement: entre 3 ~ 4 heures

Composition

- Resine epoxyde a base de bisphenol A
- Dioxyde de zirconium
- Scheelite

Mise en garde

- Vérifier la date d'expiration avant l'emploi. Avant l'emploi, vérifier que le produit ne contient pas d'impuretés ni de résidus. Ne pas utiliser la matière décolorée ou durcie.
- Pour usage exclusif en dentisterie. Le dentiste est invité à lire attentivement les instructions avant l'emploi.
- Préparer tous les produits et les instruments nécessaires à la procédure.

Note 1

Préparation du canal dentaire

Avant l'application de Sicura-Seal, nettoyez à fond le canal. S'il a été traité avec du peroxyde d'hydrogène, vous devez vous assurer que le canal ne présente aucune trace de produit irrigant. Il faut en effet éviter qu'il ne puisse réagir avec Sicura-Seal, ce qui se traduirait par la formation de bulles. Si vous utilisez de manière alternée de l'hypochlorite de sodium et du peroxyde d'hydrogène, appliquer l'hypochlorite comme dernier irrigant.

Note 2

Les résines de Sicura-Seal sont mélangées pour produire une matière obturante d'excellente qualité. Grâce à son adhérence parfaite aux parois du canal dentaire et à sa faible contraction lors du durcissement, Sicura-Seal assure une obturation du canal présentant une biocompatibilité excellente.

Sicura-Seal est conforme aux conditions requises de la norme ISO 6876 relative aux matériaux d'obturation du canal dentaire.

Indications d'utilisation

Application

- Isoler la dent à l'aide d'une digue en caoutchouc. Préparez et modelez le canal dentinaire.
- Retirez tout débris du canal. Désinfectez et nettoyez abondamment le canal avec de l'hypochlorite de sodium ou une solution EDTA et séchez parfaitement.
- Ouvrez le capuchon de Sicura-Seal et distribuez les deux pâtes (base jaune et catalyseur blanc) sur le bloc à mélanger en rapport 1:1 au moyen de la seringue (étant

donné la différence de viscosité entre la base et le catalyseur, les deux produits pourraient s'écouler à des vitesses différentes).

Conditionnement

1 double seringue de 16 g, 1 spatule, 1 bloc de mélange.

Uniquement à usage dentaire par des professionnels. Fabrique en Corée.

SICURA-SEAL

Cemento sellante de base resinosa para obturaciones de canal radicular

📖 INSTRUCCIONES DE USO

Destino de uso

Sicura-Seal es un cemento para obturaciones de canal radicular de muelas permanentes, en combinación con conos de guta percha.

Propiedades

- Tempo de endurecimiento: entre 3 ~ 4 horas

Composición

- Resina epoxica a base de bisfenol A
- Dióxido de circonio
- Scheelita

Precauciones

- Comprobar la fecha de caducidad antes del uso. Antes del uso, comprobar que el producto no contiene impurezas ni detritos. No utilizar el producto descolorido o endurecido.
- Solo para uso odontológico. El dentista deberá leer atentamente las instrucciones antes del uso.
- Preparar todos los productos y los instrumentos necesarios para el procedimiento.

Nota 1

Preparación del canal dentario

Antes de la aplicación de Sicura-Seal, deterger abundantemente el canal. Si el canal ha sido tratado con peróxido de hidrógeno, es preciso comprobar que el canal está libre de todo rastro de material irrigante para evitar que reaccione con el Sicura-Seal formando burbujas. Si se utilizan hipoclorito de sodio y peróxido de hidrógeno de forma alterna, aplicar el hipoclorito como último irrigante.

Nota 2

Las resinas de Sicura-Seal están mezcladas para crear un material obturante de calidad excelente. Como resultado de esta adhesión perfecta a las paredes del canal dentario y de la escasa contracción durante el endurecimiento, Sicura-Seal permite realizar una obturación del canal con una excelente biocompatibilidad.

Sicura-Seal se ajusta a los requisitos de la norma ISO 6876 sobre materiales para la obturación del canal dentario.

Indicaciones de uso

Aplicación

- Aislar la muela a tratar con una diga de goma. Preparar y moldear el canal dentario.
- Retirar cualquier detrito del canal. Desinfectar y limpiar abundantemente el canal con hipoclorito de sodio o solución EDTA y secarlo completamente.
- Abrir el tapón de Sicura-Seal y distribuir las dos pastas (base amarilla y catalizador blanco) sobre el bloque de mezcla, en relación 1:1, utilizando la jeringa (debido a la diferencia de viscosidad entre la base y el catalizador, los dos materiales podrían salir a velocidades diferentes).
- Mezclar la base (amarilla) y el catalizador (blanco) con un palito o una espátula metálica durante 10-20 segundos hasta que la pasta homogénea tome un color marfil.
- Medir la longitud del canal dentario con una lima o un medidor apical. Seleccionar un cono de guta adecuado. Aplicar una pequeña cantidad de cemento en el cono de guta e introducir lentamente hasta el ápex. En alternativa, el dentista puede aplicar el cemento con un cono de papel, un ensanchador o un léntulo. Para evitar la formación de burbujas de aire y no llenar excesivamente el canal, introducir el cono de guta muy lentamente y en sentido horario, y extraerlo en sentido antihorario. Si se utiliza un léntulo, introducirlo y extraerlo muy lentamente hasta el ápice.
- Una vez terminada la intervención, tomar una radiografía para comprobar el resultado de la obturación.

Remoción

Sicura-Seal puede ser retirado irrigando de forma alterna con EDTA y hipoclorito de sodio (NaOCl) y agua (H2O) y utilizando la misma lima utilizada para moldear el canal. El uso de equipos ultrasónicos hará más fácil este proceso. Rellenar el canal de manera permanente una vez se haya confirmado la desaparición de cualquier síntoma.

equipos ultrasónicos hará más fácil este proceso. Rellenar el canal de manera permanente una vez se haya confirmado la desaparición de cualquier síntoma.

Conservación y transporte

- Asegurarse de que el tapón queda bien cerrado después del uso.
- Evitar el contacto del producto con la luz directa y conservarlo a temperatura ambiente (2°C-27°C) en un lugar seco.
- No conservar a proximidad de objetos inflamables.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Advertencia

- Está prohibido utilizar el producto por otras razones que no sean el uso previsto.
- Solo para uso odontológico, para dentistas cualificados. Leer y observar atentamente las instrucciones y las advertencias.
- No utilizar en pacientes alérgicos a alguno de los componentes del producto o en pacientes que presenten una inflamación.
- Este producto no debe prescribirse para aplicaciones internas.
- Aplicar siempre la diga de goma antes del uso para proteger el tramo respiratorio.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel, retirar inmediatamente el producto con algodón y alcohol y aclarar abundantemente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con agua y contactar con un médico.
- No llenar excesivamente el canal con cemento a fin de no dañar los tejidos periapicales.
- No ingerir. En caso de ingesta accidental, darle de beber agua al paciente y contactar con un médico.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- Cerrar cuidadosamente el tapón después del uso.
- La ley federal restringe la venta de este dispositivo a un dentista o por orden del mismo.

Notas de aplicación

- Mientras mezcla la base y el catalizador, no aplique calor.
- No polimerice la mezcla (es decir, no use ninguna luz de curado sobre la mezcla).
- No mezclar con ningún otro producto.
- No llene más allá del ápice. El sobrellenado puede causar dolor u otros síntomas adversos en el paciente.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad contra resinas epoxi, aminos u otros componentes del material de relleno del canal radicular.

Duración

2 años de vida útil desde la fecha de fabricación (cuando se conserva como aconsejado).

Envase

1 jeringa doble de 16 g, 1 espátula, 1 bloque de mezcla.

Solo para uso dental profesional. Fabricado en Corea.

SICURA-SEAL

Dichtungszement auf Harzbasis für Wurzelkanalfüllungen

📖 GEBRAUCHSANWEISUNG

Anwendungshinweise

Sicura-Seal ist ein Zement für Kanalfüllungen von bleibenden Zähnen in Kombination mit Guttapercha-Kegeln.

Eigenschaften

- Aushartezeit: innerhalb von 3 ~ 4 Stunden

Komposition

- Epoxidharz auf Basis von Bisphenol A
- Zirkoniumdioxid
- Calciumwolframat

Anwendungsgebiete

- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch das Verfallsdatum. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das Produkt keine Verunreinigungen oder Fremdkörper enthält. Verwenden Sie kein verfärbtes oder ausgehärtetes Material.
- Nur für den zahnärztlichen Gebrauch. Zahnärzte sollten vor der Anwendung sorgfältig die Anweisungen lesen.
- Bereiten Sie alle für das Verfahren erforderlichen Produkte und Werkzeuge vor.

Hinweis 1

Vorbereitung des Zahnkanals

Vor dem Auftragen von Sicura-Seal den Kanal gründlich reinigen. Wenn der Kanal mit Wasserstoffperoxid behandelt wurde, muss sichergestellt sein, dass der Kanal keine Spuren von Spülmaterial aufweist.

Dies soll verhindern, dass es mit Sicura-Seal reagiert und Blasen bildet. Wenn abwechselnd Natriumhypochlorit und Wasserstoffperoxid verwendet werden, Hypochlorit als letztes Spülmittel anwenden.

Hinweis 2

Die Harze von Sicura-Seal werden zu einem Füllmaterial von hervorragender Qualität gemischt. Durch die ausgezeichnete Haftung an den Wänden des Zahnkanals und die geringe Schrumpfung beim Aushärten ermöglicht Sicura-Seal eine Füllung des Wurzelkanals mit hervorragender Biokompatibilität.

Sicura-Seal erfüllt die Anforderungen der ISO 6876 für Zahnkanalfüllungen.

Gebrauchsanweisung

Anwendung

- Isolieren Sie den Zahn mit einem Kofferdam. Den Zahnkanal vorbereiten und formen.
- Entfernen Sie eventuelle Ablagerungen im Kanal. Den Kanal mit Natriumhypochlorit oder EDTA-Lösung desinfizieren, gründlich reinigen und vollständig trocknen.
- Öffnen Sie die Sicura-Seal-Kappe und verteilen Sie die beiden Pasten (gelbe Basis und weißen Katalysator) auf dem Mischblock im Verhältnis von 1:1 mit der Spritze (aufgrund der unterschiedlichen Viskosität zwischen der Basis und dem Katalysator könnten die beiden Materialien mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten austreten).
- Mischen Sie die Basis (gelb) und den Katalysator (weiß) 10-20 Sekunden mit einem Metallstab oder Spatel bis die homogene Paste eine Elfenbeinfarbe annimmt.
- Messen Sie mit einer Feile oder einem Apexlokalisator die Länge des Wurzelzahnkanals. Wählen Sie den passenden Guttapercha-Kegel. Tragen Sie eine kleine Menge Zement auf den Guttapercha-Kegel auf und setzen Sie ihn langsam bis zum Scheitelpunkt ein. Alternativ kann der Zahnarzt den Zement mit einem Papierkegel, einer Reibahle oder einem Wurzelkanalfüller auftragen. Um die Bildung von Luftblasen und das Überfüllen des Kanals zu vermeiden, setzen Sie den Guttapercha-Kegel sehr langsam und im Uhrzeigersinn ein und ziehen ihn gegen den Uhrzeigersinn heraus. Wenn Sie einen Wurzelkanalfüller verwenden, setzen Sie ihn ein und ziehen Sie ihn sehr langsam bis zum Scheitelpunkt heraus.
- Überprüfen Sie das Ergebnis der Befüllung, sobald der Vorgang abgeschlossen ist, mit einem Röntgenbild.

Beseitigung

Sicura-Seal kann durch abwechselndes Ausspülen mit EDTA und Natriumhypochlorit (NaOCl) und Wasser (H2O) und mit der gleichen Feile, mit der der Kanal geformt wurde, entfernt werden. Das Verwenden von Ultraschallgeräten erleichtert diesen Vorgang. Bei der Bestätigung, dass alle Symptome verschwunden sind, den Wurzelkanal dauerhaft auffüllen.

Lagerung und Transport

- Achten Sie darauf, dass die Kappe nach Gebrauch fest verschlossen ist.
- Vermeiden Sie direktes Licht und lagern Sie das Produkt bei Raumtemperatur (2 °C - 27 °C) an einem trockenen Ort.
- Nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen lagern.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise

- Es ist verboten, das Produkt aus anderen Gründen als dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden.
- Nur für den zahnärztlichen Gebrauch durch qualifizierte Zahnärzte. Lesen Sie sorgfältig die Anweisungen und Warnungen und befolgen Sie diese.
- Nicht bei Patienten verwenden, die gegen eine der Komponenten des Produkts allergisch sind, oder bei Patienten mit Entzündungen.
- Dieses Produkt darf nicht für interne Anwendungen verschrieben werden.
- Verwenden Sie vor der Anwendung immer den Kofferdam zum Schutz der Atemwege.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Bei

Hautkontakt das Material sofort mit Baumwolle und Alkohol entfernen und gründlich mit Seife und Wasser abspülen. Bei Kontakt mit den Augen, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

- Den Kanal nicht mit Zement überfüllen, da dies das periapikale Gewebe beschädigt.
- Nicht einnehmen. Bei versehentlichem Verschlucken lassen Sie den Patienten Wasser trinken und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Als Hilfe bei der Kappe nach Gebrauch sorgfältig.
- Schließen Sie die Kappe nach Gebrauch sorgfältig.
- Das Bundesgesetz beschränkt dieses Gerät auf den Verkauf durch oder auf Anordnung eines Zahnarztes.

Anwendungshinweise

- Wenden Sie beim Mischen der Base und des Katalysators keine Wärme an.
- Polymerisieren Sie die Mischung nicht (d. H. Verwenden Sie kein Härtingungslicht für die Mischung).
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Füllen Sie nicht über den Apex hinaus. Eine Überfüllung kann beim Patienten Schmerzen oder andere nachteilige Symptome verursachen.

Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen Epoxidharze, Amine oder andere Bestandteile des Wurzelkanalfüllmaterials.

Halbbarkeit

Halbbarkeit 2 Jahre ab Herstellungsdatum (wenn gelagert als beraten).

Verpackung

1 Doppelspritze von 16 g, 1 Spatel, 1 Mischpad.

Nur für den zahnärztlichen gebrauch. Hergestellt in der Korea.

SICURA-SEAL

Cement uszczelniający na bazie żywicy do wypełnień kanałów korzeniowych

📖 SPOSÓB UŻYCIA

Przeznaczenie

Sicura-Seal to cement do wypełnień kanałów korzeniowych zębów stałych w połączeniu z ćwiekami gutaperkowymi.

Charakterystyka

- Czas utwardzania: 3 ~ 4 godzin

Kład

- Żywica epoksydowa na bazie bisfenolu A
- Tlenek cyrkonu
- Szelit

Środki ostrożności

- Sprawdź datę ważności przed użyciem. Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie zawiera zanieczyszczeń ani gruzu. Nie używaj przebarwionego lub stwardniałego materiału.
- Wyłącznie do użytku stomatologicznego. Dentyści muszą dokładnie przestrzegać instrukcji przed użyciem.
- Przygotuj wszystkie produkty i narzędzia potrzebne do zabiegu.

Adnotacja 1

Opracowanie kanału zębowego

Przed nałożeniem Sicura-Seal należy dokładnie oczyścić kanał. Jeśli do kanału został wprowadzony natdlenek wodoru, należy upewnić się, że kanał jest wolny od jakichkolwiek śladów materiału nawilżającego, aby uniknąć reakcji z Sicura-Seal, tworząc pęcherzyki. Jeśli podchloryn sodu i natdlenek wodoru są stosowane naprzemiennie, jako ostatni środek nawilżający należy zastosować podchloryn.

Adnotacja 2

Żywice Sicura-Seal są mieszane w celu uzyskania doskonałej jakości materiału wypełniającego. W wyniku tej doskonałej adhezji do ścian kanału zębowego oraz słabego skurczu podczas utwardzania Sicura-Seal umożliwia wypełnienie kanału z doskonałą biokompatybilnością. Sicura-Seal spełnia wymagania normy ISO 6876 dotyczące materiałów do wypełniania kanałów zębowych.

Wskazania do stosowania

Podanie

- Odizolować ząb koferdamem gumowym. Przygotować i uformować kanał zębowy.

- Usunąć wszelkie zanieczyszczenia z kanału. Zdezynfekować i dokładnie oczyścić kanał roztworem podchlorynu sodu lub EDTA i całkowicie go osuszyć.
- Otworzyć zatyczkę Sicura-Seal i rozprowadzić obie pasty (żółta baza i biały katalizator) na bloczku do mieszania w stosunku 1: 1 przy użyciu strzykawki (biorąc pod uwagę różnicę lepkości między bazą a katalizatorem, oba materiały mogą wydostać się z różną prędkością).
- As z pomocą patyczka lub metalowej szpatułki mieszać bazę (żółtą) i katalizator (biały) przez 10-20 sekund, aż jednorodna pasta osiągnie kolor kości słoniowej.
- Zmierzyć długość kanału zębowego za pomocą pilnika lub lokalizatora wierzchołka. Wybrać odpowiedni ćwiek gutaperkowy. Nałożyć niewielką ilość cementu na ćwiek gutaperkowy i wprowadzić go powoli do wierzchołka. Alternatywnie stomatolog może nałożyć cement szczyłem papierowym, rozpyhaczem lub igłą Lentulo. Aby uniknąć tworzenia się pęcherzyków powietrza i przepelnienia kanału, należy bardzo powoli wprowadzić ćwiek gutaperkowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W przypadku korzystania z igły Lentulo wprowadzić ją i wyciągnąć bardzo powoli do wierzchołka.
- Sprawdź wynik wypełnienia za pomocą zdjęcia rentgenowskiego po zakończeniu czynności.

Usuwanie

Sicura-Seal można usunąć, nawilżając naprzemiennie EDTA, podchlorynem sodu i wodą, używając tego samego pilnika, który został użyty do ukształtowania kanału. Zastosowanie sprzętu ultradźwiękowego ułatwi ten proces. Wypełnić kanał na stałe po potwierdzeniu ustąpienia każdego objawu.

Przechowywanie

- Po użyciu upewnić się, że nasadka jest szczelnie zamknięta.
- Nie dopuszczaj do kontaktu z bezpośrednim światłem i przechowywać w temperaturze pokojowej (2°C-27°C) w chłodnym i suchym miejscu.
- Nie przechowywać w pobliżu przedmiotów łatwopalnych. Chronić przed dziećmi.
- Okres trwałości produktu wynosi dwa lata od daty produkcji, jeśli produkt jest odpowiednio przechowywany.

Ostrzeżenie

- Zabronione jest używanie produktu do innych celów niż przeznaczenie.
- Wyłącznie do użytku stomatologicznego przez wykwalifikowanych lekarzy stomatologów. Instrukcje i ostrzeżenia należy przeczytać i dokładnie przestrzegać.
- Nie stosować u pacjentów uczulonych na którykolwiek ze składników produktu lub u pacjentów ze stanem zapalnym.
- Tego produktu nie należy przepisywać pacjentom do zastosowań wewnętrznych.
- Przed użyciem zawsze nałożyć koferdam gumowy w celu ochrony dróg oddechowych.
- Nie dopuszczać do kontaktu ze skórą, oczami. W przypadku kontaktu ze skórą usunąć natychmiast materiał bawełnianym wacikiem i alkoholem oraz przepłukać dużą ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać wodą i zasięgnąć porady lekarza.
- Nie przepielniać kanału cementem, aby uniknąć uszkodzenia tkanek okółowierzchołkowych.
- Nie polykać. W przypadku przypadkowego połknięcia pacjentowi należy podać wodę do wypicia i skontaktować się z lekarzem.
- Sprawdź datę ważności przed użyciem. Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie zawiera zanieczyszczeń. Nie używać odbarwionego lub utwardzonego materiału.
- Po użyciu dokładnie zamknąć zatyczkę.
- Prawo federalne ogranicza sprzedaż tego urządzenia przez lub na zlecenie dentystry.

Noty aplikacyjne

- Podczas mieszania bazy i katalizatora nie stosować ciepła.
- Nie utwardzaj mieszaneki (tj. nie używaj lamp utwardzających na mieszance).
- Nie mieszać z żadnym innym produktem.
- Nie wypełniaj mijaj wierzchołka. Przepelnienie może powodować ból lub inne niekorzystne objawy u pacjenta.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na żywice epoksydowe, aminowe lub inne składniki cementów kanałowych.

Trwałość (okres trwałości)

Okres trwałości wynosi 2 lata od daty produkcji (przy odpowiednim przechowywaniu produktu).

Opakowanie

1 podwójna strzykawka 16 g, 1 szpatulka, 1 bloczek do mieszania.

Tylko do profesjonalnego użytku stomatologicznego. Wyprodukowano w Korea.

SICURA-SEAL

Ciment sigilant pe bază de rășină pentru obturații de canal

📖 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Utilizarea prevăzută

Sicura-Seal este un ciment pentru obturații de canal de dinți permanenți, în combinație cu conuri de gutaperca.

Proprietăți

- Timp de întărire: 3 ~ 4 ore

Compoziție

- Rășină epoxidică pe bază de Bisfenol A
- Oxid de circoniu
- Scheelite

Precauții

- Verificați data de expirare înainte de utilizare. Verificați dacă produsul nu conține impurități sau resturi înainte de utilizare. Nu utilizați materiale decolorate sau întărite.
- Doar pentru uz dentar. Medicii stomatologi trebuie să urmeze cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare.
- Pregătiți toate produsele și instrumentele necesare procedurii.

Nota 1

Prepararea canalului dentar

Înainte de aplicarea Sicura-Seal, curățați bine canalul. În cazul în care canalul a fost tratat cu peroxid de hidrogen, trebuie să vă asigurați că acesta nu prezintă nicio urmă de material irigant, pentru a evita să reacționeze cu Sicura-Seal formând bule. În cazul în care se utilizează alternativ hipoclorit de sodiu și peroxid de hidrogen, aplicați hipocloritul ca ultimul irigant.

Nota 2

Rășinile de Sicura-Seal sunt amestecate pentru a produce material de obturație de calitate excelentă. Ca urmare a acestei adeziuni optime la pereții canalului dentar și a contracției reduce în timpul întăririi, Sicura-Seal permite obturarea canalului oferind o biocompatibilitate excelentă. Sicura-Seal este în conformitate cu cerințele standardului ISO 6876 privind materialele de obturație a canalului dentar.

Indicații de utilizare

Cerere

- Isolați dintele cu o digă de cauciuc. Pregătiți și profilați canalul dentar.
- Înlăturați orice reziduuuri prezente în canal. Dezinfecțați și curățați bine canalul cu hipoclorit de sodiu sau cu soluție EDTA și uscați-l complet.
- Deschideți capacul Sicura-Seal și distribuiți ambele paste (baza galbenă și catalizatorul alb) pe blocul de amestecare, în raport de 1:1, cu ajutorul seringii (având în vedere diferența de vâscozitate dintre bază și catalizator, este posibil ca cele două materiale să iasă cu viteză diferită).
- Cu un bețisor sau cu o spatulă din metal, amestecați baza (galbenă) și catalizatorul (alb) timp de 10-20 secunde până când pasta omogenă devine de culoarea filedsului.
- Măsurați lungimea canalului dentar cu un fir sau cu un detector apical. Selectați conul de gutaperca corespunzător. Aplicați o cantitate mică de ciment pe conul de gutaperca și introduceți-l lent până la apex. Alternativ, medicul dentist poate aplica cimentul cu un con de hârtie, un reamer sau un lentulo. Pentru a evita formarea de bule de aer și umplerea excesivă a canalului, introduceți un con de gutaperca foarte lent și în sens invers acelor de ceasornic. În cazul în care se utilizează un lentulo, introduceți-l și extrageți-l foarte lent până la apex.
- După încheierea intervenției, verificați print-o radiografie rezultatul obturației.

Înlăturare

Sicura-Seal poate fi înlăturat irigând alternativ cu EDTA, hipoclorit de sodiu și apă, utilizând același instrument folosit pentru profilarea canalului. Utilizarea de echipamente cu ultrasunete va simplifica acest proces. Umpleți canalul în mod permanent odată ce se confirmă dispariția oricăror simptome.

hipoclorit de sodiu și apă, utilizând același instrument folosit pentru profilarea canalului. Utilizarea de echipamente cu ultrasunete va simplifica acest proces. Umpleți canalul în mod permanent odată ce se confirmă dispariția oricăror simptome.

Păstrare

- Asigurați-vă că a fost bine închis capacul după fiecare utilizare.
- A se evita contactul cu lumina directă și a se păstra la temperatura camerei (2°C-27°C) la loc uscat.
- A nu se păstra în apropierea obiectelor inflamabile. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Termenul de valabilitate este de doi ani de la data fabricării, dacă produsul este păstrat în mod corespunzător.

Avertizare

- Este interzisă utilizarea produsului din alte motive decât utilizarea prevăzută.
- Doar pentru utilizare în stomatologie, de către dentiști calificați. Instrucțiunile și avertizările trebuie citite și respectate cu atenție.
- A nu se utiliza la pacienții alergici la unul dintre compușii produsului sau la pacienții cu inflamații.
- Acest produs nu trebuie prescris pentru aplicări interne.
- Utilizați întotdeauna diga de cauciuc pentru a proteja tractul respirator înainte de utilizare.
- Evitați contactul cu pielea și ochii. În caz de contact cu pielea, înlăturați imediat materialul cu vată și alcool și clătiți bine cu apă și săpun. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă și contactați un medic.
- Nu umpleți excesiv canalul cu ciment pentru a nu deteriora țesuturile periapicale.
- A nu se înghiți. În caz de înghițire accidentală, dați pacientului să bea apă și contactați un medic.
- Verificați data expirării înainte de utilizare. Verificați înainte de utilizare ca produsul să nu conțină impurități sau reziduiuri. Nu utilizați material decolorat sau întărit.
- Închideți bine capacul după utilizare.
- Legea federală restricționează vânzarea acestui dispozitiv de către sau la ordinul unui dentist.

Note de aplicare

- Când amestecați baza și catalizatorul, nu aplicați căldură.
- Nu vindecăți amestecul (adică nu utilizați lumini de întărire pe amestec).
- Nu amestecați cu niciun alt produs.
- Nu umpleți trecerea vârfului. Supraumplerea poate provoca durere sau alte simptome adverse la pacient.

Contraindicații

Hipersensibilitate la rășini epoxidice, aminice sau la alți compuși ai cimenturilor pentru canale.

Durabilitate (termen de valabilitate)

Perioada de valabilitate este de 2 ani de la data fabricației (cu produsul depozitat corespunzător).

Ambalare

1 seringă dublă de 16 g, 1 spatulă, 1 bloc de amestecare.

Doar pentru uz profesional stomatologic. Fabricat în Coreea.

SICURA-SEAL

Σφραγιστική κόνια με βάση τη ρητίνη για εμφράξεις καναλιών

📖 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προβλεπόμενη χρήση

Το Sicura-Seal είναι μία κόνια για εμφράξεις των καναλιών των μόνιμων δοντιών, σε συνδυασμό με τους κώνους