

ONE-Q-BOND ACTIVATOR

Attivatore chimico da usare con ONE-Q-BOND C.G.T.

INDICAZIONI

One-Q-Bond Activator è utilizzato per l'autopolimerizzazione di One-Q-Bond C.G.T. in:

- Cementazione adesiva di corone e ponti, inlay e onlay.
- Incollaggio di restauri in amalgama.
- Procedure non accessibili alla luce.

Proprietà

- One-Q-Bond Activator è un attivatore chimico da utilizzare con One-Q-Bond C.G.T.
- One-Q-Bond Activator è sul mercato dal 2003 senza cambiamenti nella formula. Non è mai stato oggetto di reclami per problemi relativi alla salute o alle prestazioni chimiche.

Attenzione!

- One-Q-Bond Activator contiene acetone e monomeri polimerizzabili che possono causare dermatiti allergiche da contatto in persone sensibili. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto lavare accuratamente la parte con acqua. In caso di sensibilizzazione della pelle o di allergia nota a resina di metacrilato, interrompere l'uso.
- One-Q-Bond Activator contiene materiali che: sono altamente infiammabili / sono irritanti per gli occhi / possono causare sensibilizzazione per contatto con la pelle / l'esposizione ripetuta può causare secchezza o screpolature della pelle / i vapori possono causare sonnolenza e vertigini. Per l'elenco dei simboli completo, consultare la guida riportata di seguito.

Composizione

Ingredienti essenziali	% Peso
Acetone	<80%
Etanolo	<20%
Peroossido di benzoile	<5%

Contenuto del filler

Il prodotto non contiene filler.

ISTRUZIONI D'USO

1. Distribuire lo stesso numero di gocce di One-Q-Bond C.G.T. e One-Q-Bond Activator in una bacinella pulita.
2. Mescolare per 2 secondi con un pennello o microbrush pulito e non utilizzato.
3. Utilizzando lo stesso pennello, applicare un'ampia quantità di miscela sulla superficie dei denti e lasciare agire per 15 secondi.
4. Rimuovere i solventi con un leggero flusso d'aria per almeno 15 secondi o finché non si nota alcun movimento visibile della resina. Se la superficie appare parzialmente rivestita, applicare altro materiale e asciugare di nuovo.
5. Rifinire il restauro o la cementazione.
6. Richiudere bene la bottiglia dopo l'uso.

Conservazione e smaltimento

- Non conservare a una temperatura superiore a 24°C (75°F).
- Conservare il prodotto nella confezione originale.
- Tenere lontano dalla luce solare diretta.
- Per una freschezza ottimale, conservare il prodotto in frigorifero.
- Non congelare.
- Per consultare la scheda dati di sicurezza o le istruzioni per l'uso, visitare il sito www.dentalica.com.
- Non usare dopo la data di scadenza. Vedere la data di scadenza sull'etichetta.
- Il periodo di conservazione è di 2 anni dalla data di produzione.
- Il prodotto vuoto può essere smaltito in sicurezza dopo l'uso in un normale contenitore per rifiuti apposito. Il prodotto non richiede istruzioni o precauzioni particolari per lo smaltimento ed è innocuo per l'ambiente

Confezione

2 Flaconi da 5 ml

Solo per uso odontoiatrico professionale. Prodotto in Israele.

ONE-Q-BOND ACTIVATOR

Chemical activator for use with ONE-Q-BOND C.G.T.

INDICATIONS

One-Q-Bond Activator is used for self-curing of One-Q-Bond C.G.T. in:

- Adhesive cementation of crown and bridge, inlays and onlays.
- Bonding amalgam restorations.
- Light-inaccessible procedures.

Properties

- One-Q-Bond Activator is a chemical activator for use with One-Q-Bond C.G.T.
- One-Q-Bond Activator has been on the market since 2003 with no changes in formula. No complaints of any health-related or chemical performance issues were received.

Caution!

One-Q-Bond Activator contains acetone and polymerizable monomers which may cause allergic contact dermatitis in susceptible persons. Avoid contact with eyes and skin. Wash thoroughly with water after contact. If skin

sensitization occurs, or if known allergy to methacrylate resin exists, discontinue use.

- One-Q-Bond Activator contains materials which: highly flammable / irritating to eyes / may cause sensitization by skin contact / repeated exposure may cause skin dryness or cracking / vapors may cause drowsiness and dizziness. For complete symbols guide see below.

Composition

Essential ingredients	% Wt.
Acetone	<80%
Ethanol	<20%
Benzoyl Peroxide	<5%

Filler content

The product does not contain filler.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Dispense equal number of drops of One-Q-Bond C.G.T. and One-Q-Bond Activator in a clean dappen dish.
2. Mix for 2 seconds with a clean, unused brush or microbrush.
3. Using the same brush, apply ample amount of the mixture on tooth surface and leave undisturbed for 15 seconds.
4. Remove solvents with a gentle air flow for at least 15 seconds or until no visible movement of the resin is noted. If the surface appears partially coated, apply additional material and dry again.
5. Finish restoration or cementation.
6. Tightly re-cap bottle after use.

Storage and disposal

- Do not store above 24°C (75°F).
- Keep product in original packaging.
- Keep away from direct sunlight.
- For optimum freshness, keep refrigerated.
- Do not freeze.
- To obtain SDS or IFU visit www.dentalica.com.
- Do not use after expiration date. See expiry date on the label.
- Shelf life is 2 years after the date of manufacturing.
- Empty product can be safely disposed after use in an intended regular waste container. The product does not require special disposal instructions or precautions and is harmless to the environment.

Packaging

2 Bottles of 5 ml

For professional dental use only. Made in Israel.

ONE-Q-BOND ACTIVATOR

Activateur chimique à utiliser avec One-Q-Bond C.G.T.

INDICATIONS

One-Q-Bond Activator est utilisé pour l'auto-polymérisation de One-Q-Bond C.G.T. dans les cas suivants:

- Cimentation adhésive des couronnes et des ponts, des inlays et des onlays.
- Collage des restaurations en amalgame.
- Procédés inaccessibles à la lumière.

Propriétés

- One-Q-Bond Activator est un activateur chimique à utiliser avec Prima 2000 et Prima 1.
- One-Q-Bond Activator est sur le marché depuis 2003, sans changement de formule. Aucune plainte concernant des problèmes de santé ou de performance chimique n'a été reçue.

Attention !

- One-Q-Bond Activator contient de l'acétone et des monomères polymérisables qui peuvent provoquer une dermatite de contact allergique chez les personnes sensibles. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Se laver soigneusement à l'eau après le contact. En cas de sensibilisation de la peau ou d'allergie connue à la résine de méthacrylate, cesser l'utilisation.
- One-Q-Bond Activator contient des matériaux qui: sont hautement inflammables / irritent les yeux / peuvent provoquer une sensibilisation par contact avec la peau / une exposition répétée peut provoquer une sécheresse ou des craquelures de la peau / les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges. Pour le guide complet des symboles, voir ci-dessous.

Composition

Ingredients essentiels	% En poids
Acétone	<80 %
Éthanol	< 20 %
Peroxyde de benzoyle	< 5 %

Contenu de l'agent de remplissage

Le produit ne contient pas d'agent de remplissage.

Mode d'emploi

1. Distribuer un nombre égal de gouttes de One-Q-Bond C.G.T. et de One-Q-Bond Activator dans une coupelle propre.
2. Mélanger pendant 2 secondes avec une brosse ou une micro-brosse propre et non utilisée.

- À l'aide de la même brosse, appliquer une quantité suffisante du mélange sur la surface des dents et laisser agir pendant 15 secondes.
- Retirer les solvants avec un léger flux d'air pendant au moins 15 secondes ou jusqu'à ce qu'aucun mouvement visible de la résine ne soit constaté. Si la surface semble partiellement recouverte, appliquer du matériau supplémentaire et sécher à nouveau.
- Terminer la restauration ou la cimentation.
- Reboucher hermétiquement la bouteille après utilisation.

Conservation et élimination

- Ne pas conserver à une température supérieure à 24°C (75°F).
- Conservser le produit dans son emballage d'origine.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Pour une fraîcheur optimale, conserver au réfrigérateur.
- Ne pas congeler.
- Pour obtenir les documents SDS (Safety Data Sheets - Fiches de données de sécurité) et IFU (Instructions for Use - Mode d'emploi) visiter le site www.dentalica.com.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration. Voir la date d'expiration sur l'étiquette.
- La durée de conservation est de 2 ans après la date de fabrication.
- Le produit vide peut être éliminé en toute sécurité après utilisation dans un conteneur à déchets ordinaire prévu à cet effet. Le produit ne nécessite pas d'instructions ou de précautions particulières pour son élimination et est sans danger pour l'environnement.

Conditionnement

2 Flacons de 5 ml

Uniquement à usage dentaire par des professionnels. Fabrique en Israel.

ONE-Q-BOND ACTIVATOR

Activador químico para uso con ONE-Q-BOND C.G.T.

INDICACIONES

One-Q-Bond Activator se usa para el autocurado de One-Q-Bond C.G.T en:

- Cementación adhesiva de coronas y puentes, tipo inlays y onlays.
- Restauraciones de amalgama de encolado.
- Procedimientos inaccesibles a la luz.

Propiedades

- One-Q-Bond Activator es un activador químico para el uso con One-Q-Bond C.G.T.
- One-Q-Bond Activator está presente en comercio desde 2003 sin cambios en la fórmula. Y sin haber recibido ninguna queja relativa a problemas de salud o de rendimiento químico.

¡Precaución!

- One-Q-Bond Activator contiene acetona y monómeros polimerizables que pueden causar dermatitis alérgica por contacto en personas susceptibles. Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese bien con agua después del contacto. Si se produce una sensibilización de la piel o si existe una alergia conocida a la resina de metacrilato, interrumpa su uso.
- One-Q-Bond Activator contiene materiales que: altamente inflamables / irritantes de los ojos / pueden causar sensibilización en contacto con la piel / la exposición repetida puede causar sequedad o agrietamiento / los vapores pueden causar somnolencia y mareos. Para obtener una guía completa de los símbolos, consulte a continuación.

Composición

Ingredientes esenciales	% En peso
Acetona	<80%
Etanol	<20%
Peróxido de benzoilo	<5%

Contenido del relleno

El producto no contiene relleno.

INSTRUCCIONES DE USO

- Dispense una cantidad igual de gotas de One-Q-Bond C.G.T. y One-Q-Bond Activator en un vaso de Dappen limpio.
- Mezcle durante 2 segundos con un cepillo nuevo limpio o con un microcepillo.
- Con el mismo cepillo, aplique una abundante cantidad de la mezcla en la superficie del diente y deje reposar durante 15 segundos.
- Saque los disolventes con un ligero flujo de aire por lo menos durante 15 segundos o hasta que no se note un movimiento visible de la resina. Si la superficie se muestra parcialmente cubierta, aplique más material.
- Acabe la restauración o la cementación.
- Coloque firmemente el tapón en la botella tras el uso.

Almacenamiento y eliminación

- No almacene a temperaturas superiores de 24°C (75°F).
- Conserve el producto en su embalaje original.
- Mantenga alejado de la luz solar.
- Para un frescor óptimo, manténgalo refrigerado.
- No congele el producto.
- Para obtener SDS o IFU, visite www.dentalica.com.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad. Consulte la fecha de caducidad en la etiqueta.

- La vida útil es de 2 años después de la fecha de nakładów.
- El producto vacío puede desecharse de forma segura después de su uso en un contenedor de desechos normal previsto. El producto no requiere instrucciones o precauciones especiales de eliminación y es inofensivo para el medio ambiente.

Envase

2 Botellas de 5 ml

Solo para uso dental profesional. Fabricado en Israel.

ONE-Q-BOND ACTIVATOR

Chemischer aktivator zur verwendung mit ONE-Q-BOND C.G.T.

INDIKATIONEN

- One-Q-Bond Activator wird zur Selbsthärtung von One-Q-Bond C.G.T. in den folgenden Fällen verwendet:
- Adhäsive Zementierung von Kronen und Brücken, Inlays und Onlays.
- Verklebung von Amalgamrestaurationen.
- Für Licht unzugängliche Verfahren.

Eigenschaften

- One-Q-Bond Activator ist ein chemischer Aktivator zur Verwendung mit One-Q-Bond C.G.T.
- One-Q-Bond Activator ist seit 2003 auf dem Markt und die Rezeptur wurde nicht seither nicht geändert. Bisher sind keine Beschwerden hinsichtlich gesundheitlicher Probleme oder chemischer Leistungen eingegangen.

Achtung!

- One-Q-Bond Activator enthält Aceton und polymerisierbare Monomere, die bei empfindlichen Patienten allergische Kontaktdermatitis verursachen können. Den Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Nach einem Kontakt gründlich mit Wasser spülen. Wenn eine Sensibilisierung der Haut auftritt oder eine bekannte Allergie gegen Methacrylatharz besteht, die Anwendung abbrechen.
- One-Q-Bond Activator enthält Materialien mit folgenden Merkmalen: leicht entzündlich / augenreizend / können Sensibilisierung durch Hautkontakt verursachen / wiederholter Kontakt kann zu trockener oder rissiger Haut führen / die Dämpfe können Schläfrigkeit und Schwindelgefühl verursachen. Vollständige Symbolübersicht siehe unten.

Zusammensetzung

Wesentliche Inhaltsstoffe	Gew.-%
Aceton	< 80 %
Ethanol	< 20 %
Benzoylperoxid	< 5 %

Füllstoffgehalt

Das Produkt enthält keine Füllstoffe.

Gebrauchsanweisung

- Dieselbe Anzahl Tropfen von One-Q-Bond C.G.T. und One-Q-Bond Activator in ein sauberes Dappenglas .
- 2 Sekunden lang mit einem sauberen, unbenutzten Pinsel oder einer Mikrobürste mischen.
- Mit demselben Pinsel oder der Mikrobürste eine ausreichende Menge des Gemischs auf die Zahnoberfläche auftragen und 15 Sekunden lang ruhen lassen.
- Die Lösungsmittel mit einem sanften Luftstrom entfernen, und zwar mindestens 15 Sekunden lang oder bis keine sichtbare Bewegung des Harzes mehr zu bemerken ist. Wenn die Oberfläche teilweise überzogen ist, zusätzliches Material auftragen und erneut trocknen.
- Die Restauration oder Zementierung abschließen.
- Die Flasche nach dem Gebrauch wieder fest verschließen.

Lagerung und entsorgung

- Nicht bei Temperaturen über 24°C (75°F) aufbewahren.
- Das Produkt in der Originalverpackung aufbewahren.
- Von direktem Sonnenlicht fernhalten.
- Für optimale Frische im Kühlschrank aufbewahren.
- Nicht einfrieren.
- Um das Sicherheitsdatenblatt (SDS) oder die Gebrauchsanleitung (IFU) einzusehen, besuchen Sie bitte www.dentalica.com.
- Nach dem Verfalldatum nicht mehr verwenden. Siehe Verfalldatum auf dem Etikett.
- Die Mindesthaltbarkeit beträgt 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
- Das leere Produkt kann nach Gebrauch in einem normalen, dafür vorgesehenen Abfallbehälter sicher entsorgt werden. Das Produkt erfordert keine besonderen Entsorgungsanweisungen oder Vorsichtsmaßnahmen und ist unschädlich für die Umwelt.

Verpackung

2 Flaschen à 5 ml

Nur für den zahnärztlichen gebrauch. Hergestellt in der Israel.

ONE-Q-BOND ACTIVATOR

Aktywator chemiczny do stosowania z ONE-Q-BOND C.G.T.

WSKAZANIA

One-Q-Bond Activator służy do samoutwardzania One-Q-Bond C.G.T. przy:

- cementowaniu adhezyjnym koron i mostów, wkładów i nakładów,
- klejeniu uzupełnień amalgamatowych,
- zabiegach niedostępnych dla światła.

Właściwości

- One-Q-Bond Activator jest aktywatorem chemicznym do użycia z One-Q-Bond C.G.T.
- One-Q-Bond Activator istnieje na rynku od 2003 roku bez zmian w recepturze. Nie wpłynęły żadne skargi dotyczące jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub związanych z działaniem substancji chemicznych.

Przeostroga!

- One-Q-Bond Activator zawiera aceton i polimeryzujące monomery, które mogą powodować alergiczne kontaktowe zapalenie skóry u osób wrażliwych. Nie dopuszczać do kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu przepłukać dużą ilością wody. Jeśli wystąpi podrażnienie skóry lub występuje znana alergia na żywicę metakrylanową, przerwać stosowanie.
- One-Q-Bond Activator zawiera materiały, które: są wysoce łatwopalne / działają drażniąco na oczy / mogą powodować uczulenie w kontakcie ze skórą / powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry / opary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Pełny opis symboli znajduje się poniżej.

Skład

Podstawowe składniki	% Masy
Aceton	<80%
Etanol	<20%
Nadtlenek benzoilu	<5%

Zawartość wypełniacza

Produkt nie zawiera wypełniaczy.

Sposób użycia

- Do czystego szklanego kieliszka dentystycznego odmierzyć równą ilość kropli One-Q-Bond C.G.T. i One-Q-Bond Activator.
- Mieszać przez 2 sekundy czystym, nieużywanym pędzelkiem lub mikro-pędzelkiem.
- Za pomocą tego samego pędzelka nanieść wystarczającą ilość mieszanki na powierzchnię zęba i pozostawić na 15 sekund.
- Usuwać rozpuszczalniki łagodnym strumieniem powietrza przez co najmniej 15 sekund lub do momentu, gdy nie będzie widać żadnego ruchu żywicy. Jeśli powierzchnia wygląda na pokrytą częściowo, nałożyć dodatkowy materiał i ponownie wysuszyć.
- Zakończyć odbudowę lub cementowanie.
- Po użyciu szczelnie zamknąć butelkę.

Przechowywanie i likwidacja

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 24°C (75°F).
- Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Chronić przed światłem słonecznym.
- Abby zachować optymalną świeżość, przechowywać w lodówce.
- Nie zamrażać.
- Abby otrzymać Kartę Charakterystyki lub Instrukcję Zastosowania, prosimy odwiedzić www.dentalica.com.
- Nie używać po upływie daty ważności. Sprawdzić datę ważności na etykietce.
- Okres trwałości 2 lata od daty produkcji.
- Pusty produkt można bezpiecznie usunąć po użyciu do przeznaczonego do tego celu pojemnika na zwykłe odpady. Produkt nie wymaga specjalnych instrukcji ani środków ostrożności związanych z likwidacją usuwaniu i jest nieszkodliwy dla środowiska.

Opakowanie

2 Butelki po 5 ml

Tylko do profesjonalnego użytku stomatologicznego.

Wyprodukowano w Izraelu.

ONE-Q-BOND ACTIVATOR

Activator chimic pentru utilizare cu ONE-Q-BOND C.G.T.

INDICAȚII

One-Q-Bond Activator se utilizează pentru autopolimerizarea One-Q-Bond C.G.T. în:

- Cimentarea adezivă de coroane și punți, inlay-uri și onlay-uri.
- Bonding-ul restaurărilor din amalgam.
- Procedurile fără acces la lumină.

Proprietăți

- One-Q-Bond Activator este un activator chimic pentru utilizare cu One-Q-Bond C.G.T.
- One-Q-Bond Activator este prezent pe piață încă din anul 2003 și nu a suferit niciun fel de modificări ale formulei. Nu au fost primite reclamații cu privire la probleme de sănătate sau la performanța chimică.

Atenție!

- One-Q-Bond Activator conține acetona și monomeri polimerizabili care pot provoca dermatită alergică de contact la persoanele susceptibile. Evitați contactul cu ochii și cu pielea. Spălați bine cu apă după contact. În cazul în care apare sensibilizarea pielii sau în caz de alergie cunoscută la rășini de metacrilat, interrupeți utilizarea.
- One-Q-Bond Activator conține materiale: foarte inflamabile / iritante pentru ochi / care pot avea efecte de sensibilizare prin contactul cu pielea / expunerea repetată poate

provoca uscarea sau crăparea pielii / vaporii pot cauza somnolență și amețeli.
Pentru ghidul complet al simbolurilor vezi mai jos.

Compoziție

Ingrediente principale	% Apă
Acetonă	<80%
Etanol	<20%
Peroxid de benzoil	<5%

Substanța de umplere

Produsul nu conține substanță de umplere.

Instrucțiuni de utilizare

- Aplicați un număr egal de picături de One-Q-Bond C.G.T. și One-Q-Bond Activator într-un bol dappen curat.
- Mixați timp de 2 secunde cu o perie curată, neutilizată sau cu o micro perie.
- Folosind aceeași perie, aplicați o cantitate amplă de amestec pe suprafața dintelui și lăsați-l să acționeze timp de 15 secunde.
- Înlățurați solvenții prin suflare delicată cu aer timp de cel puțin 15 secunde sau până când nu se mai observă nicio mișcare vizibilă a rășinii. Dacă suprafața se prezintă parțial acoperită, aplicați material suplimentar și uscați din nou.
- Finalizați restaurarea sau cimentarea.
- Închideți bine flaconul după utilizare.

Depozitare și eliminare

- A nu se păstra la o temperatură de peste 24°C (75°F).
- Păstrați produsul în ambalajul original.
- A se păstra ferit de lumina directă a soarelui.
- Pentru o prospețime optimă, păstrați la frigider.
- A nu se congela.
- Pentru fișa cu date de securitate a produsului (SDS) sau pentru instrucțiunile de utilizare (IFU), accesați www.dentalica.com.
- A nu se utiliza după data expirării. A se vedea data expirării indicată pe etichetă.
- Perioada de valabilitate este de 2 ani de la data fabricației.
- Produsul gol poate fi eliminat în siguranță după utilizare, într-un recipient obținuit destinat deșeurilor. Produsul nu necesită instrucțiuni sau precauții speciale privind eliminarea și nu este dăunător pentru mediu.

Ambalare

2 Sticle de 5 ml

Doar pentru uz profesional stomatologic. Fabricat în Israel.

ONE-Q-BOND ACTIVATOR

Χημικός ενεργοποιητής για χρήση με τα ONE-Q-BOND C.G.T.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το One-Q-Bond Activator χρησιμοποιείται για την αυτοσκλήρυνση των One-Q-Bond C.G.T. σε:

- Συγκόλληση για στεφάνες και γέφυρες, ένθετα και επένθετα.
- Αποκαταστάσεις του αμαλγάματος σύνδεσης.
- Διαδικασίες απροσπάστες από το φως.

Ιδιότητες

- Το One-Q-Bond Activator είναι ένας χημικός ενεργοποιητής για χρήση με τα One-Q-Bond C.G.T.
- Το One-Q-Bond Activator κυκλοφορεί στην αγορά από το 2003 χωρίς αλλαγές στη σύνθεση. Δεν έχουν ληφθεί παράπονα για τυχόν προβλήματα υγείας ή χημικής απόδοσης.

Προσοχή!

- Το One-Q-Bond Activator περιέχει ακετόνη και πολυμεριζόμενα μονομερή τα οποία μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής σε ευπαθή άτομα. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Πλύνετε σχολαστικά με νερό μετά την επαφή. Αν παρουσιαστεί ευαισθητοποίηση του δέρματος ή αν υπάρχει γνωστή αλλεργία στη μεθακρυλική ρητίνη, διακόψτε τη χρήση.
- Το One-Q-Bond Activator περιέχει υλικά το οποία: είναι λιαν εύφλεκτα, ερεθίζουν τα μάτια, μπορεί να προκαλέσουν ευαισθητοποίηση κατά την επαφή με το δέρμα, η επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιμο του δέρματος, οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη. Για τον πλήρη οδηγό των συμβόλων, δείτε παρακάτω.

Σύνθεση

Βασικά συστατικά	% Βαρους.
Ακετόνη	<80%
Αιθανόλη	<20%
Υπεροξείδιο του βενζολίου	<5%

Ενισχυτικά συστατικά

Το προϊόν δεν περιέχει υλικά πλήρωσης.

Οδηγίες χρήσης

- Τοποθετήστε ίσο αριθμό σταγόνων από το One-Q-Bond C.G.T. και το One-Q-Bond Activator σε ένα καθαρό ιγδίο.
- Ανακατέψτε για 2 δευτερόλεπτα με μια καθαρή και αχρησιμοποίητη βούρτσα ή μικροβούρτσα.
- Χρησιμοποιώντας την ίδια βούρτσα, εφαρμόστε αρκετή ποσότητα του μείγματος στην επιφάνεια του δοντιού και αφήστε το σε ηρεμία για 15 δευτερόλεπτα.

4. Αφαιρέστε τους διαλύτες με ένα ήπιο ρεύμα αέρα για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα ή μέχρι να μην παρατηρείται ορατή κίνηση της ρητίνης. Αν η επιφάνεια φαίνεται μερικώς επικαλυμμένη, εφαρμόστε πρόσθετο υλικό και ξηράνετε εκ νέου.
5. Ολοκληρώστε την αποκατάσταση ή τη συγκόλληση.
6. Κλείστε καλά το άκρο του μπουκαλιού μετά τη χρήση.

Αποθήκευση και διαθεση απορριμμάτων

- Μην το αποθηκεύετε σε πάνω από 24°C (75°F).
- Διατηρήστε το προϊόν στην αρχική συσκευασία.
- Διατηρείτε μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Για να είναι πάντα φρέσκο, φυλάξτε το στο ψυγείο.
- Μην το καταψύχετε.
- Για τα δελτία SDS ή IFU, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.dentalica.com.
- Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης. Ανατρέξτε στην ημερομηνία λήξης της ετικέτας.
- Η διάρκεια ζωής είναι 2 χρόνια μετά την ημερομηνία κατασκευής.
- Το άδείο προϊόν μπορεί να απορριφθεί με ασφάλεια μετά τη χρήση σε ένα κατάλληλο δοχείο αποβλήτων. Το προϊόν δεν απαιτεί ειδικές οδηγίες απόρριψης ή προφυλάξεις και είναι αβλαβές για το περιβάλλον.

Συσκευασία

2 Φιάλες των 5 ml

Μονο για επαγγελματική οδοντιατρική χρήση.

Κατασκευάζεται στο Ισραήλ.

ONE-Q-BOND ACTIVATOR

Ativador químico a ser usado com ONE-Q-BOND C.G.T.

PT INDICAÇÕES

One-Q-Bond Activator é usado para a autopolimerização de One-Q-Bond C.G.T. em:

- Cimentação adesiva de coroa e ponte, inlays e onlays.
- Restaurações e amálgama de ligação.
- Procedimentos inacessíveis à luz.

Propriedades

- One-Q-Bond Activator é um ativador químico a ser usado com One-Q-Bond C.G.T.
- One-Q-Bond Activator está no mercado desde 2003 sem alterações na fórmula. Nunca recebeu nenhuma reclamação por qualquer problema relacionado à saúde ou ao desempenho químico.

Atenção!

- One-Q-Bond Activator contém acetona e monômeros polimerizáveis que podem causar dermatite de contacto alérgico em pessoas susceptíveis. Evitar o contacto com olhos e pele. Lavar abundantemente com água depois do contacto. Se ocorrer a sensibilização da pele ou se existir uma alergia conhecida ao metacrilato, deixar de usar.

- One-Q-Bond Activator contém materiais que são: altamente inflamáveis / irritantes para os olhos / podem causar sensibilização ao contacto com a pele / exposição repetida poderá causar secura ou fissuras à pele / os vapores podem causar sonolência ou tonturas. Para uma guia completa dos símbolos ver abaixo.

Composição

Ingredientes essenciais	% Em peso
Acetona	<80%
Etanol	<20%
peróxido de benzoíla	<5%

Conteúdo filler

O produto não contém filler.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Distribuir um igual número de gotas de One-Q-Bond C.G.T. e One-Q-Bond Activator em um prato dappen limpo.
2. Misturar durante 2 segundos com uma escova ou micro-escova nova e limpa.
3. Usando a mesma escova, aplicar uma ampla quantidade de mistura na superfície do dente e deixar repousar por 15 segundos.
4. Remover os solventes com um fluxo de ar suave por, pelo menos, 15 segundos ou até que nenhum movimento visível da resina seja notado. Se a superfície parecer parcialmente revestida, aplicar material adicional e secar novamente.
5. Terminar a restauração ou cimentação.
6. Recolocar bem a tampa após o uso.

Armazenamento e descarte

- Não armazene acima de 24°C (75°F).
- Mantenha o produto na embalagem original.
- Mantenha afastado da luz solar direta.
- Para um frescor perfeito, mantenha-o refrigerado.
- Não congele.
- Para obter SDS ou IFU, visite www.dentalica.com.
- Não use após a data de validade. Veja a data de validade na etiqueta.
- O prazo de validade é de 2 anos após a data de fabricação.
- O produto vazio pode ser descartado com segurança após o uso em um recipiente de lixo regular adequado. O produto não requer instruções ou precauções especiais de descarte e é inofensivo para o meio ambiente.

Embalagem

2 Garrafas de 5 ml

Somente para uso profissional odontológico. Produzido na Israel.

Simboli usati sulla confezione / Symbols used on packaging / Symboles utilisés sur les emballages / Símbolos utilizados en el embalaje / Auf der verpackung verwendete symbole / Symbole na opakowaniu / Simboluri utilizate pe ambalaj / Συμβολα που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία / Símbolos usados na embalagem

	Consultare le istruzioni d'uso / Consult instructions for use / Consulter le mode d'emploi / Consultar las instrucciones de uso / Die Gebrauchsanweisung lesen / Patrz: sposób użycia / Consultați instrucțiunile de utilizare / Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης / Consulte as instruções de uso
	Limiti di temperatura / Temperature limit / Limite de température / Limite de temperatura / Temperaturgrenze / Granica temperatury / Limite de temperatură / Όριο θερμοκρασίας / Limite de temperatura
	Data di produzione / Date of manufacture / Date de fabrication / Fecha de fabricación / Herstellungsdatum / Data produkcji / Data de fabricație / Ημερομηνία κατασκευής / Data de fabricação
	Data di scadenza / Use by date / Date limite d'utilisation / Utilizar según la fecha / Mindesthaltbarkeitsdatum / Termin przydatności do użycia / Data expirării / Τελική ημερομηνία ανάλωσης / Data de validade
	Codice lotto / Batch code / Code de lot / Código de lote / Chargennummer / Kod partii / Cod lot / Κωδικός παρτίδας / Código de lote

	Dispositivo medico / Medical device / Dispositif médical / Dispositivo médico / Medizinprodukt / Wyrób medyczny / Dispozitiv medical / Ιατροτεχνολογικό προϊόν / Dispositivo médico
	Numero di catalogo / Catalogue number / Numéro de catalogue / Número de catálogo / Katalognummer / Numer katalogowy / Număr de catalog / Αριθμός καταλόγου / Numero de catálogo
	Irritante / Irritant / Irritant / Irritante / Verursacht Reizungen / Dražnjící / Irritant / Ερεθιστικό / Irritante
	Inflammable / Flammable / Inflammable / Inflamable / Entzündlich / Łatwopalny / Inflamabil / Ευφλεκτο / Inflamável
	Produttore / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Producent / Κατασκευαστής / Fabricante



BJ.M. Laboratories Ltd.

12 Hassadna St., Industrial Park, Or-Yehuda 6022011 Israel

ONE-Q-BOND ACTIVATOR

REF PR0062OAC

CE
0425

Rev.02_06/21

Made
in Israel

Selected, distributed and guaranteed by Dentalica
Sélectionné, distribué et garanti par Dentalica
Seleccionado, distribuido y garantizado por Dentalica
Ausgewählte, verteilt und gesichert durch Dentalica
Produkt wybrany, dystrybuowany i gwarantowany przez Dentalica
Selectat, distribuit și garantat de Dentalica
Επιλέγεται, διανέμεται και εξασφαλίζεται από την Dentalica
Seleccionado, distribuido e garantado por Dentalica

Selezionato, distribuito e garantito da



DENTALICA

Dentalica S.p.A., Via Rimini 22, I-20142 Milano, Italia
Tel. +39.02.895981, info@dentalica.com, www.dentalica.com