

ONE-Q-BOND C.G.T.

Sistema adesivo universale, senza risciacquo, con primer auto-mordenzante

INDICAZIONI

- Restauri diretti in composito.
- Cementazione adesiva di corone e ponti, inlay e onlay.
- Proprietà**
- One-Q-Bond C.G.T. è un sistema adesivo auto-mordenzante di 6° generazione, che offre alti valori di adesione sia alla dentina sia allo smalto.
- One-Q-Bond C.G.T. consiste in un Primer acido a base d'acqua auto-mordenzante e in un Adesivo fotopolimerizzabile.
- Viene utilizzato per incollare materiali da otturazione in resina composita alla struttura del dente, qualsiasi composito autopolimerizzante o fotopolimerizzante, materiali da restauro in compomero e cementi in resina composita disponibili sul mercato.
- One-Q-Bond C.G.T. utilizza un primer moderatamente acido. A differenza delle tecniche di mordenzatura totale e di incollaggio totale, il Primer auto-mordenzante non apre completamente i tubuli dentinali. Lo strato spalmabile viene solubilizzato e, grazie alle elevate proprietà idrofile del Primer, è in grado di penetrare nei tubuli e nella dentina peritubulare, formando delle piastrine di resina. Nel caso dello smalto, il Primer produce un pattern significativo con un'area superficiale rafforzata, che porta a una migliore adesione dello smalto.
- One-Q-Bond C.G.T. è sul mercato dal 2008 sempre con la stessa formula. Non è mai stato oggetto di reclami per problemi relativi alla salute o alle prestazioni chimiche.

Attenzione!

- One-Q-Bond C.G.T. contiene monomeri polimerizzabili che possono causare dermatiti allergiche da contatto in individui sensibili. In caso di contatto, lavare accuratamente con acqua e sapone. In caso di sensibilizzazione della pelle o di allergia nota a resina di metacrilato, interrompere l'uso.
- La polimerizzazione può essere innescata dall'illuminazione ambientale o dalla luce dell'ambulatorio dentistico. Richiudere bene la bottiglia dopo l'uso.
- One-Q-Bond C.G.T. contiene materiali che: sono sensibili alla luce / sono altamente infiammabili / sono irritanti per gli occhi / sono dannosi se ingeriti / sono irritanti per le vie respiratorie e la pelle / possono causare sensibilizzazione per contatto con la pelle / l'esposizione ripetuta può causare secchezza o screpolature della pelle / i vapori possono causare sonnolenza e vertigini. Per l'elenco dei simboli completo, consultare la guida riportata di seguito.

Composizione

Ingredienti essenziali - ETCHING	% Peso	Ingredienti essenziali - BOND	% Peso
Monomeri multifunzionali	<20%	Metacrilati multifunzionali	<30%
Esteri di acido fosforico metacrilato	<5%	Monomeri multifunzionali	<10%
Acceleratore di adesivo	<10%	Uretano dimetacrilato	<10%
Acqua	<40%	Fotoiniziatori	<1%
Etanolo	<30%	Acetone	<50%
Acetone	<10%	Etanolo	<10%
		Acceleratore di adesivo	<5%

Contenuto del filler

Il prodotto non contiene filler.

ISTRUZIONI D'USO

Applicazione di One-Q-Bond C.G.T. SE (Self-Etching Agent):

1. Applicare un'ampia quantità di One-Q-Bond C.G.T. SE sulla superficie dentale preparata, asciugata all'aria o tamponata, utilizzando una spugna o una punta di pennello monouso. Lasciare agire per 15 secondi.
2. Rimuovere i solventi con un getto d'aria per almeno 10 secondi.
3. Richiudere bene la bottiglia dopo l'uso.

Applicazione di One-Q-Bond C.G.T.:

1. Applicare un'ampia quantità di One-Q-Bond C.G.T. utilizzando una spugna o la punta di un pennello monouso.
2. Rimuovere i solventi con un leggero flusso d'aria per almeno 10 secondi o finché non si nota alcun movimento visibile della resina. Se la superficie appare parzialmente rivestita, applicare altro materiale.
3. Richiudere bene la bottiglia dopo l'uso.
4. Fotopolimerizzare per 20 secondi con un'unità di fotopolimerizzazione.
5. Quando l'area di ritenzione del restauro si trova principalmente nella dentina, applicare un secondo strato di One-Q-Bond C.G.T. Rimuovere i solventi con un leggero flusso d'aria per almeno 10 secondi. Non polimerizzare.
6. Quando la fotopolimerizzazione non è un'opzione (incollaggio nel canale radicolare), aggiungere la stessa quantità di gocce di One-Q-Bond Activator con One-Q-Bond C.G.T. in una capsula trasparente pulita, mescolare per 2 secondi e procedere con i passi 1, 2.
7. Ripristinare con una resina composita fotopolimerizzabile o autopolimerizzabile di propria scelta o con un restauro in cemento.

Conservazione e smaltimento

- Non conservare a una temperatura superiore a 24°C (75°F).
- Conservare il prodotto nella confezione originale.
- Tenere lontano dalla luce solare diretta.
- Per una freschezza ottimale, conservare il prodotto in frigorifero.
- Non congelare.
- Per consultare la scheda dati di sicurezza o le istruzioni per l'uso, visitare il sito www.dentalica.com.
- Non usare dopo la data di scadenza. Vedere la data di scadenza sull'etichetta.
- Il periodo di conservazione è di 2 anni dalla data di produzione.
- Il prodotto vuoto può essere smaltito in sicurezza dopo l'uso in un normale contenitore per rifiuti apposito. Il prodotto non richiede istruzioni o precauzioni particolari per lo smaltimento ed è innocuo per l'ambiente.

Confezione

One-Q-Bond C.G.T.: 2 Flaconi da 5 ml

One-Q-Bond SE: 2 Flaconi da 5 ml

Solo per uso odontoiatrico professionale. Prodotto in Israele.

ONE-Q-BOND CGT

Universal, no-rinse, self-priming etchant adhesive system

INDICATIONS

- Direct composite restorations.
- Adhesive cementation of crowns and bridges, inlays and onlays.

Properties

- One-Q-Bond C.G.T. is a 6th generation self-etch bonding system, which delivers high bonding values to both dentin and enamel.
- One-Q-Bond C.G.T. consists of an acidic water based self-etch Primer and a light-cure Adhesive.
- It is used to bond composite resin filling materials, to tooth structure, any self-cure or light-cure composite, compomer restorative materials and composite resin cements available on the market.
- One-Q-Bond C.G.T. is utilizing a moderately acidic Primer. Unlike total-etch, total-bond techniques, the self-etch Primer does not open the dentinal tubules completely. The smear layer is solubilized, and due to the high hydrophilic properties of the Primer, it is then able to penetrate to the tubules and peritubular dentin, forming resin tags. In the case of enamel, the Primer produces a significant pattern with enhanced surface area, leading to improved enamel bonding.
- One-Q-Bond C.G.T. has been on the market since 2008 with no changes in formula. No complaints of any health-related or chemical performance issues were received.

Caution!

- One-Q-Bond C.G.T. contains polymerizable monomers which may cause allergic contact dermatitis in susceptible individuals. Wash thoroughly with soap and water after contact. If skin sensitization occurs, or if you know allergy to methacrylate resin exists, discontinue use.
- Polymerization may be triggered by ambient lighting or the dental operator light. Tightly recap the bottle after use.
- One-Q-Bond C.G.T. contains materials which: sensitive to light/ highly flammable / irritating to eyes / harmful if swallowed / irritating to respiratory system and skin / may cause sensitization by skin contact / repeated exposure may cause skin dryness or cracking / vapors may cause drowsiness and dizziness. For complete symbols guide see below.

Composition

Essential ingredients - ETCHING	% Wt.	Essential ingredients - BOND	% Wt.
Multifunctional monomers	<20%	Multifunctional methacrylates	<30%
Methacrylated phosphoric acid esters	<5%	Multifunctional monomers	<10%
Adhesive accelerator	<10%	Urethane dimethacrylate	<10%
Water	<40%	Photoinitiators	<1%
Ethanol	<30%	Acetone	<50%
Acetone	<10%	Ethanol	<10%
		Adhesive accelerator	<5%

Filler content

The product does not contain filler.

INSTRUCTIONS FOR USE

Application of One-Q-Bond C.G.T. Self-Etching:

1. Apply ample amount of One-Q-Bond C.G.T. SE on the prepared, air-dried or blotted tooth surface using a sponge or disposable brush tip. Leave undisturbed for 15 seconds.
2. Remove solvents with a blast of air for at least 10 seconds.
3. Tightly re-cap bottle after use.

Application of One-Q-Bond C.G.T.:

1. Apply ample amount of One-Q-Bond C.G.T. using a sponge or disposable brush tip.
2. Remove solvents with a gentle air flow for at least 10 seconds or until no visible movement of the resin is noted. If the surface appears partially coated, apply additional material.
3. Tightly re-cap bottle after use.
4. Light-cure for 20 seconds with a light cure unit.
5. When the restoration retention area lies primarily within dentin, apply a second layer of One-Q-Bond C.G.T. Remove solvents with a gentle air flow for at least 10 seconds. Do not cure.
6. When light curing is not an option (bonding in root canal), add equal drops of One-Q-Bond Activator with One-Q-Bond C.G.T. in a clean dappen dish mix for 2 seconds and proceed with steps 1, 2.
7. Restore with light-cured or self-cure composite resin of your choice or cement restoration.

Storage and disposal

- Do not store above 24°C (75°F).
- Keep product in original packaging.
- Keep away from direct sunlight.
- For optimum freshness, keep refrigerated.
- Do not freeze.
- To obtain SDS or IFU visit www.dentalica.com.
- Do not use after expiration date. See expiry date on the label.
- Shelf life is 2 years after the date of manufacturing.
- Empty product can be safely disposed after use in an intended regular waste container. The product does not require special disposal instructions or precautions and is harmless to the environment.

Packaging

One-Q-Bond C.G.T.: 2 Bottles of 5 ml

One-Q-Bond SE: 2 Bottles of 5 ml

For professional dental use only. Made in Israel.

ONE-Q-BOND CGT

Système universel d'adhésif d'attaque sans rinçage et auto-mordantant

FR INDICATIONS

- Restaurations directes en composite.
- Cimentation adhésive des couronnes et des ponts, des inlays et des onlays.

Propriétés

- One-Q-Bond C.G.T. est un système de collage auto-mordantant de 6e génération, qui offre des valeurs d'adhérence élevées tant sur la dentine que sur l'émail.
- One-Q-Bond C.G.T. se compose d'un apprêt auto-mordantant acide à base d'eau et d'un adhésif photopolymérisable.
- Il est utilisé pour coller les matériaux d'obturation en résine composite, à la structure de la dent, tout composite autopolymérisable ou photopolymérisable, les matériaux de restauration en compomère et les ciments de résine composite disponibles sur le marché.
- One-Q-Bond C.G.T. utilise un apprêt modérément acide. Contrairement aux techniques de mordantage total et de collage total, l'apprêt auto-mordantant n'ouvre pas complètement les tubules dentinaires. La couche de frottis est solubilisée et, grâce aux propriétés hydrophiles élevées de l'apprêt, elle est ensuite capable de pénétrer dans les tubules et la dentine péritubulaire, formant des repères de résine. Dans le cas de l'émail, l'apprêt produit un motif important avec une surface accrue, ce qui permet d'améliorer l'adhérence de l'émail.
- One-Q-Bond C.G.T. est sur le marché depuis 2008, sans changement de formule. Aucune plainte concernant des problèmes de santé ou de performance chimique n'a été reçue.

Attention!

- One-Q-Bond C.G.T. contient des monomères polymérisables qui peuvent provoquer une dermatite de contact allergique chez les personnes sensibles. Se laver soigneusement à l'eau et au savon après contact. En cas de sensibilisation de la peau ou d'allergie connue à la résine de méthacrylate, cesser l'utilisation.
- La polymérisation peut être déclenchée par l'éclairage ambiant ou par la lumière du cabinet dentaire. Reboucher hermétiquement la bouteille après utilisation.
- One-Q-Bond C.G.T. contient des substances qui: sont sensibles à la lumière / sont hautement inflammables / sont irritantes pour les yeux / sont nocives en cas d'ingestion / sont irritantes pour le système respiratoire et la peau / peuvent entraîner une sensibilisation par contact avec la peau / une exposition répétée peut provoquer un dessèchement ou des gerçures de la peau / les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges. Pour le guide complet des symboles, voir ci-dessous.

Composition

Ingredients essentiels - ETCHING	% En poids	Ingredients essentiels - BOND	% En poids
Monomères multifonctionnels	<20%	Méthacrylates multifonctionnels	<30%
Esters d'acide phosphorique méthacrylés	<5%	Monomères multifonctionnels	<10%
Accélérateur d'adhésif	<10%	Diméthacrylate d'uréthane	<10%
Eau	<40%	Photo-initiateurs	<1%
Éthanol	<30%	Acétone	<50%
Acétone	<10%	Éthanol	<10%
		Accélérateur d'adhésif	<5%

Contenu de l'agent de remplissage

Le produit ne contient pas d'agent de remplissage.

MODE D'EMPLOI

Application de One-Q-Bond C.G.T. Self-Etching (SE):

- Appliquer une quantité suffisante de One-Q-Bond C.G.T. SE sur la surface de la dent préparée, séchée à l'air ou épongée, à l'aide d'une éponge ou d'un embout de brosse jetable. Laisser reposer pendant 15 secondes.
- Retirer les solvants avec un souffle d'air pendant au moins 10 secondes.
- Reboucher hermétiquement la bouteille après utilisation.

Application de One-Q-Bond C.G.T.:

- Appliquer une quantité suffisante de One-Q-Bond C.G.T. à l'aide d'une éponge ou d'un embout de pinceau jetable.
- Retirer les solvants avec un léger flux d'air pendant au moins 10 secondes ou jusqu'à ce qu'aucun mouvement visible de la résine ne soit constaté. Si la surface semble partiellement recouverte, appliquer du matériau supplémentaire.
- Reboucher hermétiquement la bouteille après utilisation.
- Photopolymériser pendant 20 secondes avec une unité de photopolymérisation.
- Lorsque la zone de rétention de la restauration se trouve principalement dans la dentine, appliquer une deuxième couche de One-Q-Bond C.G.T. Retirer les solvants avec un léger courant d'air pendant au moins 10 secondes. Ne pas polymériser.
- Lorsque la photopolymérisation n'est pas envisageable (collage dans un canal radiculaire), ajouter des gouttes égales One-Q-Bond Activator avec One-Q-Bond C.G.T. dans une coupelle propre ; mélanger pendant 2 secondes et procéder aux étapes 1, 2.
- Restaurer avec une résine composite photopolymérisée ou autopolymérisée de votre choix ou une restauration en ciment.

Conservation et élimination

- Ne pas conserver à une température supérieure à 24°C (75°F).
- Conserver le produit dans son emballage d'origine.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Pour une fraîcheur optimale, conserver au réfrigérateur.
- Ne pas congeler.
- Pour obtenir les documents SDS (Safety Data Sheets - Fiches de données de sécurité) et IFU (Instructions for Use - Mode d'emploi) visiter le site www.dentalica.com.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration. Voir la date d'expiration sur l'étiquette.
- La durée de conservation est de 2 ans après la date de fabrication.
- Le produit vide peut être éliminé en toute sécurité après utilisation dans un conteneur à déchets ordinaire prévu à cet effet. Le produit ne nécessite pas d'instructions ou de précautions particulières pour son élimination et est sans danger pour l'environnement.

Conditionnement

***One-Q-Bond C.G.T.:** 2 Flacons de 5 ml*

***One-Q-Bond SE:** 2 Flacons de 5 ml*

Uniquement à usage dentaire par des professionnels. Fabrique en Israel.

ONE-Q-BOND CGT

Sistema universal adhesivo decapante de autocebado, sin aclarado

INDICACIONES

- Restauraciones directas de compuestos.
- Cementación adhesiva de coronas y puentes, tipo inlays y onlays.

Propiedades

- One-Q-Bond C.G.T. es un sistema de encolado de autograbado de 6a generación, que suministra altos valores de encolado tanto para la dentina como para el esmalte.
- One-Q-Bond C.G.T. consiste en un cebador de autograbado a base de agua ácida y un adhesivo de iluminación para curas.
- Se utiliza para encolar materiales de resina compuesta, en la estructura del diente, todo compuesto de autocuración y iluminación para curas, materiales de restauración de compómero y cementos de resina compuesta disponibles en el mercado.
- One-Q-Bond C.G.T. utiliza un cebador moderadamente ácido. A diferencia de las técnicas de grabado total, encolado total, el cebador de autograbado no abre completamente los túbulos dentinales. La capa residual es solubilizada, y debido a las elevadas propiedades hidrofílicas del cebador, luego es capaz de penetrar los túbulos y la dentina peritubular, formando marcas de resina. En el caso del esmalte, el cebador produce una forma significativa con la zona de la superficie mejorada, conllevando el encolado del esmalte.
- One-Q-Bond C.G.T. está presente en comercio desde 2008 sin cambios en la fórmula. Y sin haber recibido ninguna queja relativa a problemas de salud o de rendimiento químico.

¡Precaución!

- One-Q-Bond C.G.T. contiene monómeros polimerizables que pueden causar dermatitis alérgica por contacto en personas susceptibles. Lávese bien con jabón y agua después del contacto. Si se produce una sensibilización de la piel o si existe una alergia conocida a la resina de metacrilato, interrumpa su uso.
- La polimerización puede disiparse mediante iluminación ambiente o lámpara para quirófano dental. Tape firmemente la botella tras el uso.
- One-Q-Bond C.G.T. contiene materiales que: sensibles a la luz/ altamente inflamables / irritantes de los ojos / nocivos en caso de ingestión / irritantes del sistema respiratorio y la piel / pueden causar sensibilización en contacto con la piel / la exposición repetida puede causar sequedad o agrietamiento / los vapores pueden causar somnolencia y mareos. Para obtener una guía completa de los símbolos, consulte a continuación.

Ingredientes esenciales - ETCHING	% en peso	Ingredientes esenciales - BOND	% en peso
Monómeros multifunción	<20%	Metacrilatos multifunción	<30%
Ésteres del ácido fosfórico metacrilato	<5%	Monómeros multifunción	<10%
Acelador adhesivo	<10%	Dimetacrilato de uretano	<10%
Agua	<40%	Fotoiniciadores	<1%
Etanol	<30%	Acetona	<50%
Acetona	<10%	Etanol	<10%
		Acelador adhesivo	<5%

Contenido del relleno

El producto no contiene relleno.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicación de One-Q-Bond C.G.T. Self-Etching (SE):

- Aplique la cantidad de muestra de One-Q-Bond C.G.T. SE en la superficie dental preparada, secada al aire o deslustrada utilizando una esponja o una punta de cepillo desechable. Deje reposar durante 15 segundos.
- Quite los disolventes con una ráfaga de aire durante 10 segundos como mínimo.
- Coloque firmemente el tapón en la botella tras el uso.

Aplicación de One-Q-Bond C.G.T.:

- Aplique una abundante cantidad de One-Q-Bond C.G.T. utilizando una esponja o una punta de cepillo desechable.
- Saque los disolventes con un ligero flujo de aire por lo menos durante 10 segundos o hasta que no se note un movimiento visible de la resina. Si la superficie se muestra parcialmente cubierta, aplique más material.
- Coloque firmemente el tapón en la botella tras el uso.
- Cure mediante luz durante 20 segundos con una unidad de curado de luz.
- Cuando la zona de retención de restauración resida principalmente dentro de la dentina, aplique una segunda

capa de One-Q-Bond C.G.T. Quite los disolventes con un ligero flujo de aire durante 10 segundos como mínimo. No cure.

- Cuando la curación mediante luz no es una opción (encolado en conducto radicular), añada gotas iguales de One-Q-Bond Activator con One-Q-Bond C.G.T. en un vaso de Dappen limpio, mezcle durante 2 segundos y prosiga con los pasos 1, 2.
- Restablezca con la resina compuesta de curado por luz o de autocurado de su elección o la restauración del cemento.

Almacenamiento y eliminación

- No almacene a temperaturas superiores de 24°C (75°F).
- Conserve el producto en su embalaje original.
- Mantenga alejado de la luz solar.
- Para un frescor óptimo, manténgalo refrigerado.
- No congele el producto.
- Para obtener SDS o IFU, visite www.dentalica.com.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad. Consulte la fecha de caducidad en la etiqueta.
- La vida útil es de 2 años después de la fecha de fabricación.
- El producto vacío puede desecharse de forma segura después de su uso en un contenedor de desechos normal previsto. El producto no requiere instrucciones o precauciones especiales de eliminación y es inofensivo para el medio ambiente.

Envase

***One-Q-Bond C.G.T.:** 2 Botellas de 5 ml*

***One-Q-Bond SE:** 2 Botellas de 5 ml*

Solo para uso dental profesional. Fabricado en Israel.

ONE-Q-BOND CGT

Universelles, selbstgrundierendes, selbstständendes adhäsivsystem ohne nachspülen

INDIKATIONEN

- Direkte Kompositrestaurationen.
- Adhäsive Zementierung von Kronen und Brücken, Inlays und Onlays.

Eigenschaften

- One-Q-Bond C.G.T. ist ein selbstständendes Adhäsivsystem der 6. Generation, das sowohl am Dentin als auch am Zahnschmelz hohe Haftwerte bietet.
- One-Q-Bond C.G.T. besteht aus einem besteht aus einem sauren, selbststätzenden Primer auf Wasserbasis und einem lichthärtenden Adhäsiv.
- Es wird zum Verkleben von Komposit-Füllungen mit der Zahnstruktur, allen selbsthärtenden oder lichthärtenden Kompositen, Kompomer-Restaurationsmaterialien und Komposit-Zementen, die auf dem Markt erhältlich sind, verwendet.
- One-Q-Bond C.G.T. verwendet einen mäßig sauren Primer. Im Gegensatz zu Total-Etch- und Total-Bond-Techniken öffnet der selbststätzende Primer die Dentintubuli nicht vollständig. Die Schmierschicht wird solubiliisiert und ist aufgrund der hohen hydrophilen Eigenschaften des Primers in der Lage, danach in die Tubuli und das peritubuläre Dentin einzudringen und Harzausläufer, so genannte Tags, zu bilden. Im Falle des Zahnschmelzes erzeugt der Primer ein signifikantes Muster mit verstärkter Oberfläche, was zu einer besseren Haftung des Zahnschmelzes führt.
- One-Q-Bond C.G.T. ist seit 2008 auf dem Markt und die Rezeptur wurde nicht seither nicht geändert. Bisher sind keine Beschwerden hinsichtlich gesundheitlicher Probleme oder chemischer Leistungen eingegangen.

Achtung!

- One-Q-Bond C.G.T. enthält polymerisierbare Monomere, die bei empfindlichen Patienten allergische Kontaktdermatitis verursachen können. Nach einem Kontakt gründlich mit Seife und Wasser waschen. Wenn eine Sensibilisierung der Haut auftritt oder eine bekannte Allergie gegen Methacrylatharz besteht, die Anwendung abbrechen.
- Die Polymerisation kann durch die Raumbeleuchtung oder durch die Dentallampe ausgelöst werden. Die Flasche nach dem Gebrauch wieder fest verschließen.
- One-Q-Bond C.G.T. enthält Materialien mit folgenden Merkmalen: lichtempfindlich / leicht entzündlich / augenreizend / gesundheitsschädlich bei Verschlucken / reizen die Atemwege und die Haut / können Sensibilisierung durch Hautkontakt verursachen / wiederholter Kontakt kann zu trockener oder rissiger Haut führen / die Dämpfe können Schläfrigkeit und Schwindelgefühl verursachen. Vollständige Symbolübersicht siehe unten.

Zusammensetzung

Wesentliche inhaltsstoffe - ETCHING	Gew.- %	Wesentliche inhaltsstoffe - BOND	Gew.- %
Multifunktionelle Monomere	<20%	Multifunktionelle Methacrylate	<30%
Methacrylatphosphor-säureester	<5%	Multifunktionelle Monomere	<10%
Haftungsbeschleuniger	<10%	Urethandimethacrylat	<10%
Wasser	<40%	Photoinitiatoren	<1%
Ethanol	<30%	Aceton	<50%
Aceton	<10%	Ethanol	<10%
		Haftungsbeschleuniger	<5%

Füllstoffgehalt

Das Produkt enthält keine Füllstoffe.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Auftragen von One-Q-Bond C.G.T. Self-etching (SE):

- Eine ausreichende Menge One-Q-Bond C.G.T. SE mit einem Schwamm oder Einwegpinsel auf die vorbereitete, luftgetrocknete oder abgetupfte Zahnoberfläche auftragen. 15 Sekunden ruhen lassen.
- Die Lösungsmittel mindestens 10 Sekunden lang mit einem Luftstrom entfernen.
- Die Flasche nach dem Gebrauch wieder fest verschließen.

Auftragen von One-Q-Bond C.G.T.:

- Eine ausreichende Menge One-Q-Bond C.G.T. mit einem Schwamm oder Einwegpinsel auftragen.
- Die Lösungsmittel mit einem sanften Luftstrom entfernen, und zwar mindestens 10 Sekunden lang oder bis keine sichtbare Bewegung des Harzes mehr zu bemerken ist. Wenn die Oberfläche teilweise überzogen ist, zusätzliches Material auftragen.
- Die Flasche nach dem Gebrauch wieder fest verschließen.
- Mit einem Lichthärtungsgerät 20 Sekunden lang lichthärten.
- Wenn der Retentionsbereich der Restauration hauptsächlich im Dentin liegt, eine zweite Schicht One-Q-Bond C.G.T. auftragen. Die Lösungsmittel mindestens 10 Sekunden lang mit einem sanften Luftstrom entfernen. Nicht härten.
- Wenn Lichthärtung nicht möglich ist (Bonding im Wurzelkanal), eine gleiche Anzahl Tropfen One-Q-Bond Activator mit One-Q-Bond C.G.T. in ein sauberes Dappenglas geben, 2 Sekunden lang mischen und mit den Schritten 1 und 2 fortfahren.
- Mit licht- oder selbsthärtendem Komposittharz Ihrer Wahl oder Zement restaurieren.

Lagerung und entsorgung

- Nicht bei Temperaturen über 24°C (75°F) aufbewahren.
- Das Produkt in der Originalverpackung aufbewahren.
- Von direktem Sonnenlicht fernhalten.
- Für optimale Frische im Kühlschrank aufbewahren.
- Nicht einfrieren.
- Um das Sicherheitsdatenblatt (SDS) oder die Gebrauchsanleitung (IFU) einzusehen, besuchen Sie bitte www.dentalica.com.
- Nach dem Verfalldatum nicht mehr verwenden. Siehe Verfalldatum auf dem Etikett.
- Die Mindesthaltbarkeit beträgt 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
- Das leere Produkt kann nach Gebrauch in einem normalen, dafür vorgesehenen Abfallbehälter sicher entsorgt werden. Das Produkt erfordert keine besonderen Entsorgungsanweisungen oder Vorsichtsmaßnahmen und ist unschädlich für die Umwelt.

Verpackung

***One-Q-Bond C.G.T.:** 2 Flaschen à 5 ml*

***One-Q-Bond SE:** 2 Flaschen à 5 ml*

Nur für den zahnärztlichen gebrauch. Hergestellt in der Israel.

ONE-Q-BOND CGT

System uniwersalny, bez splukiwania, samo-gruntujący, wytrawiający i adhezyjny

WSKAZANIA

- Bezpośrednie uzupełnienia kompozytowe.
- Cementowaniu adhezyjnym koron i mostów, wkładów i nakładów.

Właściwości

- One-Q-Bond C.G.T. to 6. generacji samowytrawiający system wiążący, który zapewnia wysokowartościowe wiązania zarówno do zębiny, jak i szkliwa.
- One-Q-Bond C.G.T. składa się z kwaśnego, wodnego, samowytrawiającego podkładu i kleju światłoutwardzalnego.
- Służy do wiązania materiałów wypełnieniowych z żywic kompozytowych, ze strukturą zęba, wszelkich dostępnych na rynku kompozytów samoutwardzalnych lub światłoutwardzalnych, kompomerowych materiałów wypełnieniowych oraz cementów z żywic kompozytowych.
- One-Q-Bond C.G.T. jest używany jako średnio kwaśny podkład. W przeciwnieście do technik total-etch [całkowite wytrawianie], total-bond [całkowite wiązanie], podkład nie otwiera całkowicie kanalików zębinowych. Warstwa maziowa jest rozpuszczana, a ze względu na wysokie właściwości hydrofilowe podkładu jest w stanie przeniknąć do kanalików i zębiny okolokanalikowej, tworząc znaczniki żywicy. W przypadku szkliwa, podkład tworzy znaczącą strukturę o zwiększonej powierzchni, co prowadzi do lepszego wiązania szkliwa.
- One-Q-Bond C.G.T. istnieje na rynku od 2008 roku bez zmian w recepturze. Nie wpłynęły żadne skargi dotyczące jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub związanych z działaniem substancji chemicznych.

Przestroga!

- One-Q-Bond C.G.T. zawiera polimeryzowalne monomery, które mogą powodować alergiczne kontaktowe zapalenie skóry u osób podatnych. W przypadku kontaktu przepłukać dużą ilością wody z mydłem. Jeśli wystąpi podrażnienie skóry lub występuje znana alergia na żywicę metakrylanową, przerwać stosowanie.
- Polimeryzację można wywołać przez oświetlenie otoczenia lub światło gabinetu stomatologicznego. Po użyciu szczególnie zamknąć butelkę.
- One-Q-Bond C.G.T. zawiera materiały, które: są światłoczułe / wysoce łatwopalne / działają drażniąco na oczy / szkodliwe po połknięciu / działają drażniąco na układ oddechowy i skórę / mogą powodować uczulenie w kontakcie ze skórą / powtarzając się może powodować wysuszenie lub pękanie skóry / opary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Pełna instrukcja symboli znajduje się poniżej.

Skład

Podstawowe składniki - PODKŁAD	% masy	Podstawowe składniki - MATERIAŁ WIĄZĄCY	% masy
Wielofunkcyjne monomery	<20%	Wielofunkcyjne metakrylany	<30%
Metakrylowe estry kwasu fosforowego	<5%	Wielofunkcyjne monomery	<10%
Przyspieszacz klejenia	<10%	Dimetakrylan uretanu	<10%
Woda	<40%	Fotoinicjatory	<1%
Etanol	<30%	Aceton	<50%
Aceton	<10%	Etanol	<10%
		Przyspieszacz klejenia	<5%

Zawartość wypełniacza

Produkt nie zawiera wypełniaczy.

SPOSÓB UŻYCIA

Nakładanie One-Q-Bond C.G.T. SE:

- Na przygotowaną, osuszoną na powietrzu lub osuszoną powierzchnię zęba nanieść wystarczającą ilość One-Q-Bond C.G.T. SE za pomocą gąbki lub jednorazowej końcówki szczoteczki. Pozostawić na 15 sekund bez dotykania.
- Usuwać rozpuszczalniki podmuchem powietrza przez co najmniej 10 sekund.
- Po użyciu szczególnie zamknąć butelkę.

Nakładanie One-Q-Bond C.G.T.:

- Nanieść wystarczającą ilość One-Q-Bond C.G.T. Bond za pomocą gąbki lub jednorazowej końcówki szczoteczki.
- Usuwać rozpuszczalniki łagodnym strumieniem powietrza przez co najmniej 10 sekund lub do momentu, gdy nie będzie widać żadnego ruchu żywicy. Jeśli powierzchnia wygląda na pokryta częściowo, nałożyć dodatkowy materiał.
- Po użyciu szczególnie zamknąć butelkę.
- Utwardzać światłem przez 20 sekund za pomocą urządzenia do utwardzania światłem.
- Jeżeli obszar uzupełnienia znajduje się głównie w zębinie, należy nałożyć drugą warstwę materiału One-Q-Bond C.G.T. Usuwać rozpuszczalniki łagodnym strumieniem powietrza przez co najmniej 10 sekund. Nie utwardzać.
- Jeśli utwardzanie światłem nie jest możliwe (wiązanie w kanale korzeniowym), dodać taką samą liczbę kropli One-Q-Bond Activator z One-Q-Bond C.G.T. do mieszanki w czystym szklanym kieliszku dentystycznym na 2 sekundy i przejść do kroków 1, 2.
- Odbudować przy użyciu światłoutwardzalnej lub samowytrawiającej żywicy kompozytowej według własnego wyboru lub cementu.

Przechowywanie i likwidacja

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 24°C (75°F).
- Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Chronicz przed światłem słonecznym.
- Aby zachować optymalną świeżość, przechowywać w lodówce.
- Nie zamrażać.
- Aby otrzymać Kartę Charakterystyki lub Instrukcję Zastosowania, prosimy odwiedzić www.dentalica.com.
- Nie używać po upływie daty ważności. Sprawdzić datę ważności na etykietcie.
- Okres trwałości 2 lata od daty produkcji.
- Pusty produkt można bezpiecznie usunąć po użyciu do przeznaczonego do tego celu pojemnika na zwykłe odpady. Produkt nie wymaga specjalnych instrukcji ani środków ostrożności związanych z likwidacją usuwaniu i jest nieszkodliwy dla środowiska.

Opakowanie

***One-Q-Bond C.G.T.:** 2 Butelki po 5 ml*

***One-Q-Bond SE:** 2 Butelki po 5 ml*

Tylko do profesjonalnego użytku stomatologicznego.

Wyprodukowano w Izraelu.

ONE-Q-BOND CGT

Sistem adeziv demineralizant universal, fără clătire, autogravant

INDICAȚII

- Restaurări directe din rășini compozite.
- Cimentarea adezivă de coroane și punți, inlay-uri și onlay-uri.

Proprietăți

- One-Q-Bond C.G.T. este un sistem adeziv autogravant de a 6-a generație, care oferă valori ridicate de bonding atât pentru dentină cât și pentru smalt.
- One-Q-Bond C.G.T. constă dintr-un Primer autogravant pe bază de apă acidă și dintr-un Adeziv cu fotopolimerizare.
- Se utilizează pentru bonding-ul materialelor de umplere din rășină compozită pe structura dintelui, utilizând orice compozite autopolimerizabile sau fotopolimerizabile, materiale de restaurare de tip compomer și cimenturi de rășină compozită disponibile pe piață.

- One-Q-Bond C.G.T. utilizează un Primer moderat acid. Spre deosebire de tehnica total-etch (gravare totală) și total-bond (sistem adeziv total), Primer-ul autogravant nu deschide tubuli dentinali complet. Stratul subțire este solubilizat, iar datorită proprietăților hidrofile sporite ale Primer-ului, este capabil să pătrundă ulterior în tubuli și în dentina peritubulară, formând marcaatoare de rășină. În cazul smaltului, Primer-ul produce un model semnificativ cu suprafață îmbunătățită, ceea ce conduce la un bonding îmbunătățit al smaltului.
- One-Q-Bond C.G.T. este prezent pe piață încă din anul 2008 și nu a suferit niciun fel de modificări ale formulei. Nu au fost primite reclamații cu privire la probleme de sănătate sau la performanța chimică.

Atenție!

- One-Q-Bond C.G.T. conține monomeri polimerizabili care pot provoca dermatită alergică de contact la persoanele susceptibile. Spălați bine cu săpun și apă după contact. În cazul în care apare sensibilizarea pielii sau în caz de alergie cunoscută la rășini de metacrilat, întrerupeți utilizarea.
- Polimerizarea poate fi declanșată de lumina ambientală sau de lumina lămpi chirurgicale de stomatologie. Închideți bine flaconul după utilizare.
- One-Q-Bond C.G.T. conține materiale: sensibile la lumină/ foarte inflamabile / iritante pentru ochi / nocive în caz de inghițire / iritante pentru sistemul respirator și pentru piele / care pot avea efecte de sensibilizare prin contactul cu pielea / expunerea repetată poate provoca uscarea sau cărăparea pielii / vaporii pot cauza somnolență și amețeli. Pentru ghidul complet al simbolurilor vezi mai jos.

Compoziție

Ingrediente esențiale – SE	% apă	Ingrediente esențiale – BOND	% apă
Monomeri multifuncționali	<20%	Metacrilati multifuncționali	<30%
Esteri ai acidului fosforic metacrilic	<5%	Monomeri multifuncționali	<10%
Accelerator adeziv	<10%	Dimetacrilat uretan	<10%
Apă	<40%	Fotoinițiatori	<1%
Etanol	<30%	Acetonă	<50%
Acetonă	<10%	Etanol	<10%
		Accelerator adeziv	<5%

Substanța de umplere

Produsul nu conține substanță de umplere.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aplicarea One-Q-Bond C.G.T. SE:

- Aplicați o cantitate amplă de One-Q-Bond C.G.T. SE pe suprafața pregătită, uscată cu aer sau ștersă a dintelui, utilizând un burete sau un vârf de perie de unică folosință. Lăsați să acționeze timp de 15 secunde.
- Înlăturați solvenții prin suflare cu aer timp de cel puțin 10 secunde.
- Închideți bine flaconul după utilizare.

Aplicarea One-Q-Bond C.G.T.:

- Aplicați o cantitate amplă de One-Q-Bond C.G.T. utilizând un burete sau un vârf de perie de unică folosință.
- Înlăturați solvenții prin suflare delicată cu aer timp de cel puțin 10 secunde sau până când nu se mai observă nicio mișcare vizibilă a rășinii. Dacă suprafața se prezintă parțial acoperită, aplicați material suplimentar.
- Închideți bine flaconul după utilizare.
- Fotopolimerizați timp de 20 de secunde cu o unitate de fotopolimerizare.
- Când zona de retenție a restaurării se află predominant în dentină, aplicați un al doilea strat de One-Q-Bond C.G.T. Înlăturați solvenții prin suflare delicată cu aer timp de cel puțin 10 secunde. Nu polimerizați.
- Când fotopolimerizarea nu reprezintă o opțiune (bonding-ul în canalul rădăcinii), adăugați o cantitate egală de picături de One-Q-Bond Activator și One-Q-Bond C.G.T. Într-un bol dappen curat și mixați timp de 2 secunde, apoi treceți la pașii 1 și 2.
- Restabiliți cu rășină compozită fotopolimerizată sau autopolimerizabilă la alegere sau prin restaurare cu ciment.

Depozitare și eliminare

- A nu se păstra la o temperatură de peste 24°C (75°F).
- Păstrați produsul în ambalajul original.
- A se păstra ferit de lumina directă a soarelui.
- Pentru o prospețime optimă, păstrați la frigider.
- A nu se congela.
- Pentru fișa cu date de securitate a produsului (SDS) sau pentru instrucțiunile de utilizare IFU), accesați www.dentalica.com.
- A nu se utiliza după data expirării. A se vedea data expirării indicată pe etichetă.
- Perioada de valabilitate este de 2 ani de la data fabricației.
- Produsul gol poate fi eliminat în siguranță după utilizare, într-un recipient obișnuit destinat deșeurilor. Produsul nu necesită instrucțiuni sau precauții speciale privind eliminarea și nu este dăunător pentru mediu.

Ambalare

***One-Q-Bond C.G.T.:** 2 Sticle de 5 ml*

***One-Q-Bond SE:** 2 Sticle de 5 ml*

Doar pentru uz profesional stomatologic. Fabricat în Israel.

ONE-Q-BOND CGT

Γενικης χρσης, χωρίς ξεπλυμα, αυτοενεργοποιουμενο αδροποηητικο συγκολλητικο συστημα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Άμεσες σύνθετες αποκαταστάσεις.
- Συγκόλληση για στεφάνες και γέφυρες , ένθετα και επένθετα.

Ιδιότητες

προκαλέσουν ευαισθητοποίηση κατά την επαφή με το δέρμα, η επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιμο του δέρματος, οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη. Για τον πλήρη οδηγό των συμβόλων, δείτε παρακάτω.

Συνθεση

Βασικά συστατικά - ETCHING	% βαρους.	Βασικά συστατικά - BOND	% βαρους.
Πολυλειποϋργικά μονομερή	<20%	Πολυλειποϋργικές μεθακρυλικές ενώσεις	<30%
Μεθακρυλικοί εστέρες του φωσφορικού οξέως	<5%	Πολυλειποϋργικά μονομερή	<10%
Επιταχυντής συγκόλλησης	<10%	Διμεθακρυλική σoureθάνη	<10%
Νερό	<40%	Φωτοεκκινητές	<1%
Αιθανόλη	<30%	Ακετόνη	<50%
Ακετόνη	<10%	Αιθανόλη	<10%
		Επιταχυντής συγκόλλησης	<5%

Ενισχυτικά συστατικά

Το προϊόν δεν περιέχει υλικό πλήρωσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή του One-Q-Bond C.G.T. SE:

- Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα του One-Q-Bond C.G.T. SE στην προετοιμασμένη, στεγνωμένη με αέρα ή κηλιδωμένη επιφάνεια του δοντιού με έναν σπόγγο ή ένα άκρο βούρτσας. Αφήστε το σε ηρεμία για 15 δευτερόλεπτα.
- Αφαιρέστε τους διαλύτες με μια δέσμη αέρα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.
- Κλείστε καλά το άκρο του μπουκαλιού μετά τη χρήση.

Εφαρμογή του One-Q-Bond C.G.T.:

- Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα του One-Q-Bond C.G.T. χρησιμοποιώντας έναν σπόγγο ή ένα άκρο βούρτσας μιας χρήσης.
- Αφαιρέστε τους διαλύτες με ένα ήπιο ρεύμα αέρα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα ή μέχρι να μην παρατηρείται ορατή κίνηση της ρητίνης. Αν η επιφάνεια φαίνεται μερικώς επικαλυμμένη, εφαρμόστε πρόσθετο υλικό.
- Κλείστε καλά το άκρο του μπουκαλιού μετά τη χρήση.
- Με μια μονάδα φωτοσκλήρυνσης εκτελέστε τη φωτοσκλήρυνση για 20 δευτερόλεπτα.
- Όταν η περιοχή συγκράτησης της αποκατάστασης βρίσκεται κυρίως στην οδοντίνη, εφαρμόστε ένα δεύτερο στρώμα του One-Q-Bond C.G.T. Αφαιρέστε τους διαλύτες με ένα ήπιο ρεύμα αέρα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Μην πραγματοποιείτε σκλήρυνση.
- Όταν δεν υπάρχει η επιλογή της φωτοσκλήρυνσης (σύνδεση στον ριζικό σωλήνα), προσθέστε ίσο αριθμό σταγόνων από το One-Q-Bond Activator και το One-Q-Bond C.G.T. σε ένα καθαρό ιγδίο, αναμειγξτε για 2 δευτερόλεπτα και συνεχίστε με τα βήματα 1 και 2.
- Αποκαταστήστε με φωτοσκλήρυνόμενη ή αυτοσκλήρυνόμενη σύνθετη ρητίνη της επιλογής σας ή αποκατάσταση κόνιας.

Αποθήκευση και διαθεση απορριμμάτων

- Μην το αποθηκεύετε σε πάνω από 24°C (75°F).
- Διατηρήστε το προϊόν στην αρχική συσκευασία.
- Διατηρείτε μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Για να είναι πάντα φρέσκο, φυλάξτε το στο ψυγείο.
- Μην το καταψύχετε.
- Για τα δελτία SDS ή IFU, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.dentalica.com.
- Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης. Ανατρέξτε στην ημερομηνία λήξης της ετικέτας.
- Η διάρκεια ζωής είναι 2 χρόνια μετά την ημερομηνία κατασκευής.
- Το όριο προϊόν μπορεί να απορριφθεί με ασφάλεια μετά τη χρήση σε ένα κατάλληλο δοχείο αποβλήτων. Το προϊόν δεν απαιτεί ειδικές οδηγίες απόρριψης ή προφυλάξεις και είναι αβλαβές για το περιβάλλον.

Συσκευασία

One-Q-Bond C.G.T.: 2 Φιάλες των 5 ml

One-Q-Bond SE: 2 Φιάλες των 5 ml

Μονο για επαγγελματική οδοντιατρική χρήση. Κατασκευάζεται στο Ισραήλ.

ONE-Q-BOND CGT

Sistema adesivo primer autocondicionante, sem lavagem, universal

INDICAÇÕES

- Restaurações compostas diretas.
- Cimentação adesiva de coroas e pontes, inlays e onlays.

Propriedades

- ONE-Q-BOND C.G.T. é um sistema adesivo autocondicionante de 6ª geração, que fornece elevados valores de ligação à dentina e esmalte.
- ONE-Q-BOND C.G.T. consiste de um Primer autocondicionante à base de água acidificada e Adesivo fotopolimerizável.
- É usado para ligar materiais de enchimento de resina composta à estrutura do dente, qualquer composto autopolimerizável ou fotopolimerizável, materiais restauradores de compômero e cimentos de resina composta disponíveis no mercado.
- ONE-Q-BOND C.G.T. usa um Primer moderadamente ácido.

Ao contrário de técnicas de condicionamento total, ligação total, o Primer autocondicionante não abre totalmente os túbulos dentinários. A camada de esfregaço é solubilizada e, devido às propriedades altamente hidrofílicas do Primer, é então capaz de penetrar nos túbulos e dentina peritubular, formando tags de resina. No caso de esmalte, o Primer produz um padrão significante com área de superfície aumentada, causando uma adesão de esmalte melhorada.

- ONE-Q-BOND C.G.T. está no mercado desde 2008 sem alterações na fórmula. Nunca recebeu nenhuma reclamação por qualquer problema relacionado à saúde ou ao desempenho químico.

Atenção!

- ONE-Q-BOND C.G.T. contém monômeros polimerizáveis que podem causar dermatite de contacto alérgico em indivíduos susceptíveis. Lavar abundantemente com água e sabão depois do contacto. Se ocorrer a sensibilização da pele ou se existir uma alergia conhecida ao metacrilato, deixar de usar.
- A polimerização poderá ser ativada pela luz ambiente ou luz operatória dentária. Fechar bem a garrafa após o uso.
- ONE-Q-BOND C.G.T. contém materiais que são: sensíveis à luz /altamente inflamáveis / irritantes para os olhos / prejudiciais se engolidos / irritantes para o sistema respiratório e pele / podem causar sensibilização ao contacto com a pele / exposição repetida poderá causar secura ou fissuras à pele / os vapores podem causar sonolência ou tonturas. Para uma guia completa dos símbolos ver abaixo.

Composição

Ingredientes essenciais – SE	% Em peso	Ingredientes essenciais – BOND	% Em peso
Monómeros multifuncionais	<20%	Metacrilatos multifuncionais	<30%
Ésteres de ácido fosfórico metacrilado	<5%	Monómeros multifuncionais	<10%
Acelerador adesivo	<10%	Dimetacrilato de uretano	<10%
Água	<40%	Fotoiniciadores	<1%
Etanol	<30%	Acetona	<50%
Acetona	<10%	Etanol	<10%
		Acelerador adesivo	<5%

Conteúdo filler

O produto não contém filler.

INSTRUÇÕES DE USO

Aplicação de ONE-Q-BOND C.G.T. SE:

- Aplicar uma ampla quantidade de ONE-Q-BOND C.G.T. SE na superfície do dente preparada, secada ao ar ou manchada usando uma esponja ou ponta de escova descartável. Deixar repousar por 15 segundos.
- Remover solventes com um sopro de ar por, pelo menos, 10 segundos.
- Recolocar bem a tampa após o uso.

Aplicação de ONE-Q-BOND C.G.T.:

- Aplicar uma ampla quantidade de ONE-Q-BOND C.G.T. usando uma escova ou uma ponta de escova descartável.
- Remover os solventes com um fluxo de ar suave por, pelo menos, 10 segundos ou até que nenhum movimento visível da resina seja notado. Se a superfície parecer parcialmente revestida, aplicar material adicional.
- Recolocar bem a tampa após o uso.
- Fotopolimerizar por 20 segundos usando uma unidade de polimerização luminosa.
- Quando a área de retenção do restauro for principalmente dentro da dentina, aplicar uma segunda camada de ONE-Q-BOND C.G.T. Remover solventes com um fluxo de ar suave por, pelo menos, 10 segundos. Não polimerizar.
- Quando a fotopolimerização não for possível (ligação no canal radicular), adicionar um número de gotas igual de One-Q-Bond Activator com ONE-Q-BOND C.G.T. em um prato dappen limpo, misturar por 2 segundos e proceder com os passos 1, 2.
- Restaurar com resina fotopolimerizável ou autopolimerizável da sua escolha ou restauração por cimento.

Armazenamento e descarte

- Não armazene acima de 24°C (75°F).
- Mantenha o produto na embalagem original.
- Mantenha afastado da luz solar direta.
- Para um frescor perfeito, mantenha-o refrigerado.
- Não congele.
- Para obter SDS ou IFU, visite www.dentalica.com.
- Não use após a data de validade. Veja a data de validade na etiqueta.
- O prazo de validade é de 2 anos após a data de fabricação.
- O produto vazio pode ser descartado com segurança após o uso em um recipiente de lixo regular adequado. O produto não requer instruções ou precauções especiais de descarte e é inofensivo para o meio ambiente.

Embalagem

One-Q-Bond C.G.T.: 2 Garrafas de 5 ml

One-Q-Bond SE: 2 Garrafas de 5 ml

Somente para uso profissional odontológico. Produzido na Israel.

Simboli usati sulla confezione / Symbols used on packaging / Symboles utilisés sur les emballages / Símbolos utilizados en el embalaje / Auf der verpackung verwendete symbole / Symbole na opakowaniu / Simboluri utilizate pe ambalaj / Συμβολα που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία / Símbolos usados na embalagem

	Consultare le istruzioni d'uso / Consult instructions for use / Consulter le mode d'emploi / Consultar las instrucciones de uso / Die Gebrauchsanweisung lesen / Patrz: sposób użycia / Consultați instrucțiunile de utilizare / Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης / Consulte as instruções de uso
	Limiti di temperatura / Temperature limit / Limite de température / Limite de temperatura / Temperaturgrenze / Granica temperatury / Limite de temperatură / Όριο θερμοκρασίας / Limite de temperatura
	Data di produzione / Date of manufacture / Date de fabrication / Fecha de fabricación / Herstellungsdatum / Data produkcji / Data de fabricație / Ημερομηνία κατασκευής / Data de fabricação
	Data di scadenza / Use by date / Date limite d'utilisation / Utilizar según la fecha / Mindesthaltbarkeitsdatum / Termin przydatności do użycia / Data expirării / Τελική ημερομηνία ανάλωσης / Data de validade
	Codice lotto / Batch code / Code de lot / Código de lote / Chargennummer / Kod partii / Cod lot / Κωδικός παρτίδας / Código de lote
	Dispositivo medico / Medical device / Dispositif médical / Dispositivo médico / Medizinprodukt / Wyrob medyczny / Dispozitiv medical / Ιατροτεχνολογικό προϊόν / Dispositivo médico

	Numero di catalogo / Catalogue number / Numéro de catalogue / Número de catálogo / Katalognummer / Numer katalogowy / Număr de catalog / Αριθμός καταλόγου / Número de catálogo
	Irritante / Irritant / Irritant / Irritante / Verursacht Reizungen / Drażniący / Irritant / Ερεθιστικό / Irritante
	Inflammabile / Flammable / Inflammable / Inflamable / Entzündlich / Latvopálny / Inflamabil / Εμφλεκτο / Inflamável
	Tenere lontano dalla luce solare / Keep away from sunlight / Tenir à l'écart de la lumière du soleil / Mantener alejado de la luz solar / Von direktem Sonnenlicht fernhalten / Chronić przed światłem słonecznym / A se păstra ferit de lumina soarelui / Διατηρείτε μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία / Manter afastado da luz solar direta
	Producteur / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Producător / Κατασκευαστής / Fabricante



B.J.M. Laboratories Ltd.

12 Hassadna St., Industrial Park, Or-Yehuda 6022011 Israel

ONE-Q-BOND C.G.T.

REF PR0062ONE

ONE-Q-BOND SE

REF PR0062OSE

CE
0425

Rev.02_06/21

Made
in Israel

Selected, distributed and guaranteed by Dentalica
Sélectionné, distribué et garanti par Dentalica
Seleccionado, distribuido y garantizado por Dentalica
Ausgewählte, verteilt und gesichert durch Dentalica
Produkt wybrany, dystrybuowany i gwarantowany przez Dentalica
Selectat, distribuit și garantat de Dentalica
Επιλέγεται, διανέμεται και εξασφαλίζεται από την Dentalica
Seleccionado, distribuido e garantido por Dentalica

Selezionato, distribuito e garantito da



DENTALICA

Dentalica S.p.A., Via Rimini 22, I-20142 Milano, Italia
Tel. +39.02.895981, info@dentalica.com, www.dentalica.com