

ZIRC-ONE

Cemento a base resinosa definitivno adesivo a doppia polimerizzazione progettato per zirconia

INDICAZIONI

- Cementazione permanente di ricostruzioni in ceramica e zirconia.
- Comprovata stabilità cromatica nel tempo.

Proprietà

- Nuovo cemento a base resinosa definitivno adesivo a doppia polimerizzazione appositamente formulato per la cementazione della zirconia.
- Classificazione ISO 4049: Tipo 2, Classe 3.
- Cemento a base resinosa definitivno radiopaco a doppia polimerizzazione, automordenzante e autoadesivo che non richiede mordenzatura, priming o bonding.
- Radiopacità superiore a 2,5 mm di Alluminio. (La radiopacità è definita come la capacità di un materiale di essere visibile nelle radiografie.)
- Affinità chimica per metallo e zirconia.
- Cemento a doppia polimerizzazione – caratterizzato da un meccanismo autopolimerizzante che può anche essere fotopolimerizzato per un indurimento immediato e una resistenza extra ai margini.
- Presenta un’elevata tenuta e un’integrità totale ai margini.
- La somministrazione mediante siringa per automiscelazione consente di risparmiare tempo nell’applicazione garantendo una miscelazione uniforme e costante.
- In commercio dal 2009. Non è mai stato oggetto di reclami per problemi relativi alla salute o alle prestazioni chimiche.

Attenzione!

- Contiene monomeri polimerizzabili che possono causare dermatite allergica da contatto in pazienti sensibili e danneggiare la polpa. Evitare il contatto con pelle, occhi e tessuti molli. In caso di contatto lavare accuratamente la parte con acqua.
- In caso di sensibilizzazione della pelle o di allergia nota a resina di metacrilato, interrompere l’uso.
- Contiene materiali che sono: sensibili alla luce/irritanti per gli occhi/ irritanti per le vie respiratorie e la pelle/possono causare sensibilità per contatto epidermico. Per l’elenco dei simboli completo, fare riferimento alla tabella.

Componenti essenziali BASE	%	Componenti fondamentali CATALIZZATORE	%
Composizione delle resine acriliche	<20%	Composizione delle resine acriliche	<20%
2-idrossietilmetacrilato	<10%	Trietilenilglicoldimetacrilato	<20%
Trietilenilglicoldimetacrilato	<10%	Acido 1-benzil-5-fenilbarbiturico	<10%
Fotoiniziatori	<5%	Silice fumata	<5%
Cloruro di rame (ii) diidrato (soluzione acquosa al 3%)	<1%	Filler di vetro	<60%
10-methacryloyloxidecyl diidrogeno fosfato	<10%		
Silice fumata	<5%		
Filler di vetro	<60%		

Contenuto del filler

Il sistema del filler contiene filler di vetro e silice modificata: peso 50-70% o volume 35-50%. La dimensione delle particelle del filler varia: <6 um.

ISTRUZIONI D'USO

Nota:

- I consigli sono rivolti solo per l'uso su un singolo paziente per evitare la contaminazione crociata tra pazienti.
- Utilizzare un adattatore manuale estraibile per l'intera vita utile di una siringa.

1. Rimuovere la ricostruzione provvisoria.

Nota: Usare solo cementi provvisori senza eugenolo. L'uso di materiali da cementazione provvisori contenenti eugenolo può inibire il processo di polimerizzazione di Zirc-One.

2. Sciugare con cura.

- Lasciar asciugare la preparazione all'aria (non essiccare).
- Provare la ricostruzione per assicurarvi della corretta adattabilità.
- Automiscelazione (Quando si usa una siringa a doppia cannula con puntale automiscelante): Provare la siringa prima di posizionare il puntale automiscelante. Posizionare un puntale automiscelante sulla siringa a doppia cannula e provare ancora la siringa. Così facendo si garantisce una perfetta fuoriuscita di base e catalizzatore.
- Applicare il materiale come segue:

- Per Inlay/Onlay** - Montare la punta intraorale fornita in dotazione sul puntale di miscelazione e applicare il cemento direttamente nella preparazione della cavità, coprendo tutte le superfici. Collocare delicatamente la ricostruzione sulla preparazione consentendo al cemento di defluire da tutti i lati.
- Per corone** - Applicare il cemento direttamente sulla ricostruzione o preparazione dentale coprendo tutte le superfici. Collocare delicatamente la ricostruzione sulla preparazione consentendo al cemento di defluire da tutti i margini.
- Nota:* Per le indicazioni dei tempi del materiale, consultare la tabella di seguito.

- Una volta inserita la ricostruzione, rimuovere tutto il cemento in eccesso. Il cemento in eccesso può essere rimosso quando è nello stato di gel con uno scalpello o uno specchio.
- Richiudere bene la siringa dopo l'uso.
- Indicazioni sui tempi:

Conteúdo do enchimento

O sistema de enchimento inclui enchimentos de vidro e sílica modificada: peso 50-70% ou volume 35-50%. O tamanho da partícula dos enchimentos varia: <6 um.

INSTRUÇÕES DE USO

Nota:

- As pontas são para uso em um único paciente, para evitar contaminação cruzada entre pacientes.
- Usar um Adaptador Manual Removível para cada vida útil de seringa.

1. Remover a restauração provisória.

Nota: Usar apenas cimentos temporários que não conttenham eugenol. O uso de materiais de cimentação temporários que conttenham eugenol podem inibir o processo de polimerização do Zirc-One.

2. Enxaguar abundantemente.

3. Secar a preparação ao ar (não dessecar).

4. Testar a inserção da restauração para assegurar um encaixe adequado.

- Mistura automática (Quando se usa uma seringa de cilindro duplo com ponta de mistura de seringa de mistura automática): Purgar o ar da seringa antes de instalar a ponta de mistura da seringa de mistura automática. Montar uma nova ponta de mistura de seringa de mistura automática na seringa com duplo cilindro e purgar novamente a seringa. Isto assegura o fluxo completo dos componentes Base e Catalisador.
- A distribuição do material pode ser feita do seguinte modo:

- Para Inlay/Onlay** - Montar a ponta intra oral fornecida na ponta de mistura e distribuir o cimento diretamente na preparação da cavidade cobrindo todas as superfícies. Colocar gentilmente a restauração na preparação permitindo ao cimento de fluir de todos os lados.
- Para a Coroa** - Distribuir o cimento diretamente na restauração ou preparação do dente cobrindo todas as superfícies. Colocar gentilmente a restauração na preparação permitindo ao cimento de fluir de todos as margens.

Nota: Para as indicações de tempo do material, consulte a tabela abaixo.

7. Quando a restauração estiver corretamente alojada, remover todo o cimento em excesso. O excesso de cimento é removido com mais facilidade quando está em estado de gel com um raspador ou explorador.

8. Recolocar bem a tampa na seringa após o uso.

9. Indicações de tempo:

- Os tempos de atuação e endurecimento dependem da temperatura ambiente e oral.
- Os tempos mostrados são baseados em condições relevantes para a prática.

	min:seg
Tempo de trabalho à temperatura ambiente	> 01:30
Tempo de configuração intra-oral	< 05:00
Cura à luz a uma faixa de onda luminosa de 390 – 470 nm	00:20
Compatível com todas as unidades de cura disponíveis no mercado	

10. Depois da remoção do cimento em excesso, curar à luz todas as superfícies, incluindo as margens, por 20 segundos.

11. Usar tiras de acabamento para as áreas proximais. Polir as margens com discos, copas ou pontas de polimento.

12. Verificar a oclusão.

Opções de mistura:

Nota: os tempos de trabalho e configuração estão em conformidade com a faixa mencionada acima, e não dependem das opções de mistura.

Mistura automática	Proporção 1: 1
1 seringa de mistura automática	Igual quantidade de base e catalisador

Armazenamento e descarte

- Não armazenar acima de 24°C (75°F).
- Manter o produto na embalagem original.
- Manter afastado da luz solar direta.
- Para uma frescura perfeita, mantenha-o refrigerado.
- Não congelar.
- Se refrigerado, espere que a seringa atinja a temperatura ambiente.
- Para obter SDS ou IFU, visite www.dentalica.com.
- Não utilizar após a data de validade. Ver a data de validade no rótulo.
- O prazo de validade é de 2 anos após a data de fabricação.
- O produto vazio pode ser descartado com segurança após o uso em um recipiente de lixo regular adequado. O produto não requer instruções ou precauções especiais de descarte e é inofensivo para o meio ambiente.

Embalagem

1 seringa de mistura automática de 5 ml, 10 pontas de mistura, 5 ponta intra-orais padrão, 5 pontas intra-orais de canais.

Somente para uso profissional odontológico. Made in Israel.

10. Μετά την απομάκρυνση της περίσσειας της κόνιας, εκτελέστε τον φωτοπολυμερισμό όλων των επιφανειών συμπεριλαμβανομένων των ορίων για 20 δευτερόλεπτα.

11. Χρησιμοποιήστε ταινίες λείανσης για τη γύρω περιοχή. Λειαίνετε τα όρια με εργαλεία επιλείωσης σε σχήμα δίσκου, κυπέλλου ή κώνου.

12. Ελέγχετε την έμφραξη.

Επιλογές ανάμειξης:

Σημείωση: Οι χρόνοι εργασίας και τοποθέτησης συμμορφώνονται με το προαναφερόμενο εύρος, ανεξάρτητα από τις επιλογές ανάμειξης.

Αυτόματη ανάμειξη	Αναλογία 1:1
1 σύριγγα αυτόματης ανάμειξης	1ση ποσότητα βάσης και Κατάλυτη

Αποθήκευση και διαθεση απορριμμάτων

- Μην το αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες πάνω από 24°C (75°F).
- Διατηρείτε το προϊόν στην αρχική συσκευασία.
- Διατηρείτε μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Για να είναι πάντα φρέσκο, φυλάσσετέ το στο ψυγείο.
- Μην το καταψύχετε.

- Αν ψυχθεί, αφήστε τη σύριγγα να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου.
- Για τα δελτία SDS ή IFU, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.dentalica.com.

- Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης. Ανατρέξτε στην ημερομηνία λήξης της επικέτας.
- Η διάρκεια ζωής είναι 2 χρόνια μετά την ημερομηνία κατασκευής.
- Το άδειο προϊόν μπορεί να απορριφθεί με ασφάλεια μετά τη χρήση σε ένα κατάλληλο δοχείο αποβλήτων. Το προϊόν δεν απαιτεί ειδικές οδηγίες απόρριψης ή προφυλάξεις και είναι αβλαβές για το περιβάλλον.

Συσκευασία

1 σύριγγα αυτόματης ανάμειξης των 5 ml, 10 άκρα αυτόματης ανάμειξης, 5 τυποποιημένα ενδοστοματικά άκρα, 5 ενδοστοματικά άκρα πόρου.

Μόνο για επαγγελματική οδοντιατρική χρήση. Κατασκευασμένο στο Ισραήλ.

ZIRC-ONE

Cimento resinoso adesivo permanente de dupla polimerização projetado para zirconiá

INDICAZÇÕES

- Cimentação permanente de restaurações de Cerâmica e de Zirconiá.

- Estabilidade de Cor Comprovada no tempo.

Propriedades

- Um novo cimento resinoso adesivo permanente de dupla polimerização especialmente formulado para cimentação de Zirconiá.
- Classificação ISO 4049: Tipo 2, Classe 3.
- Cimento resinoso permanente radiopaco, de dupla polimerização autoadesivo, auto-etch e não necessita de etching, priming ou ligação.
- Valor de radiopacidade acima de 2.5 mm Alumínio. (Radiopacidade é definida como sendo a capacidade de um material de ser visível em fotografias de raios X.)
- Afinidade química para metal e Zirconiá.
- Cimento de polimerização dupla – tem um mecanismo de autopolimerização que também pode ser polimerizado à luz para uma colocação imediata e força extra nas margens.
- Tem uma alta retenção e integridade de margem total.
- A administração com seringa de mistura automática poupa tempo de aplicação e garante uma mistura consistente.
- No mercado desde 2009. Nunca recebeu nenhuma reclamação por qualquer problema relacionado à saúde ou ao desempenho químico.

Atenção!

- Contém monômeros polimerizáveis que podem causar dermatite de contacto alérgico em pacientes susceptíveis e danificar a polpa. Evitar contacto com a pele, olhos e tecido mole. Lavar abundantemente com água depois do contacto.
- Se ocorrer a sensibilização da pele ou se existir uma alergia conhecida ao metacrilato, deixar de usar.
- Contém materiais que: por serem sensíveis à luz / irritantes para os olhos / irritantes para o sistema respiratório e a pele / podem causar sensibilização em contacto com a pele. Para uma guia completa dos símbolos ver a tabela.

Composição

Ingredientes essenciais BASE	% Em peso	Ingredientes essenciais CATALISADOR	% Em peso
Composição de resinas acrílicas	<20%	Composição de Resinas Acrílicas	<20%
2-Hidroxietilmetacrilato	<10%	Trietilenoglicoldimetacrilato	<20%
Trietilenoglicoldimetacrilato	<10%	Ácido 1-benzil-5-fenil barbitúrico	<10%
Fotoiniciadores	<5%	Sílica Pirogénica	<5%
Cloreto de cobre (II) di-hidratado (Solução aquosa 3%)	<1%	Enchimento de vidro	<60%
10-metacrilóiloxidecil di-hidrogenofosfanato	<10%		
Sílica pirogénica	<5%		
Enchimento de vidro	<60%		

- Κονία διπλής σκλήρυνσης - διαθέτει έναν μηχανισμό αυτοσκλήρυνσης και μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί και φωτοσκλήρυνση για άμεση πήξη και πρόσθετη αντοχή στα όρια.
- Παρέχει υψηλή συγκράτηση και απόλυτη οριακή ακεραιότητα.
- Η χρήση της μέσω σύριγγας αυτόματης ανάμειξης εξοικονομεί χρόνο κατά την εφαρμογή και διασφαλίζει ομοιομορφη ανάμειξη.
- Κυκλοφορεί στην αγορά από το 2009. Δεν έχουν ληφθεί παράπονα για τυχόν προβλήματα υγείας ή χημικής απόδοσης.

Προσοχή:

- Περιέχει πολυμεριζόμενα μονομερή τα οποία μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής σε ευπαθείς ασθενείς και να καταστρέφουν τον πολφό. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τον μαλακό ιστό. Πλύνετε σχολαστικά με νερό μετά την επαφή.
- Αν παρουσιαστεί ευαισθητοποίηση του δέρματος ή υπάρχει γνωστή αλλεργία στη μεθακρυλική ρητίνη, διακόψτε τη χρήση.
- Περιέχει υλικά τα οποία είναι φωτοευσταήτα / ερεθίζουν τα μάτια / ερεθίζουν το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα / μπορεί να προκαλέσουν ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Για τον πλήρη οδηγό των συμβόλων, δείτε τον πίνακα.

Βασικά συστατικά ΒΑΣΗ	% Βαθους.	Βασικά Συστατικά ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	% Βαθους.
Σύνθεση ακρυλικών ρητινών	<20%	Σύνθεση ακρυλικών ρητινών	<20%
2-HEMA	<10%	TEGDMA (διμεθακρυλικός εστέρας της τριαιβυθενυλογυκαλής)	<20%
TEGDMA (διμεθακρυλικός εστέρας της τριαιβυθενυλογυκαλής)	<10%	1-Benzyl-5-phenylbarbituric acid (1-βενζύλο-5-φαινολσβαβριτουρικό οξύ)	<10%
Φωτοεκκινητές	<5%	Διοξείδιο του πυριτίου	<5%
Διωδερικός χλωροοξύς χαλκού (ii) (3% υδατικό διάλυμα)	<1%	Σφράγισμα υαλού	<60%
10-methacryloyloxidecyl dihydrogen phosphanate	<10%		
Διοξείδιο του πυριτίου	<5%		
Σφράγισμα υαλού	<60%		

Ενισχυτικά συστατικά

Το σύστημα ενίσχυσης περιλαμβάνει σφραγίσματα υαλού και τροποποιημένο πυρίτιο: 50-70% κατά βάρος ή 35-50% κατ’ όγκο.

Το μέγεθος των σματιδιών των ενισχυτικών κυμαίνεται: <6 um.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σημείωση:

- Τα άκρα προορίζονται για χρήση μόνο σε έναν ασθενή για την αποτροπή της διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ των ασθενών.
- Χρησιμοποιήστε μία αποσιωμένη χειροκίνητη διάταξη προσαρμογής ανά σύριγγα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της.

1. Αφαιρέστε την προσωρινή αποκατάσταση.

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε μόνο προσωρινές κόνιες χωρίς ευγενόλη. Η χρήση της ευγενόλης που περιέχει προσωρινά υλικά έμφραξης μπορεί να παρεμποδίσει τη διαδικασία πολυμερισμού του Zirc-One.

2. Ξεπλύνετε σχολαστικά.

3. Αφήστε να στεγνώσει το σκέυασμα (μην αποξηράνετε).

4. Δοκιμάστε την αποκατάσταση για να βεβαιωθείτε για την κατάλληλη εφαρμογή.

- Αυτόματη ανάμειξη (Για χρήση με σύριγγα διπλού θαλάμου με άκρο ανάμειξης για σύριγγα αυτόματης ανάμειξης): Εξερώστε τη σύριγγα πριν από την εγκατάσταση του άκρου ανάμειξης της σύριγγας αυτόματης ανάμειξης. Τοποθετήστε ένα νέο άκρο ανάμειξης της σύριγγας αυτόμάτης ανάμειξης στην σύριγγα διπλού θαλάμου και εξερώστε ξανά τη σύριγγα. Αυτό διασφαλίζει την πλήρη ροή των συστατικών βάσης και κατάλυτη.
- Η παροχή του υλικού μπορεί να γίνει ως εξής:
 - Για **ένδευτα/επένθετα** – Τοποθετήστε το παρεχόμενο ενδοστοματικό άκρο στο άκρο ανάμειξης και παρέχετε απευθείας την κωνία μέσα στην παρασκευή κοιλότητας καλύπτοντας όλες τις επιφάνειες. Στερεώστε απαλά την αποκατάσταση πάνω στο σκεύασμα επιτρέποντας στην κωνία να κυλίσει από όλες τις πλευρές.
 - Για **κορώνα** – Τοποθετήστε την κωνία απευθείας μέσα στην αποκατάσταση ή την παρασκευή δοντιού καλύπτοντας όλες τις επιφάνειες. Στερεώστε απαλά την αποκατάσταση πάνω στο σκεύασμα επιτρέποντας στην κωνία να κυλίσει από όλα τα όρια.

Σημείωση: Για τις πληροφορίες χρόνου υλικού, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα.

- Όταν η αποκατάσταση στερεωθεί καλά, απομακρύνετε την κωνία που περισεύει. Η περίσσεια κόνιας αφαιρείται ευκολότερα όταν είναι σε κατάσταση γέλης, με μία ξέστρα ή ανιχνευτήτρα.
- Κλείστε καλά το άκρο της σύριγγας μετά τη χρήση.
- Ενδείξεις χρόνου:
 - Οι χρόνοι εργασίας και τοποθέτησης εξαρτώνται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και από το στόμα.
 - Οι προτεινόμενοι χρόνοι βασίζονται σε συνθήκες σχετικές με την πρακτική.
-
-
-
- Όταν η αποκατάσταση στερεωθεί καλά, απομακρύνετε την κωνία που περισεύει. Η περίσσεια κόνιας αφαιρείται ευκολότερα όταν είναι σε κατάσταση γέλης, με μία ξέστρα ή ανιχνευτήτρα.

8. Κλείστε καλά το άκρο της σύριγγας μετά τη χρήση.

- Ενδείξεις χρόνου:
 - Οι χρόνοι εργασίας και τοποθέτησης εξαρτώνται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και από το στόμα.
 - Οι προτεινόμενοι χρόνοι βασίζονται σε συνθήκες σχετικές με την πρακτική.
-
-
-
-
-
- Όταν η αποκατάσταση στερεωθεί καλά, απομακρύνετε την κωνία που περισεύει. Η περίσσεια κόνιας αφαιρείται ευκολότερα όταν είναι σε κατάσταση γέλης, με μία ξέστρα ή ανιχνευτήτρα.

Συμβατό με όλες τις μονάδες πολυμερισμού που διατίθενται στην αγορά

	min:sec
Χρόνος εργασίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος	> 01:30
Χρόνος ενδοστοματικής σκλήρυνσης	< 05:00
Φωτοπολυμερισμός σε εύρος κύματος φωτός 390 – 470 nm	00:20

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Nota:

- Vârfurile trebuie utilizate pentru un singur pacient pentru a evita contaminarea încrucișată între pacienți.
- Utilizați un adaptor manual detașabil pe durata de viață a unei seringi.

1. Înlăturati restaurarea provizorie.

Nota: Utilizați doar cimenturi provizorii fără eugenol. Utilizarea de cimenturi provizorii pe bază de eugenol poate inhiba procesul de polimerizare al Zirc-One.

2. Clătiți bine.

3. Uscați preparatul cu aer (nu desicați).

4. Încercați restaurarea verificând să se potrivească corect.

- Automixare (Când utilizați o seringă cu dublu rezervor cu vârf de mixare al seringii cu automixare): Purjați seringa înainte de instalarea vârfului de mixare al seringii cu automixare. Montați un vârf nou de mixare pe seringa cu dublu rezervor și purjați din nou seringa. Procedând astfel se asigură fluxul complet al compusilor bază și catalizatori.
- Materialul poate fi distribuit după cum urmează:
 - Pentru Inlay/Onlay** - Montați vârful intraoral furnizat în dotare pe vârful de amestecare și aplicați cimentul direct în cavitatea pregătită, acoperind toate suprafețele. Așezați delicat restaurarea pe preparat permițând cimentului să se scurgă din toate laturile.
 - Pentru Coroane** - Aplicați cimentul direct pe restaurare sau pe dinte/le pregătite, acoperind toate suprafețele. Așezați delicat restaurarea pe preparat permițând cimentului să se scurgă pe toate marginile.

Note: Pentru indicații privind timpii materialului, consultați tabelul de mai jos.

7. După introducerea restaurării, înlăturați tot cimentul în exces. Excesul de ciment se înlătură cu un mai bine când este în fază de gel cu ajutorul unui scaler sau a unui explorator.

8. Închideți bine seringa după utilizare.

9. Indicații privind timpii:

Timpii de lucru și de polimerizare depind de temperatura din mediu și din cavitatea bucală.

	min:sec
Timpul de lucru la temperatura camerei	> 01:30
Timp de polimerizare intra-orală	< 05:00
Fotopolimerizați într-un interval de unde luminoase cuprins între 390 – 470 nm	00:20
Compatibil cu toate unitățile de polimerizare disponibile pe piață	

	min:sec
Timpul de lucru la temperatura camerei	> 01:30
Timp de polimerizare intra-orală	< 05:00
Fotopolimerizați într-un interval de unde luminoase cuprins între 390 – 470 nm	00:20
Compatibil cu toate unitățile de polimerizare disponibile pe piață	

- După înlăturarea cimentului în exces, fotopolimerizați toate suprafețele, inclusiv marginile, timp de 20 de secunde.
- Utilizați benzi de finisare pentru zonele proximale. Lustruiți marginile cu discuri, gume tip cupă sau vârfuri pentru lustruire.
- Verificați ocluzia.

Opțiuni de mixare:

Nota: timpii de lucru și de polimerizare respectă intervalele menționate mai sus, și nu depind de opțiunile de mixare.

Automixare	Raport 1:1
1 Seringă cu automixare	O cantitate egală de Bază și de Catalizator

Depozitare și eliminare

- A nu se păstra la o temperatură de peste 24°C (75°F).
- Păstrați produsul în ambalajul original.
- A se păstra ferit de lumina directă a soarelui.
- Pentru o prospekțime optimă, păstrați la frigider.
- A nu se congela.
- Dacă a fost păstrată la frigider, lăsați seringa să ajungă la temperatura camerei.
- Pentru fișa cu date de securitate a produsului (SDS) sau pentru instrucțiunile de utilizare (IFU), accesați www.dentalica.com.
- A nu se utiliza după data expirării. A se vedea data expirării indicată pe etichetă.
- Perioada de valabilitate este de 2 ani de la data fabricației.
- Produsul gol poate fi eliminat în siguranță după utilizare, într-un recipient obisnuit destinat deșeurilor. Produsul nu necesită instrucțiuni sau precauții speciale privind eliminarea și nu este dăunător pentru mediu.

Ambalare

1 seringă cu automixare de 5 ml, 10 vârfuri de mixare, 5 vârfuri intra-orale standard, 5 vârfuri intra-orale pentru canale.

Doar pentru uz profesional stomatologic. Fabricat în Israel.

I tempi operativi e di indurimento dipendono dalla temperatura dell'ambiente e del cavo orale.

I tempi riportati si basano sulle condizioni relative a uno studio odontoiatrico.

	min:sec
Tempo operativo a temperatura ambiente	> 01:30
Tempo di indurimento intraorale	< 05:00
Fotopolimerizzazione in una gamma di onde luminose di 390 – 470 nm	00:20
Compatibile con tutte le unità di polimerizzazione disponibili sul mercato	

10. Una volta rimosso il cemento in eccesso, fotopolimerizzare tutte le superfici, margini inclusi, per 20 secondi.

11. Utilizzare strisce di rifinitura per le zone prossimali. Lucidare i margini con dischi, coppette o punte lucidanti.

12. Verificare l'occlusione.

Opzioni di miscelazione:

***Nota:** i tempi operativi e di indurimento sono conformi all'intervallo sopra indicato indipendentemente dalle opzioni di miscelazione.*

Automiscelazione 1 siringa per automiscelazione	Rapporto 1:1 Base e catalizzatore in parti uguali
--	--

Conservazione e smaltimento

- Non conservare a una temperatura superiore a 24°C (75°F).
- Conservare il prodotto nella confezione originale.
- Tenere lontano dalla luce solare diretta.
- Per una freschezza ottimale, conservare il prodotto in frigorifero.
- Non congelare.
- In caso di conservazione in frigorifero, attendere che la siringa raggiunga la temperatura ambiente.
- Per consultare la scheda dati di sicurezza o le istruzioni per l'uso, visitare il sito www.dentalica.com.
- Non usare dopo la data di scadenza. Vedere la data di scadenza sull'etichetta.

- Il periodo di conservazione è di 2 anni dalla data di produzione.
- Il prodotto vuoto può essere smaltito in sicurezza dopo l'uso in un normale contenitore per rifiuti apposito. Il prodotto non richiede istruzioni o precauzioni particolari per lo smaltimento ed è innocuo per l'ambiente.

Imballaggio

1 siringa per automiscelazione da 5 ml, 10 puntali di miscelazione, 5 punte intraorali standard, 5 punte intraorali per terapia canale.

Solo per uso odontoiatrico professionale. Prodotto in Israele.

ZIRC-ONE

Dual-cure permanent adhesive resin cement designed for zirconia

☒ INDICATIONS

- Permanent cementation of Ceramic and Zirconia restorations.
- Proven Color Stability over time.

Properties

- A novel dual-cure permanent adhesive resin cement specially formulated for Zirconia cementation.
- ISO 4049 classification: Type 2, Class 3.
- Self-etch, self- adhering, dual cured, radiopaque permanent resin cement and does not require etching, priming, or bonding.
- Radiopacity value above 2.5 mm Aluminium. (Radiopacity is defined as the ability of a material to be visible in x-ray photographs.)
- Chemical affinity for metal and Zirconia.
- Dual-cure cement – it has a self curing mechanism which can also be light cured for an immediate set and extra strength at the margins.
- Features high retention and total margin integrity.
- Administration via Automix syringe saves application time and guarantees consistent mix.
- Marketed since 2009. No complaints of any health-related or chemical performance issues were received.

Cautions!

- Contains polymerizable monomers which may cause allergic contact dermatitis in susceptible patients and damage the pulp. Avoid contact with skin, eyes, and soft tissue. Wash thoroughly with water after contact.
- If skin sensitization occurs or if known allergy to methacrylate resin exists, discontinue use.

- Contains materials which: sensitive to light / irritating to eyes / irritating to respiratory system and skin / may cause sensitization by skin contact. For complete symbols guide see the table.

Essential ingredients BASE	% Wt.	Essential ingredients CATALYST	% Wt.
Composition of acrylic resins	<20%	Composition of Acrylic Resins	<20%
2-Hydroxyethylmethacrylate	<10%	Triethylen glycoldimethacrylate	<20%
Triethylen glycoldimethacrylate	<10%	1-Benzyl-5-phenylbarbituric acid	<10%
Photoinitiators	<5%	Fumed Silica	<5%
Copper (II) chloride dihydrate (3% aqueous solution)	<1%	Glass filler	<60%
10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphanate	<10%		
Fumed silica	<5%		
Glass filler	<60%		

Filler content

The filler system comprises glass fillers and modified silica:

50-70 weight-% or 35-50 volume-%.

The particle size of the fillers range: <6 µm.

INSTRUCTIONS FOR USE

Note:

- Tips are for single patient use only to prevent cross-contamination between patients.
- Use one Detachable Manual Adapter per one syringe lifetime.

1. Remove the provisional restoration.

***Note:** Use only temporary cements that are eugenol free. The use of eugenol-containing temporary luting materials can inhibit the polymerization process of Zirc-One.*

2. Rinse thoroughly.

3. Air dry the preparation (do not desiccate).

4. Try in the restoration to ensure proper fit.

5. Automix (When using a dual-barrel syringe with automix syringe mix tip): Bleed the syringe before installation of the automix syringe mix tip. Mount a new, automix syringe mix tip onto the dual-barrel syringe and bleed the syringe again. This ensures complete flow of Base and Catalyst components.

6. Dispensing the material can be done as follows:

- For Inlay/Onlay** - Mount the supplied intra oral tip onto the mixing tip and dispense the cement directly into the cavity preparation covering all surfaces. Seat the restoration gently onto the preparation allowing the cement to flow from all sides.
- For Crown** - Dispense the cement directly into the restoration or tooth preparation covering all surfaces. Seat the restoration gently onto the preparation allowing the cement to flow from all margins. **Note:** For the material time indications, see table below.

7. When the restoration is properly seated, remove all excess cement. Excess cement is best removed in its gel state with a scaler or explorer.

8. Tightly re-cap syringe after use.

9. Time indications:

The working and setting times depend on the ambient and oral temperature. The times shown are based on conditions relevant for practice.

	min:sec
Working time at ambient temperature	> 01:30
Intra-oral setting time	< 05:00
Light curing in a light-wave range of 390 – 470 nm	00:20
Compatible with all curing units available on the market	

10. After removal of excess cement, light cure all surfaces including margins for 20 seconds.

11. Use finishing strips for proximal areas. Polish margins with polishing discs, cups, or points.

12. Check occlusion.

Mixing options:

***Note:** working and setting times complies to the mentioned above range without dependence on mixing options.*

Automix 1 Automix syringe	Ratio 1:1 Equal amount of Base and Catalyst
------------------------------	--

Storage and disposal

- Do not store above 24°C (75°F).
- Keep product in original packaging.
- Keep away from direct sunlight.
- For optimum freshness, keep refrigerated.
- Do not freeze.
- If refrigerated, allow the syringe to reach room temperature.
- To obtain SDS or IFU visit www.dentalica.com.
- Do not use after expiration date. See expiry date on the label.
- Shelf life is 2 years after the date of manufacturing.
- Empty product can be safely disposed after use in an intended regular waste container. The product does not require special disposal instructions or precautions and is harmless to the environment.

Packing

1 automix syringe of 5 ml, 10 mixing tips, 5 standard intra-oral tips, 5 canalar intra-oral tips.

For professional dental use only. Made in Israel.

ZIRC-ONE

Ciment adhésif permanent en résine, à double polymérisation, conçu pour la zircone

☒ INDICATIONS

- Cimentation permanente des restaurations en céramique et zircone.
- Stabilité de la couleur prouvée dans le temps.

Propriétés

Un nouveau ciment adhésif permanent en résine, à double polymérisation, spécifiquement formulé pour la cimentation à la zircone.

• Classification ISO 4049: Type 2, Classe 3.

• Ciment permanent en résine, à double polymérisation radio-opaque, auto-mordantant et auto-adhésif, qui ne nécessite pas de gravure, d'apprêt ou de collage.

• Valeur de radio-opacité supérieure à 2,5 mm aluminium. (La radio-opacité est définie comme la capacité d'un matériau à être visible sur les photographies aux rayons X.)

• Affinité chimique pour le métal et la zircone.

• Ciment à double polymérisation: il possède un mécanisme d'auto-polymérisation qui peut également être photopolymérisé pour une fixation immédiate et une résistance supplémentaire aux marges.

• Il se caractérise par une rétention élevée et une intégrité totale des marges.

• L'administration par seringue d'auto-mélange permet de gagner du temps en termes d'application et garantit un mélange homogène.

- Sur le marché depuis 2009. Aucune plainte concernant des problèmes de santé ou de performance chimique n'a été reçue.

Attention!

- Il contient des monomères polymérisables qui peuvent provoquer une dermatite de contact allergique chez les patients sensibles et endommager la pulpe. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les tissus mous. Se laver soigneusement à l'eau après le contact.
- En cas de sensibilisation de la peau ou d'allergie connue à la résine de méthacrylate, cesser l'utilisation.
- Il contient des matériaux sensibles à la lumière / irritants pour les yeux / irritants pour le système respiratoire et la peau / susceptibles de provoquer une sensibilisation par contact avec la peau. Pour le guide complet des symboles, voir le tableau ci-dessous.

Ingrédients essentiels BASE	% En poids	Ingrédients essentiels CATALYSEUR	% En poids
Composition en résines acryliques	<20%	Composition en résines acryliques	<20%
2-hydroxyéthylméthacrylate	<10%	Triéthylenglycoldiméthacrylate	<20%
Triéthylenglycoldiméthacrylate	<10%	Acide 1-benzyl-5-phénylbarbiturique	<10%
Photo-initiateurs	<5%	Fumée de silice	<5%
Cuivre (II) chlorure dihydraté (solution aqueuse à 3%)	<1%	Charge de silice	<60%
Dihydrogénophosphate de 10-méthacryloyloxydécyle	<10%		
Fumée de silice	<5%		
Charge de verre	<60%		

Contenu de l'agent de remplissage

Le système de remplissage comprend des charges de verre et de la silice modifiées:

50-70% en poids ou 35-50% en volume.

La taille des particules des agents de remplissage varie: <6 µm.

MODE D'EMPLOI

Remarque:

- Les embouts sont à usage monopatient afin d'éviter la contamination croisée entre les patients.
- Utiliser un adaptateur manuel amovible pour la durée de vie d'une seringue.

1. Retirer la restauration provisoire.

***Remarque:** Utiliser uniquement des ciments temporaires sans eugénol. L'utilisation de matériaux de scellement temporaire contenant de l'eugénol peut inhiber le processus de polymérisation de Zirc-One.*

2. Rincer abondamment.

3. Sécher la préparation à l'air (ne pas déshydrater).

4. Essayer la restauration pour assurer un bon ajustement.

5. Auto-mélange (lors de l'utilisation d'une seringue à double corps avec embout mélangeur pour seringue d'auto-mélange): Purger la seringue avant d'installer l'embout mélangeur de la seringue d'auto-mélange. Monter un nouvel embout mélangeur sur la seringue d'auto-mélange à double compartiment et purger à nouveau la seringue. Cela assure un flux complet des composants de la Base et du Catalyseur.

6. La distribution du matériel peut se faire comme suit:

- Pour l'inlay/onlay** – Monter l'embout intrabuccal fourni sur l'embout mélangeur et distribuer le ciment directement dans la préparation de la cavité, en couvrant toutes les surfaces. Poser doucement la restauration sur la préparation en laissant le ciment couler de tous les côtés.
- Contiene sustancias que: son sensibles a la luz/irritantes para los ojos/irritantes para el sistema respiratorio y la piel/pueden causar sensibilización por contacto con la piel. Para obtener una guía completa de los símbolos, consulte la tabla.

BASE Ingredientes esenciales	% En peso	CATALIZADOR Ingredientes esenciales	% En peso
Composición de las resinas acrílicas	<20%	Composición de las resinas acrílicas	<20%
2-hidroxietilmetacrilato	<10%	Dimetacrilato de trietilenglicol	<20%
Dimetacrilato de trietilenglicol	<10%	Ácido 1-bencil-5-fenilbarbitúrico	<10%
Fotoiniciadores	<5%	Silíce pirogena	<5%
Cloruro de cobre (II) dihidratado (solución acuosa al 3%)	<1%	Masilla de vidrio	<60%
Fosfato de dihidrógeno 10-metacrililo-óxidecil	<10%		
Silíce pirogena	<5%		
Masilla de vidrio	<60%		

	min:sec
Temps de prise à température ambiante	> 01:30
Temps d'ajustement intra-buccal	< 05:00
Effectuer la photopolymérisation dans une gamme d'ondes lumineuses de 390 à 470 nm	00:20
Compatible avec toutes les unités de polymérisation disponibles sur le marché	

10. Après avoir retiré le ciment excédentaire, il est nécessaire de photopolymériser toutes les surfaces, y compris les marges, pendant 20 secondes.

11. Utiliser des bandes de finition pour les zones proximales. Polir les marges avec des disques, des godets ou des embouts de polissage.

12. Vérifier l'occlusion.

Options de mélange:

***Remarque:** les temps de mise en place et d'ajustement sont conformes à la plage mentionnée ci-dessus sans dépendre des options de mélange.*

Auto-mélange 1 seringue d'auto-mélange	Rapport 1:1 Quantité égale de base et de catalyseur
---	--

Conservation et élimination

- Ne pas conserver à une température supérieure à 24°C (75°F).
- Conserver le produit dans son emballage d'origine.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Pour une fraîcheur optimale, conserver au réfrigérateur.
- Ne pas congeler.
- Laisser la seringue revenir à la température ambiante si elle est conservée au réfrigérateur.
- Pour obtenir les documents SDS (Safety Data Sheets - Fiches de données de sécurité) et IFU (Instructions for Use - Mode d'emploi) visiter le site www.dentalica.com.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration. Voir la date d'expiration sur l'étiquette.
- La durée de conservation est de 2 ans après la date de fabrication.
- Le produit vide peut être éliminé en toute sécurité après utilisation dans un conteneur à déchets ordinaire prévu à cet effet. Le produit ne nécessite pas d'instructions ou de précautions particulières pour son élimination et est sans danger pour l'environnement.

Emballage

1 seringue d'auto-mélange de 5 ml, 10 embouts mélangeurs, 5 embouts intra-oraux standards, 5 embouts intra-oraux canalaïres.

Uniquement à usage dentaire par des professionnels. Fabriqué en Israël.

ZIRC-ONE

Cemento de resina adhesiva permanente de curado dual diseñado para circona

☒ INDICACIONES

- Cementación permanente de restauraciones de cerámica y circona.
- Estabilidad del color probada a lo largo del tiempo.

Propiedades

- Un nuevo cemento de resina adhesiva permanente de curado dual especialmente formulado para cementación de circona.
- Clasificación ISO 4049: Tipo 2, Clase 3.

Cemento de resina permanente radiopaco de curado dual, autoadhesivo y autograbado, por lo que no requiere grabado, imprimación o encolado.

• Valor de radiopacidad superior a 2,5 mm de Aluminio. (La radiopacidad se define como la capacidad de un material para ser visible en radiografías de rayos X).

• Afinidad química por el metal y la circona.

Cemento de curado dual: tiene un mecanismo de autocurado que también se puede curar por luz para un fraguado inmediato y una resistencia extra en los bordes.

• Se caracteriza por una alta retención e integridad total de los bordes.

• La administración mediante jeringa de automezcla ahorra tiempo de aplicación y garantiza una mezcla uniforme.

• Comercializado desde 2009. Y sin haber recibido ninguna queja relativa a problemas de salud o de rendimiento químico.

¡Precaución!

- Contiene monómeros polimerizables que pueden causar dermatitis alérgica por contacto en pacientes susceptibles y dañar la pulpa. Evite el contacto con la piel, los ojos y los tejidos blandos. Lávese bien con agua después del contacto.
- Si se produce una sensibilización de la piel o si existe una alergia conocida a la resina de metacrilato, interrumpa su uso.
- Contiene sustancias que: son sensibles a la luz/irritantes para los ojos/irritantes para el sistema respiratorio y la piel/pueden causar sensibilización por contacto con la piel. Para obtener una guía completa de los símbolos, consulte la tabla.

BASE Ingredientes esenciales	% En peso	CATALIZADOR Ingredientes esenciales	% En peso
Composición de las resinas acrílicas	<20%	Composición de las resinas acrílicas	<20%
2-hidroxietilmetacrilato	<10%	Dimetacrilato de trietilenglicol	<20%
Dimetacrilato de trietilenglicol	<10%	Ácido 1-bencil-5-fenilbarbitúrico	<10%
Fotoiniciadores	<5%	Silíce pirogena	<5%
Cloruro de cobre (II) dihidratado (solución acuosa al 3%)	<1%	Masilla de vidrio	<60%
Fosfato de dihidrógeno 10-metacrililo-óxidecil	<10%		
Silíce pirogena	<5%		
Masilla de vidrio	<60%		

Contenido del relleno

El sistema de relleno está compuesto de masilla de vidrio y silíce modificada: 50-70 en peso-% o 35-50 en volumen-%.

El tamaño de las partículas de las masillas es: <6 µm.

INSTRUCCIONES DE USO

Nota:

• Las puntas son para uso de un solo paciente para evitar la contaminación cruzada entre pacientes.

- Use un adaptador manual desmontable para cada jeringa.

1. Retire la restauración provisional.

***Nota:** Use solo cementos temporales que no contengan eugenol. El uso de materiales de cementación temporales que contengan eugenol puede inhibir el proceso de polimerización de Zirc-One.*

2. Enjuague bien.

3. Seque al aire la preparación (no desecar).

4. Tantee la restauración para asegurarse de que el ajuste es adecuado.

5. Automezcla (Cuando use una jeringa de doble cilindro con punta de mezcla de jeringa de automezcla): Purgue la jeringa antes de colocar la punta de mezcla de jeringa de automezcla. Coloque una nueva punta de mezcla de jeringa de automezcla en la jeringa de doble cilindro y vuelva a purgar la jeringa. Esto garantiza un flujo completo de los componentes base y catalizador.

6. La dispensación del material se puede llevar a cabo de la siguiente manera:

- Para restauraciones tipo Inlay/Onlay:** monte la punta intraoral suministrada en la punta mezcladora y dispense el cemento directamente en la preparación de la cavidad cubriendo todas las superficies. Asiente la restauración suavemente sobre la preparación permitiendo que el cemento fluya por todos los lados.

• **Para corona:** dispense el cemento directamente en la restauración o en la preparación del diente cubriendo todas las superficies. Asiente la restauración suavemente sobre la preparación permitiendo que el cemento fluya por todos los bordes.

Nota: Para las indicaciones del tiempo material, consulte la tabla siguiente.

7. Cuando la restauración esté debidamente asentada, elimine todo el exceso de cemento. El exceso de cemento se elimina mejor en su estado de gel con un raspador o un explorador dental.

8. Coloque firmemente el tapón en la jeringa tras el uso.

9. Indicaciones de tiempo:

Los tiempos de aplicación y fraguado dependen de la temperatura ambiente y oral.

Los tiempos mostrados se basan en condiciones relevantes para la práctica.

	mins
Tiempo de aplicación a temperatura ambiente	> 01:30
Tiempo de fraguado intraoral	< 05:00
Fotocurado en un rango de ondas luminosas de 390 a 470 nm	00:20
Compatible con todas las unidades de curado disponibles en el mercado	

10. Tras eliminar el exceso de cemento, lleve a cabo el fotocurado de todas las superficies, incluidos los bordes, durante 20 segundos.

11. Use tiras de pulido para las zonas proximales. Pula los bordes con discos, copas o puntas de pulido dental.

12. Compruebe la oclusión.

Opciones de mezcla:

***Nota:** los tiempos de aplicación y fraguado cumplen con el rango mencionado anteriormente independientemente de las opciones de mezcla.*

Automezcla – 1 jeringa de automezcla	Relación 1: 1 – Cantidad similar de base y de catalizador
--------------------------------------	---

Almacenamiento y eliminación

- No almacenar a temperaturas superiores a 24°C (75°F).
- Conservar el producto en su embalaje original.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Para una frescura óptima, mantener refrigerado.
- No congelar el producto.
- Si está refrigerado, deje que la jeringa alcance la temperatura ambiente.
- Para obtener SDS o IFU, visite www.dentalica.com.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad. Consulte la fecha de caducidad en la etiqueta.
- La vida útil es de 2 años después de la fecha de fabricación.
- El producto vacío puede desecharse de forma segura después de su uso en un contenedor de desechos normal previsto. El producto no requiere instrucciones o precauciones especiales de eliminación y es inofensivo para el medio ambiente.

Envase

1 jeringa de automezcla de 5 ml, 10 puntas de mezcla, 5 puntas intraorales estándar, 5 puntas intraorales canalaes.

Solo para uso dental profesional. Hecho en Israel.