

CONI DI CARTA

ISTRUZIONI PER L'USO

I coni di carta assorbenti sono coni di carta endodontici utilizzati per asciugare il canale e rimuovere eventuali materiali residui.

Composizione

Carta

Avvertenze

- I coni di carta sterili devono essere utilizzati della stessa taglia e misura dei coni di Gutta Percha.
- Proteggere dall'umidità.
- Dispositivi medici monouso.

Applicazione

Esistono due passaggi per la rimozione di umidità, detriti, sangue ed altro materiale esogeno dal canale dentale. Solo dentisti professionisti possono seguire la seguente procedura per l'otturazione di canali dentali.

- Prima dell'otturazione del canale con Gutta Percha, verificare lunghezza e diametro dei coni di carta perché siano compatibili coi canali analizzati. Il cono di carta ideale dovrebbe essere compatibile fino all'apice del canale dentale esaminato.
- Inserire i coni di carta selezionati nel canale per rimuovere detriti o sangue ancora presente prima dell'otturazione definitiva con Gutta Percha.

La procedura qui descritta è quella canonica. Un dentista professionista può considerare di utilizzare più coni di carta o di variare la procedura per venire incontro alle esigenze cliniche del paziente.

I coni di carta sono dispositivi monouso. Non riutilizzarli.

Conservazione

- Conservare a temperatura ambiente (2-27°C).
- Non lanciare i prodotti durante il trasporto.
- Conservare separatamente da altri prodotti di taglia e tipo differente.
- La shelf life del prodotto è di 4 anni dalla data di fabbricazione.

Confezione

Vedere tabella.

Solo per uso odontoiatrico professionale. Prodotto in Corea.

PAPER POINTS

INSTRUCTION FOR USE

An absorbent paper points is an endodontic paper point that is used during the endodontic therapy to dry, or remove any foreign materials from the root canal of a tooth.

Composition

Paper

Direction for use

There are two stages to remove the moisture, blood and other foreign substance from the root canal. A dental professional has to follow steps to fill the root canal.

- Before the stage of root canal filling with the Gutta Percha Points, the absorbent paper points should be checked the length and size to match the shaped root canal. An absorbent paper points should be selected to be fit to apex of root canal.
- The selected paper points is inserted into the root canal to remove the blood or foreign substance before root canal filling permanently with Gutta Percha Points

This procedure is the most fundamental method. However, a dental professional may consider using more Absorbent Paper points to perform the procedure in a different way based on the patient's symptoms.

Absorbent Paper Points are for a single use. Do not re-use them.

Handing & Storage

- Store at room temperature (2-27°).
- Do not throw the products while carrying.
- Store with separate from other products of different sizes and types.

Caution

- Sterile Paper Points should be used with the same size and thickness of the Gutta percha points
- Avoid contact with moisture.
- Disposable medical devices

Life Time : 4 year

This product can be affected by storage method and moisture that causes discoloration, but if it keeps from the Sterilization, then this product can be used for 4 years from manufacture date.

Packaging

See table.

For professional dental use only. Made in Korea.

CÔNES DE PAPIER

MODE D'EMPLOI

Les cônes de papier absorbants sont des cônes de papier endodontiques utilisés pour sécher le canal et éliminer les éventuels matériaux résiduels.

Composition

Papier

Mises en garde

- Les cônes de papier stériles utilisés doivent être de la même taille et dimension que les cônes de Gutta-Percha.
- Protéger de l'humidité.
- Dispositifs médicaux jetables.

Application

Il existe deux étapes pour éliminer l'humidité, les débris, le sang et tout autre matériel exogène du canal dentaire. Seuls les dentistes professionnels peuvent exécuter la procédure suivante pour l'obturation des canaux dentaires.

- Avant l'obturation du canal avec de la Gutta-Percha, vérifier que la longueur et le diamètre des cônes de papier soient compatibles avec les canaux analysés. Le cône de papier idéal devrait être compatible jusqu'au sommet du dentaire examiné.
- Insérer les cônes de papier choisis dans le canal pour éliminer les débris ou le sang encore présent avant l'obturation définitive avec de la Gutta -Percha.

La procédure décrite ici est la procédure canonique. Un dentiste professionnel peut envisager d'utiliser de plusieurs cônes de papier ou de modifier la procédure pour répondre aux exigences cliniques du patient.

Les cônes de papier sont des dispositifs jetables. Ne pas les réutiliser.

Conservation

- Conserver à température ambiante (2-27°C).
- Ne pas lancer les produits pendant le transport.
- Conserver séparément des autres produits de taille et de type différents.
- La durée de conservation du produit est de 4 ans à compter de la date de fabrication.

Conditionnement

Voir le tableau.

Uniquement à usage dentaire par des professionnels. Fabrique en Corée.

CONOS DE PAPEL

INSTRUCCIONES DE USO

Los conos de papel absorbentes son conos de papel de endodoncia utilizados para secar el canal y eliminar los posibles materiales residuales.

Composición

Papel

Advertencias

- Los conos de papel estériles deben utilizarse del mismo tamaño y medida de los conos de Gutapercha.
- Proteger de la humedad.
- Dispositivos médicos desechables.

Aplicación

Existen dos pasos para eliminar la humedad, los detritos, la sangre y otro material hexógeno del canal dental. Solo los dentistas profesionales pueden realizar el procedimiento siguiente para la obturación de canales dentales.

- Antes de la obturación del canal con Gutapercha, compruebe la longitud y el diámetro de los conos de papel para que sean compatibles con los canales analizados. El cono de papel ideal debería ser compatible hasta el ápice del canal dental examinado.
- Introduzca los conos de papel seleccionados en el canal para eliminar los detritos o la sangre todavía presente, antes de la obturación definitiva con Gutapercha.

El procedimiento que se describe aquí es el canónico. Un dentista profesional puede considerar el uso de varios conos de papel o variar el procedimiento para responder a las exigencias clínicas del paciente.

Los conos de papel son dispositivos desechables. No los reutilice.

Conservación

- Conserve a temperatura ambiente (2-27°C).
- No lance los productos durante el transporte.
- Conserve por separado de otros productos de tamaño y tipo diferente.
- La vida útil del producto es de 4 años a partir de la fecha de fabricación.

Envase

Ver tabla.

Solo para uso dental profesional. Fabricado en Corea.

PAPIERSPITZEN

GEBRAUCHSANWEISUNG

Es handelt sich um absorbierende Papierspitzen, die bei der Endodontie verwendet werden, um den Wurzelkanal zu trocknen und eventuelle Materialrückstände zu entfernen.

Zusammensetzung

Papier

Warnhinweise

- Die sterilen Papierspitzen müssen in derselben Größe wie die Guttaperchaspitzen verwendet werden.
- Vor Feuchtigkeit schützen.
- Einweg-Medizinprodukte.

Anwendung

Zwei Schritte dienen zur Beseitigung von Feuchtigkeit, Rückständen, Blut und anderem exogenem Material aus dem Wurzelkanal. Nur zugelassene Zahnärzte dürfen das folgende Verfahren zum Verschließen der Wurzelkanäle ausführen.

- Vor dem Verschließen des Wurzelkanals mit Guttapercha die Länge und den Durchmesser der Papierspitzen überprüfen, damit sie mit den untersuchten Wurzelkanälen kompatibel sind. Die

ideale Papierspitze sollte bis zur Spitze des untersuchten Wurzelkanals kompatibel sein.

- Die ausgewählten Papierspitzen in den Wurzelkanal einführen, um vor dem endgültigen Verschluss mit Guttapercha alle Rückstände oder noch vorhandenes Blut zu entfernen.

Das hier beschriebene Verfahren dient als Richtschnur. Ein spezialisierter Zahnarzt kann die Verwendung mehrerer Papierspitzen oder eine Abänderung des Verfahrens in Erwägung ziehen, um den klinischen Erfordernissen des Patienten gerecht zu werden.

Die Papierspitzen sind Einwegprodukte. Nicht wiederverwenden.

Aufbewahrung

- Bei Raumtemperatur (2-27°C) aufbewahren.
- Die Produkte während des Transports nicht werfen.
- Getrennt von anderen Produkten unterschiedlicher Größe und Art aufbewahren.
- Die Haltbarkeit des Produkts beträgt 4 Jahre ab Herstellungsdatum.

Verpackung

Siehe Tabelle.

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch. Hergestellt in der Korea.

SĄCZKI PAPIEROWE

SPOSÓB UŻYCIA

Chłonne punkty papierowe to endodontyczne sączki papierowe używane do osuszania kanału i usuwania wszelkich pozostałości materiału.

Skład

Papier

Ostrzeżenia

- Należy używać jałowych sączków papierowych w tym samym rozmiarze i wielkości co świnki gutaperkowe.
- Chronić przed wilgocią.
- Jednorazowe wyroby medyczne.

Zastosowanie

Usuwanie wilgoci, resztek, krwi i innych egzogennych materiałów z kanału zębowego odbywa się w dwóch etapach. Tylko profesjonalni stomatolodzy mogą przeprowadzać następującą procedurę wypełniania kanałów zębowych.

- Przed wypełnieniem kanału gutaperką należy sprawdzić długość i średnicę sączków papierowych, aby były zgodne z analizowanymi kanałami. Idealny sączek papierowy powinien być kompatybilny aż do wierzchołka badanego kanału zębowego.
- Wprowadzić wybrane sączki papierowe do kanału, aby usunąć resztki lub krew nadal obecną przed ostatecznym uszczelnieniem gutaperką.

Opisana tutaj procedura jest standardowa. Profesjonalny stomatolog może rozważyć użycie wielu sączków papierowych lub zróżnicowanie procedury w celu spełnienia potrzeb klinicznych pacjenta.

Sączki papierowe są wyrobami jednorazowego użytku. Nie używać ich ponownie.

Przechowywanie

- Przechowywać w temperaturze pokojowej (2-27°C).
- Nie rzucać produktami podczas transportu.
- Przechowywać oddzielnie od innych produktów o innej wielkości i rodzaju.
- Okres trwałości produktu wynosi 4 lata od daty produkcji.

Opakowanie

Zobacz tabelę.

Tylko do profesjonalnego użytku stomatologicznego. Wyprodukowano w Korea.

CONURI DE HÂRTIE

RO INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE

Conurile de hârtie absorbante sunt conuri de hârtie endodontice utilizate pentru uscarea canalului și pentru înlăturarea eventualelor materiale reziduale.

Compoziție
Hârtie

Avertizări

- 1. Conurile de hârtie sterile trebuie utilizate la aceeași dimensiune și măsură ca și conurile de gutaperca.
- 2. Protejați-le împotriva umidității.
- 3. Dispozitive medicale de unică folosință.

Aplicare

Există două etape pentru înlăturarea umidității, reziduurilor, sângelui sau a altor materiale exogene din canalul dentar. Procedura de mai jos pentru obturația canalelor dentare este rezervată numai medicilor dentiști profesioniști.

- 1. Înainte de obturația canalului cu gutaperca, verificați lungimea și diametrul conurilor de hârtie pentru a vă asigura că sunt compatibile cu canalele analizate. Conul de hârtie ideal trebuie să fie compatibil până la apexul canalului dentar examinat.
- 2. Introduceți conurile de hârtie selectate în canal pentru a înlătura reziduurile sau sângele care mai sunt încă prezente înainte de obturația definitivă cu gutaperca.

Procedura descrisă aici este cea standard. Un medic dentist profesionist poate lua în considerare utilizarea mai

multor conuri de hârtie sau modificarea procedurii pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clinice ale pacientului.

Conurile de hârtie sunt dispozitive de unică folosință. A nu se reutiliza.

Păstrare

- 1. A se păstra la temperatura camerei (2-27°C).
- 2. Nu aruncați produsele în timpul transportului.
- 3. Păstrați-le separat de alte produse de dimensiuni și tipuri diferite.
- 4. Termenul de valabilitate al produsului este de 4 ani de la data fabricării.

Ambalare

Vezi tabelul.

Doar pentru uz profesional stomatologic. Fabricat în Coreea.

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΩΝΟΙ

ΕΛΛΗΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Οι χάρτινοι κώνοι απορρόφησης είναι ενδοδοντικοί κώνοι χαρτιού που χρησιμοποιούνται για το στέγνωμα του καναλιού και την αφαίρεση των υλικών που μπορεί να περισσεύουν.

Σύσταση

Χαρτί

Προειδοποιήσεις

- 1. Οι αποστειρωμένοι χάρτινοι κώνοι πρέπει να χρησιμοποιούνται στο ίδιο μέγεθος με τους κώνους γουταπέρκας.

- 2. Προστατεύστε από την υγρασία.
- 3. Ιατρικές διατάξεις μιας χρήσης.

Εφαρμογή

Υπάρχουν δύο φάσεις για την αφαίρεση της υγρασίας, καταλοίπων, αίματος και άλλου ξένου υλικού από το οδοντικό κανάλι. Μόνο οι επαγγελματίες οδοντίατροι μπορούν να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία έμφραξης των οδοντικών καναλιών.

- 1. Πριν την έμφραξη του καναλιού με γουταπέρκα, ελέγξτε το μήκος και τη διάμετρο των χάρτινων κώνων προκειμένου να είναι συμβατοί με τα αναλυμένα κανάλια. Ο ιδανικός χάρτινος κώνος θα πρέπει να είναι συμβατός έως την κορυφή του εξεταζόμενου καναλιού.
- 2. Βάλτε τους επιλεγμένους χάρτινους κώνους στο κανάλι για να αφαιρέσετε κατάλοιπα ή αίμα που υπάρχει ακόμα πριν την οριστική έμφραξη με γουταπέρκα.

Η διαδικασία που περιγράφεται εδώ είναι η κανονική. Ένας επαγγελματίας οδοντίατρος μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει περισσότερους χάρτινους κώνους ή να αλλάξει τη διαδικασία ανάλογα με τις κλινικές απαιτήσεις του ασθενούς.

Οι χάρτινοι κώνοι είναι διατάξεις μίας χρήσης. Μην τους επαναχρησιμοποιήσετε.

Αποθήκευση

- 1. Φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (2-27°C).
- 2. Μην εκτοξεύετε προϊόντα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

- 3. Διατηρήστε ξεχωριστά από άλλα προϊόντα διαφορετικού μεγέθους και τύπου.
- 4. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 4 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής.

Συσκευασία

Βλέπε πίνακα.

Μονο για επαγγελματική οδοντιατρική χρήση. Κατασκευάζεται στο Κορέα.

CONES DE PAPEL

PT INSTRUÇÕES PARA O USO

Os cones de papel absorventes são cones de papel endodônticos usados para secar o canal e remover eventuais materiais residuais.

Composição

Papel

Advertências

- 1. Os cones de papel estéreis devem ser usados do mesmo tamanho e medida dos cones de Guta-Percha.
- 2. Proteger da humidade.
- 3. Dispositivos médicos descartáveis.

Aplicação

Existem duas passagens para a remoção de humidade, detritos, sangue e outros materiais exógenos do canal dental. Apenas dentistas profissionais podem seguir o seguinte procedimento para a obturação de canais dentais.

- 1. Antes da obturação do canal com Guta-Percha, verificar o comprimento e diâmetro dos cones de papel para que sejam compatíveis com os canais analisados. O cone de papel ideal deverá ser compatível até ao ápice do canal dental examinado.
- 2. Inserir os cones de papel selecionados no canal para remover detritos ou sangue ainda presente antes da obturação definitiva com Guta-Percha.

O procedimento aqui descrito é aquele canónico. Um dentista profissional pode considerar usar vários cones de papel ou alterar o procedimento para fazer face às exigências clínicas do paciente.

Os cones de papel são dispositivos descartáveis. Não reutilizá-los.

Conservação

- 1. Conservar a temperatura ambiente (2-27°C).
- 2. Não lançar os produtos durante o transporte.
- 3. Conservar separadamente de outros produtos de tamanho e tipo diferente.
- 4. A duração em armazenamento do produto é de 4 anos a partir da data de fabrico.

Embalagem

Veja a tabela.

Somente para uso profissional odontológico. Produzido na Coreia.

Codice cliente		Contenuto	Packaging	Conditionnement	Envase	Verpackung	Opakowanie	Ambalare	Συσκευασία	Embalagem
PR001500C	CONI CARTA COARSE 200 pz	200 coni di carta non standardizzati	200 non-standardized paper points	200 cônes de papier non standardisés	200 conos de papel no estandarizados	200 nicht standardmäßige Papierspitzen	200 sączki papierowe niestandardowym	200 conuri de hârtie nestandardizate	200 μη τυποποιημένοι χάρτινοι κώνοι	200 puntas de papel não padronizados
PR001500F	CONI CARTA FINE 200 pz	200 coni di carta non standardizzati	200 non-standardized paper points	200 cônes de papier non standardisés	200 conos de papel no estandarizados	200 nicht standardmäßige Papierspitzen	200 sączki papierowe niestandardowym	200 conuri de hârtie nestandardizate	200 μη τυποποιημένοι χάρτινοι κώνοι	200 puntas de papel não padronizados
PR001500M	CONI CARTA MEDIUM 200 pz	200 coni di carta non standardizzati	200 non-standardized paper points	200 cônes de papier non standardisés	200 conos de papel no estandarizados	200 nicht standardmäßige Papierspitzen	200 sączki papierowe niestandardowym	200 conuri de hârtie nestandardizate	200 μη τυποποιημένοι χάρτινοι κώνοι	200 puntas de papel não padronizados
PR00150XC	CONI CARTA XCOARSE 200 pz	200 coni di carta non standardizzati	200 non-standardized paper points	200 cônes de papier non standardisés	200 conos de papel no estandarizados	200 nicht standardmäßige Papierspitzen	200 sączki papierowe niestandardowym	200 conuri de hârtie nestandardizate	200 μη τυποποιημένοι χάρτινοι κώνοι	200 puntas de papel não padronizados
PR00150XF	CONI CARTA XFINE 200 pz	200 coni di carta non standardizzati	200 non-standardized paper points	200 cônes de papier non standardisés	200 conos de papel no estandarizados	200 nicht standardmäßige Papierspitzen	200 sączki papierowe niestandardowym	200 conuri de hârtie nestandardizate	200 μη τυποποιημένοι χάρτινοι κώνοι	200 puntas de papel não padronizados
PR0015XXF	CONI CARTA XXFINE 200 pz	200 coni di carta non standardizzati	200 non-standardized paper points	200 cônes de papier non standardisés	200 conos de papel no estandarizados	200 nicht standardmäßige Papierspitzen	200 sączki papierowe niestandardowym	200 conuri de hârtie nestandardizate	200 μη τυποποιημένοι χάρτινοι κώνοι	200 puntas de papel não padronizados
PR0015ASS	CONI CARTA ASSORTITI 200 pz	200 coni di carta non standardizzati (34x XXF - XF - F - M - C - XC)	200 non-standardized paper points (34x XXF - XF - F - M - C - XC)	200 cônes de papier non standardisés (34x XXF - XF - F - M - C - XC)	200 conos de papel no estandarizados (34x XXF - XF - F - M - C - XC)	200 nicht standardmäßige Papierspitzen (34x XXF - XF - F - M - C - XC)	200 sączki papierowe niestandardowym (34x XXF - XF - F - M - C - XC)	200 conuri de hârtie nestandardizate (34x XXF - XF - F - M - C - XC)	200 μη τυποποιημένοι χάρτινοι κώνοι (34x XXF - XF - F - M - C - XC)	200 puntas de papel não padronizados (34x XXF - XF - F - M - C - XC)

CONI DI CARTA - PAPER POINTS - CÔNES DE PAPIER - CONOS DE PAPEL - PAPIERSPITZEN - SĄCZKI PAPIEROWE - CONURI DE HÂRTIE - XAPTINOI ΚΩΝΟΙ - CONES DE PAPEL

Codice cliente		Contenuto	Packaging	Conditionnement	Envase	Verpackung	Opakowanie	Ambalare	Συσκευασία	Embalagem
PR0016BCO	CONI CARTA STERILI COARSE 200 pz	200 coni di carta non standardizzati sterili	200 sterile non- standardized paper points	200 cônes de papier non standardisés stériles	200 conos de papel no estandarizados estériles	200 sterile nicht standardmäßige Papierspitzen	200 sączki papierowe niestandardowym sterylne	200 conuri de hârtie nestandardizate sterili	200 μη τυποποιημένοι χάρτινοι κώνοι αστεριωμένοι	200 puntas de papel não padronizados estériles
PR0016BFI	CONI CARTA STERILI FINE 200 pz	200 coni di carta non standardizzati sterili	200 sterile non- standardized paper points	200 cônes de papier non standardisés stériles	200 conos de papel no estandarizados estériles	200 sterile nicht standardmäßige Papierspitzen	200 sączki papierowe niestandardowym sterylne	200 conuri de hârtie nestandardizate sterili	200 μη τυποποιημένοι χάρτινοι κώνοι αστεριωμένοι	200 puntas de papel não padronizados estériles
PR0016BME	CONI CARTA STERILI MEDIUM 200 pz	200 coni di carta non standardizzati sterili	200 sterile non- standardized paper points	200 cônes de papier non standardisés stériles	200 conos de papel no estandarizados estériles	200 sterile nicht standardmäßige Papierspitzen	200 sączki papierowe niestandardowym sterylne	200 conuri de hârtie nestandardizate sterili	200 μη τυποποιημένοι χάρτινοι κώνοι αστεριωμένοι	200 puntas de papel não padronizados estériles
PR0016BXC	CONI CARTA STERILI XCOARSE 200 pz	200 coni di carta non standardizzati sterili	200 sterile non- standardized paper points	200 cônes de papier non standardisés stériles	200 conos de papel no estandarizados estériles	200 sterile nicht standardmäßige Papierspitzen	200 sączki papierowe niestandardowym sterylne	200 conuri de hârtie nestandardizate sterili	200 μη τυποποιημένοι χάρτινοι κώνοι αστεριωμένοι	200 puntas de papel não padronizados estériles
PR0016BXF	CONI CARTA STERILI XFINE 200 pz	200 coni di carta non standardizzati sterili	200 sterile non- standardized paper points	200 cônes de papier non standardisés stériles	200 conos de papel no estandarizados estériles	200 sterile nicht standardmäßige Papierspitzen	200 sączki papierowe niestandardowym sterylne	200 conuri de hârtie nestandardizate sterili	200 μη τυποποιημένοι χάρτινοι κώνοι αστεριωμένοι	200 puntas de papel não padronizados estériles
PR0016N25	CONI CARTA STERILI N25 6%	100 coni di carta ISO 25 - conicità 6% sterili	100 sterile paper points ISO 25 - taper 6%	100 cônes de papier ISO 25 - effiler 6% stériles	100 conos de papel ISO 25 - afilar 6% estériles	100 sterile Papierspitzen ISO 25 - 6% Taper	100 sączki papierowe ISO 25 - 6%	100 conuri de hârtie ISO 25 - conicitate 6% sterili	100 χάρτινοι κώνοι ISO 25 - 4% αστεριωμένοι	100 puntas de papel ISO 25 - conicidade 6% estériles
PR0016N35	CONI CARTA STERILI N35 6%	100 coni di carta ISO 35 - conicità 6% sterili	100 sterile paper points ISO 35 - taper 6%	100 cônes de papier ISO 35 - effiler 6% stériles	100 conos de papel ISO 35 - afilar 6% estériles	100 sterile Papierspitzen ISO 35 - 6% Taper	100 sączki papierowe ISO 35 - 6%	100 conuri de hârtie ISO 35 - conicitate 6% sterili	100 χάρτινοι κώνοι ISO 35 - 4% αστεριωμένοι	100 puntas de papel ISO 35 - conicidade 6% estériles
PR0016N40	CONI CARTA STERILI N40 4%	100 coni di carta ISO 40 - conicità 4% sterili	100 sterile paper points ISO 25 - taper 4%	100 cônes de papier ISO 40 - effiler 4% stériles	100 conos de papel ISO 40 - afilar 4% estériles	100 sterile Papierspitzen ISO 40 - 4% Taper	100 sączki papierowe ISO 40 - 4%	100 conuri de hârtie ISO 40 - conicitate 4% sterili	100 χάρτινοι κώνοι ISO 40 - 6% αστεριωμένοι	100 puntas de papel ISO 40 - conicidade 4% estériles
PR0017015	CONI CARTA 15 200 pz	200 coni di carta ISO 15	200 paper points ISO 15	200 cônes de papier ISO 15	200 conos de papel ISO 15	200 Papierspitzen ISO 15	200 sączki papierowe ISO 15	200 conuri de hârtie ISO 15	200 χάρτινοι κώνοι ISO 15	200 puntas de papel ISO 15
PR0017020	CONI CARTA 20 200 pz	200 coni di carta ISO 20	200 paper points ISO 20	200 cônes de papier ISO 20	200 conos de papel ISO 20	200 Papierspitzen ISO 20	200 sączki papierowe ISO 20	200 conuri de hârtie ISO 20	200 χάρτινοι κώνοι ISO 20	200 puntas de papel ISO 20
PR0017025	CONI CARTA 25 200 pz	200 coni di carta ISO 25	200 paper points ISO 25	200 cônes de papier ISO 25	200 conos de papel ISO 25	200 Papierspitzen ISO 25	200 sączki papierowe ISO 25	200 conuri de hârtie ISO 25	200 χάρτινοι κώνοι ISO 25	200 puntas de papel ISO 25
PR0017030	CONI CARTA 30 200 pz	200 coni di carta ISO 30	200 paper points ISO 30	200 cônes de papier ISO 30	200 conos de papel ISO 30	200 Papierspitzen ISO 30	200 sączki papierowe ISO 30	200 conuri de hârtie ISO 30	200 χάρτινοι κώνοι ISO 30	200 puntas de papel ISO 30
PR0017035	CONI CARTA 35 200 pz	200 coni di carta ISO 35	200 paper points ISO 35	200 cônes de papier ISO 35	200 conos de papel ISO 35	200 Papierspitzen ISO 35	200 sączki papierowe ISO 35	200 conuri de hârtie ISO 35	200 χάρτινοι κώνοι ISO 35	200 puntas de papel ISO 35
PR0017040	CONI CARTA 40 200 pz	200 coni di carta ISO 40	200 paper points ISO 40	200 cônes de papier ISO 40	200 conos de papel ISO 40	200 Papierspitzen ISO 40	200 sączki papierowe ISO 40	200 conuri de hârtie ISO 40	200 χάρτινοι κώνοι ISO 40	200 puntas de papel ISO 40
PR0017045	CONI CARTA 45 200 pz	200 coni di carta ISO 45	200 paper points ISO 45	200 cônes de papier ISO 45	200 conos de papel ISO 45	200 Papierspitzen ISO 45	200 sączki papierowe ISO 45	200 conuri de hârtie ISO 45	200 χάρτινοι κώνοι ISO 45	200 puntas de papel ISO 45
PR0017050	CONI CARTA 50 200 pz	200 coni di carta ISO 50	200 paper points ISO 50	200 cônes de papier ISO 50	200 conos de papel ISO 50	200 Papierspitzen ISO 50	200 sączki papierowe ISO 50	200 conuri de hârtie ISO 50	200 χάρτινοι κώνοι ISO 50	200 puntas de papel ISO 50
PR0017055	CONI CARTA 55 200 pz	200 coni di carta ISO 55	200 paper points ISO 55	200 cônes de papier ISO 55	200 conos de papel ISO 55	200 Papierspitzen ISO 55	200 sączki papierowe ISO 55	200 conuri de hârtie ISO 55	200 χάρτινοι κώνοι ISO 55	200 puntas de papel ISO 55
PR0017060	CONI CARTA 60 200 pz	200 coni di carta ISO 60	200 paper points ISO 60	200 cônes de papier ISO 60	200 conos de papel ISO 60	200 Papierspitzen ISO 60	200 sączki papierowe ISO 60	200 conuri de hârtie ISO 60	200 χάρτινοι κώνοι ISO 60	200 puntas de papel ISO 60
PR0017070	CONI CARTA 70 200 pz	200 coni di carta ISO 70	200 paper points ISO 70	200 cônes de papier ISO 70	200 conos de papel ISO 70	200 Papierspitzen ISO 70	200 sączki papierowe ISO 70	200 conuri de hârtie ISO 70	200 χάρτινοι κώνοι ISO 70	200 puntas de papel ISO 70
PR0017080	CONI CARTA 80 200 pz	200 coni di carta ISO 80	200 paper points ISO 80	200 cônes de papier ISO 80	200 conos de papel ISO 80	200 Papierspitzen ISO 80	200 sączki papierowe ISO 80	200 conuri de hârtie ISO 80	200 χάρτινοι κώνοι ISO 80	200 puntas de papel ISO 80
PR0017AS1	CONI CARTA 15-40 200 pz	200 coni di carta ISO 15-40 (34x 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40)	200 paper points ISO 15-40 (34x 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40)	200 cônes de papier ISO 15-40 (34x 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40)	200 conos de papel ISO 15-40 (34x 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40)	200 Papierspitzen ISO 15-40 (34x 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40)	200 sączki papierowe ISO 15-40 (34x 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40)	200 conuri de hârtie ISO 15-40 (34x 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40)	200 χάρτινοι κώνοι ISO 15-40 (34x 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40)	200 puntas de papel ISO 15-40 (34x 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40)
PR0017AS2	CONI CARTA 35-60 200 pz	200 coni di carta ISO 35-60 (34x 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60)	200 paper points ISO 35-60 (34x 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60)	200 cônes de papier ISO 35-60 (34x 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60)	200 conos de papel ISO 35-60 (34x 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60)	200 Papierspitzen ISO 35-60 (34x 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60)	200 sączki papierowe ISO 35-60 (34x 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60)	200 conuri de hârtie ISO 35-60 (34x 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60)	200 χάρτινοι κώνοι ISO 35-60 (34x 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60)	200 puntas de papel ISO 35-60 (34x 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60)

Codice cliente		Contenuto	Packaging	Conditionnement	Envase	Verpackung	Opakowanie	Ambalare	Συσκευασία	Embalagem
PR0018B15	CONI CARTA BLISTER 15 200 pz	200 coni di carta ISO 15 sterili	200 sterile paper points ISO 15	200 cônes de papier ISO 15 stériles	200 conos de papel ISO 15 estériles	200 sterile Papierspitzen ISO 15	200 sączki papierowe ISO 15 sterylne	200 conuri de hârtie ISO 15 sterili	200 χάρτινοι κώνοι ISO 15 αποστειρωμένοι	200 puntas de papel ISO 15 estériles
PR0018B20	CONI CARTA BLISTER 20 200 pz	200 coni di carta ISO 20 sterili	200 sterile paper points ISO 20	200 cônes de papier ISO 20 stériles	200 conos de papel ISO 20 estériles	200 sterile Papierspitzen ISO 20	200 sączki papierowe ISO 20 sterylne	200 conuri de hârtie ISO 20 sterili	200 χάρτινοι κώνοι ISO 20 αποστειρωμένοι	200 puntas de papel ISO 20 estériles
PR0018B25	CONI CARTA BLISTER 25 200 pz	200 coni di carta ISO 25 sterili	200 sterile paper points ISO 25	200 cônes de papier ISO 25 stériles	200 conos de papel ISO 25 estériles	200 sterile Papierspitzen ISO 25	200 sączki papierowe ISO 25 sterylne	200 conuri de hârtie ISO 25 sterili	200 χάρτινοι κώνοι ISO 25 αποστειρωμένοι	200 puntas de papel ISO 25 estériles
PR0018B30	CONI CARTA BLISTER 30 200 pz	200 coni di carta ISO 30 sterili	200 sterile paper points ISO 30	200 cônes de papier ISO 30 stériles	200 conos de papel ISO 30 estériles	200 sterile Papierspitzen ISO 30	200 sączki papierowe ISO 30 sterylne	200 conuri de hârtie ISO 30 sterili	200 χάρτινοι κώνοι ISO 30 αποστειρωμένοι	200 puntas de papel ISO 30 estériles
PR0018B35	CONI CARTA BLISTER 35 200 pz	200 coni di carta ISO 35 sterili	200 sterile paper points ISO 35	200 cônes de papier ISO 35 stériles	200 conos de papel ISO 35 estériles	200 sterile Papierspitzen ISO 35	200 sączki papierowe ISO 35 sterylne	200 conuri de hârtie ISO 35 sterili	200 χάρτινοι κώνοι ISO 35 αποστειρωμένοι	200 puntas de papel ISO 35 estériles
PR0018B40	CONI CARTA BLISTER 40 200 pz	200 coni di carta ISO 40 sterili	200 sterile paper points ISO 40	200 cônes de papier ISO 40 stériles	200 conos de papel ISO 40 estériles	200 sterile Papierspitzen ISO 40	200 sączki papierowe ISO 40 sterylne	200 conuri de hârtie ISO 40 sterili	200 χάρτινοι κώνοι ISO 40 αποστειρωμένοι	200 puntas de papel ISO 40 estériles
PR0018B45	CONI CARTA BLISTER 45 200 pz	200 coni di carta ISO 45 sterili	200 sterile paper points ISO 45	200 cônes de papier ISO 45 stériles	200 conos de papel ISO 45 estériles	200 sterile Papierspitzen ISO 45	200 sączki papierowe ISO 45 sterylne	200 conuri de hârtie ISO 45 sterili	200 χάρτινοι κώνοι ISO 45 αποστειρωμένοι	200 puntas de papel ISO 45 estériles
PR0018B50	CONI CARTA BLISTER 50 200 pz	200 coni di carta ISO 50 sterili	200 sterile paper points ISO 50	200 cônes de papier ISO 50 stériles	200 conos de papel ISO 50 estériles	200 sterile Papierspitzen ISO 50	200 sączki papierowe ISO 50 sterylne	200 conuri de hârtie ISO 50 sterili	200 χάρτινοι κώνοι ISO 50 αποστειρωμένοι	200 puntas de papel ISO 50 estériles
PR0018B55	CONI CARTA BLISTER 55 200 pz	200 coni di carta ISO 55 sterili	200 sterile paper points ISO 55	200 cônes de papier ISO 55 stériles	200 conos de papel ISO 55 estériles	200 sterile Papierspitzen ISO 55	200 sączki papierowe ISO 55 sterylne	200 conuri de hârtie ISO 55 sterili	200 χάρτινοι κώνοι ISO 55 αποστειρωμένοι	200 puntas de papel ISO 55 estériles
PR0018B60	CONI CARTA BLISTER 60 200 pz	200 coni di carta ISO 60 sterili	200 sterile paper points ISO 60	200 cônes de papier ISO 60 stériles	200 conos de papel ISO 60 estériles	200 sterile Papierspitzen ISO 60	200 sączki papierowe ISO 60 sterylne	200 conuri de hârtie ISO 60 sterili	200 χάρτινοι κώνοι ISO 60 αποστειρωμένοι	200 puntas de papel ISO 60 estériles
PR0018B70	CONI CARTA BLISTER 70 200 pz	200 coni di carta ISO 70 sterili	200 sterile paper points ISO 70	200 cônes de papier ISO 70 stériles	200 conos de papel ISO 70 estériles	200 sterile Papierspitzen ISO 70	200 sączki papierowe ISO 70 sterylne	200 conuri de hârtie ISO 70 sterili	200 χάρτινοι κώνοι ISO 70 αποστειρωμένοι	200 puntas de papel ISO 70 estériles
PR0018B80	CONI CARTA BLISTER 80 200 pz	200 coni di carta ISO 80 sterili	200 sterile paper points ISO 80	200 cônes de papier ISO 80 stériles	200 conos de papel ISO 80 estériles	200 sterile Papierspitzen ISO 80	200 sączki papierowe ISO 80 sterylne	200 conuri de hârtie ISO 80 sterili	200 χάρτινοι κώνοι ISO 80 αποστειρωμένοι	200 puntas de papel ISO 80 estériles
PR0018BS1	CONI CARTA BLISTER 15-40 200 pz	200 coni di carta ISO 15-40 (34x 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40) sterili	200 sterile paper points ISO 15-40 (34x 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40)	200 cônes de papier ISO 15-40 (34x 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40) stériles	200 conos de papel ISO 15-40 (34x 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40) estériles	200 sterile Papierspitzen ISO 15-40 (34x 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40)	200 sączki papierowe ISO 15-40 (34x 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40) sterylne	200 conuri de hârtie ISO 15-40 (34x 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40) sterili	200 χάρτινοι κώνοι ISO 15-40 (34x 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40) αποστειρωμένοι	200 puntas de papel ISO 15-40 (34x 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40)
PR0018BS2	CONI CARTA BLISTER 35-60 200 pz	200 coni di carta ISO 35-60 (34x 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60) sterili	200 sterile paper points ISO 35-60 (34x 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60)	200 cônes de papier ISO 35-60 (34x 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60) stériles	200 conos de papel ISO 35-60 (34x 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60) estériles	200 sterile Papierspitzen ISO 35-60 (34x 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60)	200 sączki papierowe ISO 35-60 (34x 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60) sterylne	200 conuri de hârtie ISO 35-60 (34x 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60) sterili	200 χάρτινοι κώνοι ISO 35-60 (34x 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60) αποστειρωμένοι	200 puntas de papel ISO 35-60 (34x 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60)

Simboli usati sulla confezione / Symbols used on packaging / Symboles utilisés sur les emballages / Simbolos utilizados en el embalaje / Auf der verpackung verwendete symbole / Symbole na opakowaniu / Simboluri utilizate pe ambalaj / Συμβολα που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία / Símbolos usados na embalagem



Consultare le istruzioni d'uso / Consult instructions for use / Consulter le mode d'emploi / Consultar las instrucciones de uso / Die Gebrauchsanweisung lesen / Patrz: sposób użycia / Consultați instrucțiunile de utilizare / Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης / Consulte as instruções de uso



Limiti di temperatura / Temperature limit / Limite de température / Limite de temperatura / Temperaturgrenze / Granica temperatury / Limita de temperatură / Όριο θερμοκρασίας / Limite de temperatura



Non riutilizzare / Do not reuse / Ne pas réutiliser / No reutilizar / Nicht wiederverwenden / Nie używać ponownie / Nu refolosiți / Μην το ξαναχρησιμοποιήσετε / Não reutilize



Sterilizzato mediante irradiazione / Sterilized by irradiation / Stérilisé par irradiation / Esterilizado por irradiación / Sterilisiert durch Bestrahlung / Sterylizowane przez napromieniowanie / Sterilizat prin iradiere / Αποστειρώθηκε με ακτινοβολία / Esterilizado por irradição



Tenere lontano dalla luce solare / Keep away from sunlight / Tenir à l'écart de la lumière du soleil / Mantener alejado de la luz solar / Von direktem Sonnenlicht fernhalten / Chronić przed światłem słonecznym / A se păstra ferit de lumina soarelui / Διατηρείτε μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία / Manter afastado da luz solar direta



Mantenere asciutto / Keep dry / Garder au sec / Mantener seco / Bleib trocken / Utrzymuj suchość / Păstrați uscat / Διατηρώ στεγνό / Manter seco



Attenzione / Caution / Attention / Atención / Beachtung / Uwaga / Atenție / Προσοχή / Atenção



Codice lotto / Batch code / Code de lot / Código de lote / Chargennummer / Kod partii / Cod lot / Κωδικός παρτίδας / Código de lote



Data di scadenza / Use by date / Date limite d'utilisation / Utilizar según la fecha / Mindesthaltbarkeitsdatum / Termin przydatności do użycia / Data expirării / Τελική ημερομηνία ανάλωσης / Data de validade



Numero di catalogo / Catalogue number / Numéro de catalogue / Número de catálogo / Katalognummer / Numer katalogowy / Număr de catalog / Αριθμός καταλόγου / Número de catálogo



Rappresentante autorizzato / Authorized representative / Représentant autorisé / Representante autorizado / Bevollmächtigter Vertreter / Upoważniony przedstawiciel / Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος / Reprezentante autorizado / Reprezentant autorizat



Produttore / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Producent / Κατασκευαστής / Fabricante



DiaDent Group International
16, Osongsangnyong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si
Chungcheongbuk-do, 28161, Korea



0197

Rev.01_09/21

Made in Korea

Selected, distributed and guaranteed by Denticala
Sélectionné, distribué et garanti par Denticala
Seleccionado, distribuido y garantizado por Denticala
Ausgewählte, verteilt und gesichert durch Denticala
Produkt wybrany, dystrybuowany i gwarantowany przez Denticala
Selectat, distribuit și garantat de Denticala
Επιλέγεται, διανέμεται και εξασφαλίζεται από την Denticala
Seleccionado, distribuido e garantido por Denticala

Selezionato, distribuito e garantito da



Denticala S.p.A., Via Rimini 22, I-20142 Milano, Italia
Tel. +39.02.895981, info@denticala.com, www.denticala.com