



EMD flex

Dai una nuova prospettiva al tuo lavoro

 **DENTALICA**
Into quality

EMD System



Possibilità estensione
garanzia fino a 2
anni. Chiedici come.

Performanti da ogni punto di vista

Da più di un decennio EMD SYSTEM si occupa della cura e del buon funzionamento degli strumenti per l'odontoiatria.

Oggi propone al mercato una nuova gamma di manipoli e turbine in grado di soddisfare le più comuni necessità del clinico garantendo affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.

Chi meglio di EMD SYSTEM conosce questa tipologia di strumenti?



Superficie e design best grip

Design appositamente progettato per garantire una presa sicura anche per periodi prolungati, con mani guantate. La particolare lavorazione della superficie rende la manutenzione facile ed immediata.



Illuminazione Direct-LED

Il LED posizionato centralmente rispetto alla testina ed al corpo permette di illuminare in maniera naturale un'ampia area di lavoro, fornendo una visibilità eccezionale con una luce stabile di 25.000 LUX.



Cuscinetti in ceramica Made in Germany

Studiati per operare in modo silenzioso ed efficiente, permettono di lavorare in piena sicurezza con una potenza stabile e garantita nel tempo.



Dimensioni corrette della testina

Sono disponibili due dimensioni di testine, pensate per assicurare al clinico un'ottima visibilità senza dover rinunciare alla corretta potenza e velocità: scelta fra Standard e Miniature.



Raffreddamento spray garantito

Le 4 uscite spray orientate alla fresa permettono di garantire per tutto l'intervento un raffreddamento costante e sicuro.



EMD System La strumentazione rotante è per noi una priorità da più di 10 anni.



CONSERVAZIONE IGIENICA



Stop ai batteri

Il rischio di contaminazione biologica e di infezioni crociate è elevato per tutti gli strumenti rotanti. Il semplice passaggio in autoclave può non essere sufficiente. È necessario un pre-trattamento in grado di raggiungere le canalizzazioni più ridotte. EMD SterilKit è la soluzione: abbattimento del 99,99% di batteri e conseguente riduzione di oltre l'80% di avarie meccaniche.

Bastano 3 semplici step:

1. WL CLEAN: pulizia e decontaminazione
2. WL CID: detersione e disinfezione
3. WL DRY: espulsione dei residui

Si consiglia la lubrificazione con EMD MicroLube HP a fine trattamento.

CONSERVAZIONE MECCANICA



Lubrificazione garantita

Lubrificante dentale privo di solventi, con azione lubrificante dedicata che supera di ben 10 volte quella dei lubrificanti tradizionali. A bassissima viscosità penetra nei micro interstizi gabbia/sfere dei cuscinetti. Mantiene inalterata le sue proprietà lubrificanti anche dopo autoclavaggio.

Prodotto / Descrizione	Codice
EMD MICROLUBE HP 500 ML Lubrificante/Ricondizionante	EMDEES007
EMD MICROLUBE HP 200 ML Lubrificante/Ricondizionante	EMDEES008

ADATTATORI SETTORIALI

Le sistematiche EMD SYSTEM devono la loro efficacia anche agli indispensabili adattatori settoriali che permettono una corretta erogazione fino alla testina. Disponibili per turbine, contrangoli e Scaler.



Prodotto / Descrizione	Codice
EMD STERILKIT Conservazione Igienica	EMDESKL026
ALPRO WL CLEAN 500 ML Detergente batteriostatico	EMDEAS001
ALPRO WL CID 500 ML Disinfettante	EMDEAS002
ALPRO WL DRY 300 ML Espulsore	EMDEAS003

EMD System
flexy



Gamma Flexy

Affidabilità, resistenza e durabilità


La nostra esperienza, la tua sicurezza nel tempo:
progettate per oggi e domani.
Gli strumenti che cambiano la tua prospettiva.

TURBINE


Disponibili nelle versioni
con attacco NSK, KaVo.

Standard 25W – 350.000 rpm.

Miniature 22W – 380.000 rpm.



Standard



Miniature



Versione NSK - EMX4SLNK



Versione KaVo - EMX4SLKV



Versione NSK - EMX4MLNK



Versione KaVo - EMX4MLKV

ATTACCHI RAPIDI

Attacco rapido NSK



Versione NSK - EMX4NLED

Attacco rapido KaVo



Versione KaVo - EMX4KLED

MANIPOLI

Contrangoli indicati per le più
comuni necessità dello studio,
sono compatibili con tutte le
frese CA del mercato.

Completamente autoclavabili
sono molto resistenti a lungo
termine. Con spray interno
e blocco fresa a bottone.
Disponibili nella versione
con luce o cieca.

Flexy 1:1 con luce



EMXTLIWFC

Flexy 1:1 cieco



EMXTLIWC

Flexy 1:1 con luce



EMXTLIWFS

Flexy 1:1 cieco



EMXTLIWS



Into quality



Guardiamo avanti con gli occhi migliori. I vostri.



EMD SYSTEM è un marchio di:
DENTALICA S.p.A. - Via Rimini, 22 - 20142 Milano
T 02.895981 - F 02.89504249 - info@dentalica.com - www.dentalica.com

Numero Verde
800 70 71 72