

Punte scaling

Punte scaling




PRECISION

La nuova gamma di punte **Precision** è stata progettata per offrire punte robuste, flessibili e resistenti alla corrosione. Ogni punta viene prodotta da macchine altamente specializzate e viene sottoposta ad almeno 30 ulteriori processi e ispezioni, al fine di garantire l'eccellenza assoluta in studio. Compatibilità EMS e SATELEC.

Scaling

EMS

SATELEC




G1

Cod. PRSK00G1

GD1

Cod. PRSK0SGD1

Indicata per la rimozione di tartaro sopragengivale e placca batterica.





G2

Cod. PRSK00G2

GD2

Cod. PRSK0SGD2

Il bordo piatto viene utilizzato per rimuovere tartaro sopragengivale.





G3

Cod. PRSK00G3

GD3

Cod. PRSK0SGD3

Indicata per la rimozione di tartaro e placca nelle aree interdentali sopragengivali.




G4

Cod. PRSK00G4

GD4

Cod. PRSK0SGD4

Indicata per la rimozione di tartaro sopragengivale e placca batterica.



G5

Cod. PRSK00G5

GD5


Cod. PRSK0SGD5

Indicata per la rimozione di tartaro sopragengivale e placca batterica.

Periodontics

EMS

SATELEC




P1

Cod. PRSK00P1

PD1

Cod. PRSK0SPD1

Indicata per la rimozione di tartaro sottogengivale.




P3

Cod. PRSK00P3

PD3

Cod. PRSK0SPD3

Indicata per la rimozione di tartaro sottogengivale.



P3D

Cod. PRSK00P3D

PD3D

Cod. PRSK0SPD3D

Con rivestimento diamantato. Indicata per la levigatura della superficie della radice durante la chirurgia del lembo parodontale.



P4

Cod. PRSK00P4

PD4


Cod. PRSK0SPD4

Indicata per la rimozione di tartaro sottogengivale.



Scaling & Periodontics


EMS



eP

Cod. PRSK00EP


Perio. Indicata per la rimozione accurata di tartaro sottogengivale e sopragengivale e concrezioni in tutti i quadranti.



ePS

Cod. PRSK00EPS


PerioSlim. Veloce e minimamente invasiva. Indicata per la rimozione di tartaro nelle profondità delle tasche parodontali, in tutti i quadranti.



ePL3

Cod. PRSK00EPL3

Pulizie periodiche. Per la pulizia e la disinfezione delle tasche parodontali, è particolarmente adatta per le visite di follow-up e di richiamo per i pazienti che necessitano trattamenti parodontali periodici.




eA

Cod. PRSK00EA

Universale. Rimozione accurata di tartaro sopragengivale, in tutti i quadranti.


SATELEC



S≠1

Cod. PRSK0SS1


Perio. Universale. Indicata per scaling sopragengivale e rimozione del tartaro senza danneggiare lo smalto.



S10P

Cod. PRSK0SS10P


PerioSlim. Punta sottile ed arrotondata indicata per lo scaling di tasche con profondità inferiore a 2-3 mm.



S10X

Cod. PRSK0SS10X

Pulizie periodiche. Interprossimale. La sua parte piatta e attiva la rende indicata per gli spazi interprossimali e per lo scaling sopragengivale. La sua forma anatomica la rende veloce ed efficiente.



S1S

Cod. PRSK0SS1S

Universale. Slim. Indicata per scaling sovra e sottogengivali, in particolare per gli spazi interprossimali.

Endodontics



EMS

SATELEC


E1

Cod. PRSK00E1

ED1

Cod. PRSK0SED1

Supporto con angolazione a 120° per lime a U con diametro del gambo di 0,57 mm. È solitamente utilizzato per la pulizia del canale radicolare dei denti anteriori.




E3

Cod. PRSK00E3

ED3

Cod. PRSK0SED3

Con lo spray di raffreddamento disabilitato, è indicata per la condensazione termica laterale della guttapercha.



E3D

Cod. PRSK00E3D

ED3D

Cod. PRSK0SED3D

Con rivestimento diamantato. Indicata per la rimozione di calcificazioni e materiale di scarto dalla cavità pulpare.



E4

Cod. PRSK00E4

ED4

Cod. PRSK0SED4

Per la rimozione di ostruzioni e strumenti rotti nel canale radicolare.



E4D

Cod. PRSK00E4D

ED4D

Cod. PRSK0SED4D

Con rivestimento diamantato. Indicata per ritrattamenti o l'eliminazione di materiali particolarmente duri.



EMS

SATELEC




E15

Cod. PRSK0E15

ED15

Cod. PRSK0SED15

Per l'eliminazione rapida di tartaro e cementi provvisori.




E15D

Cod. PRSK0E15D

ED15D

Cod. PRSK0SED15D

Con rivestimento diamantato. Indicata in quelle situazioni in cui si ha la necessità di una capacità di taglio e di abrasione più aggressiva. Particolarmente utile per rimuovere materiali molto duri dalle pareti canalari.



E14

Cod. PRSK0E14

ED14

Cod. PRSK0SED14

Rimuove rapidamente le ostruzioni e gli strumenti rotti nel terzo medio e nel terzo superiore, sia in canali stretti che ampi.



E5D

Cod. PRSK0E5D

ED5D

Cod. PRSK0SED5D

Con rivestimento diamantato. Ideale per il taglio e l'abrasione. Particolarmente utile per rimuovere materiali molto duri dalla parete canale.



E10D

Cod. PRSK0E10D

ED10D

Cod. PRSK0SED10D

Con rivestimento diamantato. Indicata per la lucidatura apicale di denti anteriori.

Implant Cleaning



Set eICP

Cod. PRSK00EICPS

Set eICP / Indicato per trattamenti delicati della superficie implantare.
Contiene: chiave, porta punte, 2 peeks.



ICPpeek

Cod. PRSK00ICPP

ICPpeek / Ricambi: 10 pz.

Accessori

Chiave per montaggio



Cod. PRSK00TWEM

Versione EMS



Cod. PRSK00TWS

Versione SATELEC



Cod. PRSK0WENDO

Versione W ENDO

Manipoli



Cod. PR00SKSMS

Versione SATELEC cieco



Cod. PR00SKSME

Versione EMS cieco



Cod. PR00SKMSL

Versione SATELEC con luce



Cod. PR00SKMEL

Versione EMS con luce

PRECISION

La gamma Precision è nata nel 1994.

È nata con lo spirito di dare certezza. La certezza di avere in mano solo soluzioni affidabili.

Ogni prodotto marchiato Precision è il risultato di una lunga ed attenta ricerca a livello internazionale, presso i migliori produttori. Noi non produciamo, bensì selezioniamo e questo ci permette di ottenere sempre il meglio, rivolgendoci solo ad aziende leader nella produzione di quello specifico materiale.

Per questo motivo i nostri prodotti rappresentano il meglio per l'arte odontoiatrica.

Dal 1994 non abbiamo smesso di offrire certezze ai nostri clienti.

Creato in esclusiva per



PRECISION è un marchio di:
DENTALICA S.p.A. – Via Rimini, 22 – 20142 Milano
info@dentalica.com – www.dentalica.com

REV 1_05/24