

AXIA CHROMA COMPOSITE

Composito universale a fotopolimerizzazione con un alto contenuto di riempitivo inorganico. Perfetto per restauri sia nei denti anteriori che posteriori e per realizzare intarsi, onlay e faccette. Adatto anche per ricostruire monconi e per sigillature estese delle fessure. La speciale combinazione di riempitivi macro e micro conferisce a questo materiale eccellenti proprietà fisiche e lo rende facile da lucidare. Grazie a queste fantastiche qualità, il materiale è estremamente resistente alla placca. Scientificamente provato come particolarmente biocompatibile e delicato sulle gengive. Indicato per restauri di tutte le classi cavarie.



CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Testato scientificamente	Biocompatibile e molto delicato sulle gengive
Proprietà fisiche altamente avanzate	Molto comodo da manipolare e modellare
Eccellenti dati meccanici	Resiste bene a carichi pesanti, resistente all'abrasione ma amico dell'antagonista per restauri duraturi
Scala di colori innovativa, ampia gamma di tonalità e masse incisali altamente trasparenti	Otturazioni dall'aspetto naturale
Si lucida bene, superficie omogenea, struttura speciale delle particelle	Estremamente resistente alla placca, superficie molto liscia
Radiopaco	Visibile ai Raggi-X

Schema di colori:

Vita-shades A1-A4, B1-B3, C2-C4 e D3, tonalità speciali sbiancanti Bleach 1 e Bleach 2 e masse incisali Occlusal clear, Occlusal white, medium, blue e red.

Tonalità universale

Confezionamento:

Siringa da 4g, siringa da 5g o capsule da 0,3g

Dati di esempio:

Durezza Vickers* 784 MPa

Resistenza a compressione* 502 MPa

Resistenza a flessione* 157 MPa

Resistenza a trazione** 56 MPa

Modulo di elasticità* 11.173 MPa

Conservazione 10 - 25°C